



Yes, you can.®

Invacare SA
Autobaan 22 - 8210 Loppem - Belgique - www.invacare.be

Invacare® **Dossiers Matrx**
Dossier de positionnement rigide et amovible



- Garantie : 2 ans


Date :

Référence :

Revendeur :

☐ Veuillez indiquer votre choix en cochant les cases ☒ Option standard ☐ Option supplément

CODE		DESCRIPTION	Prix public €, TVA de 6% incluse
Etape 1 : Choisissez le type de dossier			
Type de dossier (livré avec une cale lombaire)			
	☐	Dossier carbone Matrx MX2 - sans fixation - profondeur 80 mm - poids max utilisateur : 114 kg	700,00
	☐	Dossier Matrx Mini - fixation incl. - profondeur 60 mm - poids max utilisateur : 68 kg	700,00
	☐	Dossier Matrx Elite E2 - avec fixation - profondeur 80 mm - poids max utilisateur : 136 kg	750,00
	☐	Dossier Matrx Elite E2 Deep - avec fixation - profondeur 160 mm - poids max utilisateur : 136 kg	850,00
	☐	Dossier Matrx MAC - coussin mousse - fixation incl. - maintiens latéraux non-inclus - poids max utilisateur : 136kg	543,18
	☐	Dossier Matrx MAC - coussin HUG - fixation incl. - maintiens latéraux non-inclus - poids max utilisateur : 136kg	643,18
	☐	Dossier Matrx Elite HD - sans fixation - profondeur 80 mm	1.300,00
	☐	Dossier Matrx Elite Deep HD - sans fixation - profondeur 160 mm	1.350,00
	☐	Dossier Matrx Posture Back - sans fixation - profondeur 130 mm - poids max utilisateur : 136 kg	543,18
	☐	Dossier Matrx Posture Back Deep - sans fixation - profondeur 180 mm - poids max utilisateur : 136 kg	643,18
	☐	Dossier Matrx Posture Back Max - fixation incl. - profondeur 130 mm - poids max utilisateur : 227 kg	1.300,00
	☐	Dossier Matrx Posture Back Deep Max - fixation incl. - profondeur 180 mm - poids max utilisateur : 227 kg	1.350,00



Etape 2 : Choisissez la taille du dossier							
Dossier carbone Matrx MX2 (avec aide lombaire - revêtement douce - sans fixation)							
Profondeur du dossier : 80 mm (C) - Poids max utilisateur : 114 kg							
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)						Adaptable sur fauteuil largeur d'assise :
	150 mm		230 mm		310 mm	410 mm	
360 mm	1629002	☐	1629003	☐	1629004	☐	360mm - 380mm
380 mm	1629006	☐	1629007	☐	1629008	☐	380mm - 410mm
410 mm	1629010	☐	1629011	☐	1629012	☐	410mm - 430mm
430 mm	1629014	☐	1629015	☐	1629016	☐	430mm - 460mm
460 mm	1629018	☐	1629019	☐	1629020	☐	460mm - 480mm



Dossier Matrx Mini: Fixation inclusive							
Profondeur du dossier : 60 mm (C) - Poids max utilisateur : 68 kg							
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)						Adaptable sur fauteuil largeur d'assise :
	180 mm		260 mm		310 mm	360 mm	
260 mm	1626804	☐	1626805	☐	1626806	☐	250mm - 270mm
280 mm	1626807	☐	1626808	☐	1626809	☐	280mm - 300mm
310 mm	1626810	☐	1626811	☐	1626812	☐	300mm - 320mm
330 mm	1626814	☐	1626815	☐	1626816	☐	330mm - 360mm
360 mm	1626818	☐	1626819	☐	1626820	☐	360mm - 380mm



Dossier MatrX Elite E2 (aide lombaire en matière dure - avec fixation)																	
Profondeur du dossier : 80 mm (C) - Poids max utilisateur : 136 kg																	
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾⁽³⁾	Hauteur du dossier (D)														Adaptable sur fauteuil largeur d'assise : ⁽¹⁾		
	160 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm		460 mm			510 mm	
360 mm	1632513	☐	1632514	☐	1632515	☐	1632516	☐	1632517	☐	1632518	☐	1632519	☐	1632520	☐	360mm - 380mm
380 mm	1632521	☐	1632522	☐	1632523	☐	1632524	☐	1632525	☐	1632526	☐	1632527	☐	1632528	☐	380mm - 410mm
410 mm	1632529	☐	1632530	☐	1632531	☐	1632532	☐	1632533	☐	1632534	☐	1632535	☐	1632536	☐	410mm - 430mm
430 mm	1632537	☐	1632538	☐	1632539	☐	1632540	☐	1632541	☐	1632542	☐	1632543	☐	1632544	☐	430mm - 460mm
460 mm	1632545	☐	1632546	☐	1632547	☐	1632548	☐	1632549	☐	1632550	☐	1632551	☐	1632552	☐	460mm - 480mm
480 mm	1632553	☐	1632554	☐	1632555	☐	1632556	☐	1632557	☐	1632558	☐	1632559	☐	1632560	☐	480mm - 510mm
510 mm	1632561	☐	1632562	☐	1632563	☐	1632564	☐	1632565	☐	1632566	☐	1632567	☐	1632568	☐	510mm - 530mm
(1)L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieure de 25 mm. (2)Largeur réelle avec le coussin de dossier installé. (3)Nous recommandons de prendre un dossier 20 mm plus large dans le cas d'ajout de cale-tronc.																	
Dossier MatrX Elite E2 Deep (support latéral intégré sur le soutien lombaire dur - avec fixation)																	
Profondeur du dossier : 160 mm (C) - Poids max utilisateur : 136 kg																	
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)														Adaptable sur fauteuil largeur d'assise : ⁽¹⁾		
	160 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm		460 mm			510 mm	
360 mm	1632634	☐	1632635	☐	1632636	☐	1632637	☐	1632638	☐	1632639	☐	1632640	☐	1632641	☐	360mm - 380mm
380 mm	1632642	☐	1632643	☐	1632644	☐	1632645	☐	1632646	☐	1632647	☐	1632648	☐	1632649	☐	380mm - 410mm
410 mm	1632650	☐	1632651	☐	1632652	☐	1632653	☐	1632654	☐	1632655	☐	1632656	☐	1632657	☐	410mm - 430mm
430 mm	1632658	☐	1632659	☐	1632660	☐	1632661	☐	1632662	☐	1632663	☐	1632664	☐	1632665	☐	430mm - 460mm
460 mm	1632666	☐	1632667	☐	1632668	☐	1632669	☐	1632670	☐	1632671	☐	1632672	☐	1632673	☐	460mm - 480mm
480 mm	1632674	☐	1632675	☐	1632676	☐	1632677	☐	1632678	☐	1632679	☐	1632769	☐	1632770	☐	480mm - 510mm
510 mm	1632771	☐	1632772	☐	1632773	☐	1632774	☐	1632775	☐	1632776	☐	1632777	☐	1632778	☐	510mm - 530mm
(1)L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieure de 25 mm. (2)Largeur réelle avec le coussin de dossier installé.																	
Dossier MatrX MAC - coussin double épaisseur de mousse: Fixation inclusive (n'inclus pas les cale-tronc)																	
Poids max utilisateur : 136 kg																	
Largeur du dossier (A)	Hauteur du dossier (D)						Adaptable sur fauteuil largeur d'assise :										
	410 mm		460 mm		510 mm												560 mm
410 mm	1634608	☐	1634609	☐	1634610	☐	1634611	☐	385mm - 460mm								
430 mm	1634612	☐	1634613	☐	1634614	☐	1634615	☐	405mm - 480mm								
460 mm	1634616	☐	1634617	☐	1634618	☐	1634619	☐	435mm - 510mm								
480 mm	1634620	☐	1634621	☐	1634622	☐	1634623	☐	455mm - 530mm								
510 mm	1634624	☐	1634625	☐	1634626	☐	1634627	☐	485mm - 560mm								
Dossier MatrX MAC - coussin HUG: Fixation inclusive (n'inclus pas les cale-tronc)																	
Poids max utilisateur : 136 kg																	
Largeur du dossier (A)	Hauteur du dossier (D)						Adaptable sur fauteuil largeur d'assise :										
	410 mm		460 mm		510 mm												560 mm
410 mm	1634678	☐	1634679	☐	1634680	☐	1634681	☐	385mm - 460mm								
430 mm	1634682	☐	1634683	☐	1634684	☐	1634685	☐	405mm - 480mm								
460 mm	1634686	☐	1634687	☐	1634688	☐	1634689	☐	435mm - 510mm								
480 mm	1634690	☐	1634691	☐	1634692	☐	1634693	☐	455mm - 530mm								
510 mm	1634694	☐	1634695	☐	1634696	☐	1634697	☐	485mm - 560mm								
Dossier MatrX Elite Max: fixation inclusive																	
Profondeur du dossier : 80 mm (C)																	
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)				Adaptable sur fauteuil largeur d'assise : ⁽¹⁾												
	410 mm		510 mm														
530 mm	1628240	☐	1628241	☐	530mm - 560mm												
560 mm	1628242	☐	1628243	☐	560mm - 590mm												
580 mm	1628244	☐	1628245	☐	580mm - 610mm												
610 mm	1628246	☐	1628247	☐	610mm - 640mm												

NOUVEAU




NOUVEAU



Dossier MatrX Elite Deep Max: fixation inclusive			
Profondeur du dossier : 160 mm (C)			
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)		Adaptable sur fauteuil largeur d'assise : ⁽¹⁾
	510 mm		
530 mm	1584177	☐	530mm - 560mm
560 mm	1584179	☐	560mm - 590mm
580 mm	1584181	☐	580mm - 610mm
610 mm	1583933	☐	610mm - 640mm




Dossier MatrX Posture Back (support Thoraco - lombarie en matière dure - sans fixation)							
Profondeur de dossier 130 mm (C) - Poids max utilisateur : 136 kg							
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)					Adaptable sur fauteuil largeur d'assise : ⁽¹⁾	
	310 mm		410 mm		510 mm		
360 mm	1544783	☐	1544784	☐		330mm - 380mm	
410 mm	1544785	☐	1515727	☐	1515728	☐	380mm - 430mm
430 mm	1544786	☐	1515729	☐	1515730	☐	410mm - 460mm
460 mm	1544787	☐	1515731	☐	1515732	☐	430mm - 480mm
510 mm	1544788	☐	1518131	☐	1518132	☐	480mm - 530mm
(1)L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieure de 25 mm.							
(2)Largeur réelle avec le coussin de dossier installé.							



Dossier MatrX Posture Back Deep(support latéral intégré sur le soutien Thoraco -lombaire dur - sans fixation)							
Profondeur du dossier : 180 mm (C) - Poids max utilisateur : 136 kg							
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)					Adaptable sur fauteuil	
	310 mm		410 mm		510 mm	largeur d'assise : ⁽¹⁾	
360 mm	1545001	☐	1545002	☐		330mm - 380mm	
410 mm	1545003	☐	1545058	☐	1545059	☐	380mm - 430mm
430 mm	1545060	☐	1545061	☐	1545062	☐	410mm - 460mm
460 mm	1545063	☐	1545064	☐	1545065	☐	430mm - 480mm
510 mm	1545066	☐	1545067	☐	1545068	☐	480mm - 530mm
(1)L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieure de 25 mm.							
(2)Largeur réelle avec le coussin de dossier installé.							



Dossier MatrX Posture Back Max: fixation inclusive					
Profondeur du dossier : 130 mm (C) - Poids max utilisateur : 227 kg					
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)				Adaptable sur fauteuil largeur d'assise : ⁽¹⁾
	310 mm		410 mm		
510 mm	1544538	☐	1544657	☐	510mm - 530mm
560 mm	1544658	☐	1544659	☐	560mm - 590mm
610 mm	1544660	☐	1544661	☐	610mm - 640mm



Dossier MatrX Posture Back Deep Max: fixation inclusive					
Profondeur du dossier : 130 mm (C) - Poids max utilisateur : 227 kg					
Largeur du dossier (A) ⁽²⁾	Hauteur du dossier (D)				Adaptable sur fauteuil largeur d'assise : ⁽¹⁾
	310 mm		410 mm		
510 mm	1543486	☐	1543487	☐	510mm - 530mm
560 mm	1543488	☐	1543489	☐	560mm - 590mm
610 mm	1543490	☐	1543491	☐	610mm - 640mm



CODE		DESCRIPTION	QTY	Prix public €, TVA de 6% incluse
Etape 3 : Choisissez la fixation				
Fixations pour dossiers MatrX				
Pour Posture Back (Deep)				
1545275	☐	Fixation standard pour dossier Posture Back, la paire (montage sur canes de dossiers diamètres 17 à 30 mm)		240,00
1545278	☐	Fixation Split pour dossier Posture Back, la paire (conseillé pour montage sur fauteuil à cadre rigide) (montage sur canes de dossiers diamètres 17 à 30 mm)		240,00
Pour dossier Max				
1544776	☐	Fixation standard renforcée pour dossier Max, la paire		480,00
Pour MX2				
1629027	☐	Fixation fixe carbone MX2		290,00
1629028	☐	Fixation QR MX2		310,00



