

Tel : 02 47 62 69 16

Fax : 02 47 62 69 13

Pour tous renseignements : alberactif@invacare.com

Pour toutes commandes : commandesfr@invacare.com

Pensez au Service Montage  
Matrix !



Invacare® Matrix®



Dossiers de positionnement rigide et amovible

**NOUVEAU : prise en charge à la LPPR jusqu'à 600 € TTC**

9981399 : VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur : dans la limite de 600 € TTC

4960062 : VPH, adjonction, spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant pour FRM, FRMC, FRMA, FRMP, FRMV, FRE, FREP, FREV

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Code	Quantité	Désignation	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
<b>Service Montage dossier Matrix sur Fauteuil Roulant *</b>				
DE194785		Service montage dossier Matrix sur Fauteuil Roulant	74,88 €	79,00 €
DE194791		Service montage option Matrix	36,97 €	39,00 €

\* n'inclus pas les frais de transport (à la charge du client)

Étape 1 : Choisissez le type de dossier	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	LPPR/PLV
---	-------------------------	--------------------------	----------

Type de dossier

Dossier <b>réglable en tension asymétrique</b> , disponible sur devis et sur les fauteuils roulants manuels <b>Invacare® Action®3 &amp; Invacare® Action®4</b> - équipé d'une paire de cale-troncs positionnables, un coussin d'assise <b>Matrix Libra</b> , une ceinture pelvienne 2 points <b>Bodypoint</b> et une base anti effet hamac	<input type="checkbox"/>	1 137,44 €	1 200,00 €	Dans la limite de 1200,00 €
Dossier carbone <b>Matrix MX2</b> - sans fixation - profondeur 80 mm - poids max utilisateur : 114 kg	<input type="checkbox"/>	407,58 €	430,00 €	Dans la limite de 600,00 € ou sur devis
Dossier <b>Matrix Mini</b> - fixations <b>incluses</b> - profondeur 80 mm - poids max utilisateur : 68 kg	<input type="checkbox"/>	568,72 €	600,00 €	
Dossier <b>Matrix Elite E2</b> - fixations Mini ou Standards <b>incluses</b> - profondeur 80 mm - poids max utilisateur : 136 kg	<input type="checkbox"/>	568,72 €	600,00 €	
Dossier <b>Matrix Elite E2 Deep</b> - fixations Mini ou Standards <b>incluses</b> - profondeur 160 mm - poids max utilisateur : 136 kg	<input type="checkbox"/>	568,72 €	600,00 €	
Dossier <b>Matrix MAC</b> - Coussin <b>mousse</b> - Fixations <b>incluses</b> - 3 profondeurs (90 / 150 / 230 mm) - poids max utilisateur : 136 kg	<input type="checkbox"/>	568,72 €	600,00 €	
Dossier <b>Matrix MAC</b> - Coussin <b>HUG</b> - Fixations <b>incluses</b> - 3 profondeurs (90 / 150 / 230 mm) - poids max utilisateur : 136 kg	<input type="checkbox"/>	568,72 €	600,00 €	
Dossier <b>Matrix Posture Back</b> - sans fixation - profondeur 130 mm - poids max utilisateur : 136 kg	<input type="checkbox"/>	568,72 €	600,00 €	
Dossier <b>Matrix Posture Back Deep</b> - sans fixation - profondeur 180 mm - poids max utilisateur : 136 kg	<input type="checkbox"/>	568,72 €	600,00 €	
Dossier <b>Matrix Elite Max</b> - fixations <b>incluses</b> - profondeur 80 mm - poids max utilisateur : 227 kg	<input type="checkbox"/>	805,69 €	850,00 €	
Dossier <b>Matrix Elite Deep Max</b> - fixations <b>incluses</b> - profondeur 160 mm - poids max utilisateur : 227 kg	<input type="checkbox"/>	805,69 €	850,00 €	
Dossier <b>Matrix Posture Back Max</b> - fixations <b>incluses</b> - profondeur 130 mm - poids max utilisateur : 227 kg	<input type="checkbox"/>	805,69 €	850,00 €	
Dossier <b>Matrix Posture Back Deep Max</b> - fixations <b>incluses</b> - profondeur 180 mm - poids max utilisateur : 227 kg	<input type="checkbox"/>	805,69 €	850,00 €	

Étape 2 : Choisissez la taille du dossier



Dossier carbone **Matrix MX2** (sans fixation)  
Profondeur du dossier : 80 mm - Poids max utilisateur : 114 kg

















Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier			
			150 mm	230 mm	310 mm	410 mm
360mm	360mm - 380mm	265 mm	1629002 <input type="checkbox"/>	1629003 <input type="checkbox"/>	1629004 <input type="checkbox"/>	1629005 <input type="checkbox"/>
380mm	380mm - 410mm	290 mm	1629006 <input type="checkbox"/>	1629007 <input type="checkbox"/>	1629008 <input type="checkbox"/>	1629009 <input type="checkbox"/>
410mm	410mm - 430mm	315 mm	1629010 <input type="checkbox"/>	1629011 <input type="checkbox"/>	1629012 <input type="checkbox"/>	1629013 <input type="checkbox"/>
430mm	430mm - 460mm	340 mm	1629014 <input type="checkbox"/>	1629015 <input type="checkbox"/>	1629016 <input type="checkbox"/>	1629017 <input type="checkbox"/>
460mm	460mm - 480mm	370 mm	1629018 <input type="checkbox"/>	1629019 <input type="checkbox"/>	1629020 <input type="checkbox"/>	1629021 <input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup>Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet.



Dossier **Matrix Mini** (fixations **incluses**)  
Profondeur du dossier : 80 mm - Poids max utilisateur : 68 kg

Largeur du dossier <sup>(1)/(3)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise <sup>(2)</sup>	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier			
			180 mm	260 mm	310 mm	360 mm
260 mm	250mm - 270mm	165 mm	1626804 <input type="checkbox"/>	1626805 <input type="checkbox"/>	1626806 <input type="checkbox"/>	
280 mm	280mm - 300mm	190 mm	1626807 <input type="checkbox"/>	1626808 <input type="checkbox"/>	1626809 <input type="checkbox"/>	
310 mm	300mm - 320mm	215 mm	1626810 <input type="checkbox"/>	1626811 <input type="checkbox"/>	1626812 <input type="checkbox"/>	1626813 <input type="checkbox"/>
330 mm	330mm - 360mm	240 mm	1626814 <input type="checkbox"/>	1626815 <input type="checkbox"/>	1626816 <input type="checkbox"/>	1626817 <input type="checkbox"/>
360 mm	360mm - 380mm	290 mm	1626818 <input type="checkbox"/>	1626819 <input type="checkbox"/>	1626820 <input type="checkbox"/>	1626821 <input type="checkbox"/>

			<b>Dossier <i>Matrx Elite E2</i> (fixations incluses)</b> Profondeur du dossier : 80 mm - Poids max utilisateur : 136 kg Fixations incluses : Mini (jusqu'à la hauteur 410 mm) Standards (hauteurs 460 et 510 mm) Interface appui-tête incluse à partir de la hauteur 360 mm															
Largeur du dossier <sup>(1)(3)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise <sup>(2)</sup>	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier															
			160 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm		460 mm		510 mm	
360 mm	330mm - 380mm	265 mm	1632513	☐	1632514	☐	1632515	☐	1632516	☐	1632517	☐	1632518	☐	1632519	☐	1632520	☐
380 mm	360mm - 410mm	290 mm	1632521	☐	1632522	☐	1632523	☐	1632524	☐	1632525	☐	1632526	☐	1632527	☐	1632528	☐
410 mm	380mm - 430mm	315 mm	1632529	☐	1632530	☐	1632531	☐	1632532	☐	1632533	☐	1632534	☐	1632535	☐	1632536	☐
430 mm	410mm - 460mm	340 mm	1632537	☐	1632538	☐	1632539	☐	1632540	☐	1632541	☐	1632542	☐	1632543	☐	1632544	☐
460 mm	430mm - 480mm	370 mm	1632545	☐	1632546	☐	1632547	☐	1632548	☐	1632549	☐	1632550	☐	1632551	☐	1632552	☐
480 mm	460mm - 510mm	390 mm	1632553	☐	1632554	☐	1632555	☐	1632556	☐	1632557	☐	1632558	☐	1632559	☐	1632560	☐
510 mm	480mm - 530mm	420 mm	1632561	☐	1632562	☐	1632563	☐	1632564	☐	1632565	☐	1632566	☐	1632567	☐	1632568	☐
<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet <sup>(2)</sup> L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieur de 25 mm. <sup>(3)</sup> Nous recommandons de prendre un dossier 20 mm plus large dans le cas d'ajout de cale-tronc.																		
			<b>Dossier <i>Matrx Elite E2 Deep</i> (fixations incluses)</b> Profondeur du dossier : 160 mm - Poids max utilisateur : 136 kg Fixations incluses : Mini (jusqu'à la hauteur 410 mm) Standards (hauteurs 460 et 510 mm) Interface appui-tête incluse à partir de la hauteur 360 mm															
Largeur du dossier <sup>(1)(3)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise <sup>(2)</sup>	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier															
			160 mm		200 mm		260 mm		310 mm		360 mm		410 mm		460 mm		510 mm	
360 mm	330mm - 380mm	265 mm	1632634	☐	1632635	☐	1632636	☐	1632637	☐	1632638	☐	1632639	☐	1632640	☐	1632641	☐
380 mm	360mm - 410mm	290 mm	1632642	☐	1632643	☐	1632644	☐	1632645	☐	1632646	☐	1632647	☐	1632648	☐	1632649	☐
410 mm	380mm - 430mm	315 mm	1632650	☐	1632651	☐	1632652	☐	1632653	☐	1632654	☐	1632655	☐	1632656	☐	1632657	☐
430 mm	410mm - 460mm	340 mm	1632658	☐	1632659	☐	1632660	☐	1632661	☐	1632662	☐	1632663	☐	1632664	☐	1632665	☐
460 mm	430mm - 480mm	370 mm	1632666	☐	1632667	☐	1632668	☐	1632669	☐	1632670	☐	1632671	☐	1632672	☐	1632673	☐
480 mm	460mm - 510mm	390 mm	1632674	☐	1632675	☐	1632676	☐	1632677	☐	1632678	☐	1632679	☐	1632769	☐	1632770	☐
510 mm	480mm - 530mm	420 mm	1632771	☐	1632772	☐	1632773	☐	1632774	☐	1632775	☐	1632776	☐	1632777	☐	1632778	☐
<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet <sup>(2)</sup> L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieur de 25 mm.																		
 			<b>Dossier <i>Matrx MAC</i> (fixations incluses)</b> Coussin double épaisseur de mousse Poids max utilisateur : 136 kg N'inclus pas les maintiens latéraux										 					
Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier															
			410 mm		460 mm		510 mm		560 mm									
410 mm	355mm - 430mm	290 mm	1634608	☐	1634609	☐	1634610	☐	1634611	☐								
430 mm	380mm - 455mm	310 mm	1634612	☐	1634613	☐	1634614	☐	1634615	☐								
460 mm	410mm - 485mm	340 mm	1634616	☐	1634617	☐	1634618	☐	1634619	☐								
480 mm	430mm - 505mm	370 mm	1634620	☐	1634621	☐	1634622	☐	1634623	☐								
510 mm	455mm - 530mm	390 mm	1634624	☐	1634625	☐	1634626	☐	1634627	☐								
La largeur du dossier se réfère à la largeur moyenne du fauteuil sur lequel il peut être monté. Cette distance est mesurée sur le dossier avec cale-troncs : distance entre les deux cale-troncs, au niveau où la distance est la plus élevée.																		
 			<b>Dossier <i>Matrx MAC</i> (fixations incluses)</b> Coussin HUG Poids max utilisateur : 136 kg N'inclus pas les maintiens latéraux										 					
Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier															
			410 mm		460 mm		510 mm		560 mm									
410 mm	355mm - 430mm	290 mm	1634678	☐	1634679	☐	1634680	☐	1634681	☐								
430 mm	380mm - 455mm	310 mm	1634682	☐	1634683	☐	1634684	☐	1634685	☐								
460 mm	410mm - 485mm	340 mm	1634686	☐	1634687	☐	1634688	☐	1634689	☐								
480 mm	430mm - 505mm	370 mm	1634690	☐	1634691	☐	1634692	☐	1634693	☐								
510 mm	455mm - 530mm	390 mm	1634694	☐	1634695	☐	1634696	☐	1634697	☐								
La largeur du dossier se réfère à la largeur moyenne du fauteuil sur lequel il peut être monté. Cette distance est mesurée sur le dossier avec cale-troncs : distance entre les deux cale-troncs, au niveau où la distance est la plus élevée.																		



**Dossier Matrx Posture Back (sans fixation)**  
Profondeur de dossier 130 mm - Poids max utilisateur : 136 kg

Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier					
			310 mm		410 mm		510 mm	
360mm	330mm - 380mm	265 mm	1544783	<input type="checkbox"/>	1544784	<input type="checkbox"/>		
410mm	380mm - 430mm	315 mm	1544785	<input type="checkbox"/>	1515727	<input type="checkbox"/>	1515728	<input type="checkbox"/>
430mm	410mm - 460mm	340 mm	1544786	<input type="checkbox"/>	1515729	<input type="checkbox"/>	1515730	<input type="checkbox"/>
460mm	430mm - 480mm	370 mm	1544787	<input type="checkbox"/>	1515731	<input type="checkbox"/>	1515732	<input type="checkbox"/>
510mm	480mm - 530mm	420 mm	1544788	<input type="checkbox"/>	1518131	<input type="checkbox"/>	1518132	<input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet.

<sup>(2)</sup> L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieur de 25 mm.



**Dossier Matrx Posture Back Deep (sans fixation)**  
Profondeur du dossier : 180 mm - Poids max utilisateur : 136 kg

Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier					
			310 mm		410 mm		510 mm	
360 mm	330mm - 380mm	265 mm	1545001	<input type="checkbox"/>	1545002	<input type="checkbox"/>		
410 mm	380mm - 430mm	315 mm	1545003	<input type="checkbox"/>	1545058	<input type="checkbox"/>	1545059	<input type="checkbox"/>
430 mm	410mm - 460mm	340 mm	1545060	<input type="checkbox"/>	1545061	<input type="checkbox"/>	1545062	<input type="checkbox"/>
460 mm	430mm - 480mm	370 mm	1545063	<input type="checkbox"/>	1545064	<input type="checkbox"/>	1545065	<input type="checkbox"/>
510 mm	480mm - 530mm	420 mm	1545066	<input type="checkbox"/>	1545067	<input type="checkbox"/>	1545068	<input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet.

<sup>(2)</sup> L'utilisation de tiges filetées de fixation de dossier rallongées de 50 mm permet l'adaptation du dossier sur un fauteuil avec une largeur d'assise supérieur de 25 mm.



**Dossier Matrx Elite Max (fixations incluses)**  
Profondeur de dossier 80 mm - Poids max utilisateur : 227 kg  
Livrés avec la fixation d'appui-tête de série

Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier				
			410 mm		510 mm		
530mm	510mm - 530mm	445mm	1628240	<input type="checkbox"/>	1628241	<input type="checkbox"/>	
560mm	560mm - 590mm	495mm	1628242	<input type="checkbox"/>	1628243	<input type="checkbox"/>	
580mm	580mm - 610mm	520mm	1628244	<input type="checkbox"/>	1628245	<input type="checkbox"/>	
610mm	610mm - 640mm	550mm	1628246	<input type="checkbox"/>	1628247	<input type="checkbox"/>	

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet.



**Dossier Matrx Elite Deep Max (fixations incluses)**  
Profondeur de dossier 160 mm - Poids max utilisateur : 227 kg

Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier		
			510 mm		
530mm	510mm - 530mm	445mm	1584177	<input type="checkbox"/>	
560mm	560mm - 580mm	495mm	1584179	<input type="checkbox"/>	
580mm	580mm - 610mm	520mm	1584181	<input type="checkbox"/>	
610mm	610mm - 640mm	550mm	1583933	<input type="checkbox"/>	

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet.



**Dossier Matrx Posture Back Max (fixations incluses)**  
Profondeur de dossier 130 mm - Poids max utilisateur : 227 kg



Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier			
			410 mm		510 mm	
510mm	510mm - 530mm	445mm	1544538	<input type="checkbox"/>	1544657	<input type="checkbox"/>
560mm	560mm - 590mm	495mm	1544658	<input type="checkbox"/>	1544659	<input type="checkbox"/>
610mm	610mm - 640mm	550mm	1544660	<input type="checkbox"/>	1544661	<input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet.



**Dossier Matrx Posture Back Deep Max (fixations incluses)**  
Profondeur de dossier 180 mm - Poids max utilisateur : 227 kg



Largeur du dossier <sup>(1)</sup>	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier			
			410 mm		510 mm	
510mm	510mm - 530mm	470mm	1543486	<input type="checkbox"/>	1543487	<input type="checkbox"/>
560mm	560mm - 590mm	520mm	1543488	<input type="checkbox"/>	1543489	<input type="checkbox"/>
610mm	610mm - 640mm	570mm	1543490	<input type="checkbox"/>	1543491	<input type="checkbox"/>

<sup>(1)</sup> Pour plus de détails sur les dimensions des dossiers se référer à la documentation technique disponible sur notre site internet.

Étape 3 : Choisissez les fixations

	Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
Fixations pour dossiers <i>Matrx</i>				
Fixations pour dossiers <i>Matrx MX2</i> (réglage en hauteur, en profondeur, en angle et en rotation)				
1629027		Fixations latérales fixes en carbone pour dossier <b>MX2</b> , la paire	218,01 €	230,00 €
1629028		Fixations latérales à démontage rapide pour dossier <b>MX2</b> , la paire	161,14 €	170,00 €
Fixation pour dossiers <i>Mini</i>				
1626822		Fixation pour dossier <b>Mini</b> , la paire	161,14 €	170,00 €
Fixations pour dossiers <i>Matrx Elite E2</i> (réglage en hauteur, en profondeur, en angle et en rotation)				
1626822		Fixations <b>Mini</b> , à démontage rapide, la paire (poids max. 136 kg)	161,14 €	170,00 €
1545275		Fixations <b>standards</b> , à démontage rapide, la paire (poids max. 136 kg)	161,14 €	170,00 €
1632764		Fixations <b>Mini</b> , fixes, la paire (poids max. 136 kg)	161,14 €	170,00 €
1632766		Fixations <b>standards</b> , fixes, la paire (poids max. 227 kg)	161,14 €	170,00 €
1545278		Fixations <b>Split</b> , à démontage rapide, la paire (poids max. 136 kg)	161,14 €	170,00 €
1632765		Fixations <b>Mini HD</b> , à démontage rapide, la paire (poids max. 227 kg)	161,14 €	170,00 €
1544776		Fixations <b>Standards HD</b> , à démontage rapide, la paire (poids max. 227 kg)	161,14 €	170,00 €
1632762		Interface de montage pour fixations <b>Mini</b>	142,18 €	150,00 €
1632763		Interface de montage pour fixations <b>Standards</b>	142,18 €	150,00 €
Fixations pour dossiers <i>Matrx Elite</i> et <i>Matrx Posture Back</i>				
1545275		Fixation standard pour dossier <b>Elite</b> et <b>Posture Back</b> , la paire (montage sur cannes de dossiers diamètres 17 à 30 mm)	161,14 €	170,00 €
1545278		Fixation <b>Split</b> pour dossier <b>Elite</b> et <b>Posture Back</b> , la paire (conseillé pour montage sur fauteuil à cadre rigide) (montage sur cannes de dossiers diamètres 17 à 30 mm)	161,14 €	170,00 €
Fixation pour dossiers <i>Matrx Posture Back Max</i> et <i>Matrx Posture Back Deep Max</i>				
1544776		Fixation standard renforcée pour dossier <b>Max</b> , la paire	161,14 €	170,00 €



Fixation latérale fixe pour dossier **MX2**



Fixation latérale pour dossier **MX2**



1626822



1545275



1632764



163276



1545278



1632765



1544776

Étape 4 : Choisissez les accessoires

	Quantité		Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
Accessoires pour dossiers <i>Matrx</i>				
Maintiens latéraux pour dossier <i>Matrx MAC</i>				
1634628		Maintien latéral 90 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur. <b>Unité</b>	142,18 €	150,00 €
1634629		Maintien latéral 150 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur. <b>Unité</b>	142,18 €	150,00 €
1634630		Maintien latéral 230 mm de profondeur, ambidextre, réglable en largeur et en hauteur. <b>Unité</b>	142,18 €	150,00 €
1634816		Insert Shape pour Dossier <i>Matrx MAC</i> et <i>HUG</i>	80,57 €	85,00 €
Cale-troncs pour dossiers <i>Matrx MX2</i>				
1630141		Cale-tronc fixe pour dossier <b>Matrx® MX2</b> - Taille H 140 mm x L 76 mm	142,18 €	150,00 €
Cale-troncs pour dossiers <i>Matrx Mini</i>				
1630140		Cale-tronc fixe pour dossier <b>Matrx® Mini</b> - Taille H 115 mm x L 76 mm	142,18 €	150,00 €
Cale-troncs pour dossiers <i>Matrx Elite E2</i>				
1632755		Cale-tronc fixe, réglable en hauteur, réversible, <b>la paire</b>	199,05 €	210,00 €
1544800		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à gauche/basse à droite - Taille L	199,05 €	210,00 €
1544852		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à droite/basse à gauche - Taille L	199,05 €	210,00 €
1544853		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à gauche/basse à droite - Taille M	199,05 €	210,00 €
1544854		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à droite/basse à gauche - Taille M	199,05 €	210,00 €
1544855		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à gauche/basse à droite - Taille S	199,05 €	210,00 €
1544856		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à droite/basse à gauche - Taille S	199,05 €	210,00 €
1544857		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à gauche/basse à droite - Taille XS	199,05 €	210,00 €
1544858		Cale-tronc excentré, escamotable, position haute à droite/basse à gauche - Taille XS	199,05 €	210,00 €
1545684		Cale-tronc gauche escamotable latéralement - Taille L	199,05 €	210,00 €
1545685		Cale-tronc droit escamotable latéralement - Taille L	199,05 €	210,00 €
1545686		Cale-tronc gauche escamotable latéralement - Taille M	199,05 €	210,00 €
1545687		Cale-tronc droit escamotable latéralement - Taille M	199,05 €	210,00 €
1545688		Cale-tronc gauche escamotable latéralement - Taille S	199,05 €	210,00 €
1545689		Cale-tronc droit escamotable latéralement - Taille S	199,05 €	210,00 €
1545690		Cale-tronc gauche escamotable latéralement - Taille XS	199,05 €	210,00 €
1545691		Cale-tronc droit escamotable latéralement - Taille XS	199,05 €	210,00 €
Cale-troncs pour dossiers <i>Matrx Elite - Incompatibles avec les dossiers Elite E2</i>				
1545167		Cale-tronc gauche fixe - Taille L	142,18 €	150,00 €
1545168		Cale-tronc droit fixe - Taille L	142,18 €	150,00 €
1545172		Cale-tronc gauche fixe - Taille S	142,18 €	150,00 €
1545225		Cale-tronc droit fixe - Taille S	142,18 €	150,00 €
1545169		Cale-tronc gauche fixe position haute ou basse - Taille L	142,18 €	150,00 €
1545170		Cale-tronc droit fixe position haute ou basse - Taille L	142,18 €	150,00 €



Cale-troncs fixes **Elite E2**



Cale-troncs fixes



Cale-troncs escamotables



Excentré

Droit



Cale-troncs dossier **MAC**

230 mm  
150 mm  
90 mm

Dimensions des coussins de cale-tronc (L x h)	
Taille XS	108 x 82,5 mm
Taille S	133 x 89 mm
Taille M	146 x 95 mm
Taille L	165 x 108 mm

