

Senge tilbehør

for at tilgodeose alle behov



Bredt tilbehørsprogram

tilgodeser individuelle behov



Yes, you can.[®]

Tilbehørsprogrammet er prikken over i'et

Til Invacares sortiment af plejesenge tilbyder vi et bredt tilbehørsprogram, der giver mulighed for at tilpasse sengen både i form af design og personlig smag.

Gennem anvendelse af tilbehør optimeres muligheden for at tilpasse plejesengen, således at der tages individuelt hensyn til såvel plejehov, som til plejepersonalets arbejdsforhold.

På følgende sider finder du information om kompatibilitet samt reference til senge, sengeheste og yderligere tilbehør.

1 Sengegavle



> Victoria sengegavl
Aftagelig gavl til SB[®] 755, i bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg. Kompatibel med Line og Britt V integrerede sengeheste.

> Sophie sengegavl
Leveres i bøg, hvidpigmenteret bøg, og lys eg. Anvendes sammen med SB 755. Kompatibel med Line og Britt V integrerede sengeheste.

> Susanne sengegavl
Leveres i bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg. Anvendes sammen med SB 755, 85 cm, 90 cm, 105cm og 120 cm bredde. Kompatibel med Line og Britt V integrerede sengeheste.

> Anita sengegavl
Leveres i bøg og lys eg. Anvendes sammen med SB 755. Kompatibel med Line og Britt V integrerede sengeheste.

2 Træ-langsider



> Træ-langsider
Anvendes sammen med Susanne, Anita, Sophie og Victoria gavle. Leveres i bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg.

> Træ-langsider
Anvendes i kombination med Scala 2 sengeheste. Leveres i bøg.



> Emma sengegavl
Aftagelig gavl til SB 755, i bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg. Kompatibel med metalsengeheste

> Piggy sengegavl
Aftagelig gavl i bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg. Anvendes sammen med SB 755.

> Olivia sengegavl
Aftagelig sengegavl i bøg. Kan anvendes sammen med trælangside og Scala 2 sengeheste til SB 755.

3

Sengeheste

> Line
 Integrerede aluminiums sengeheste leveres i træ look (bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg).



> Line forlængbar
 Integrerede aluminiums sengeheste leveres i træ look (bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg). Kan justeres i længden fra 200 - 220 cm.



> Britt V
 Integrerede træsengeheste. Leveres i bøg, hvidpigmenteret bøg og lys eg i længderne: 200, 210 og 220 cm.



> Line og Britt V sengehestforhøjer
 Sengehestene kan kombineres med forhøjere når sengehestene skal anvendes sammen med madrasser der er op til 33 cm høje.



> Invacare Scala Basic 2
 Nedfældbar metalsengehest.



> Invacare Scala Basic Plus 2
 Nedfældbar metalsengehest med plastikindsats.



> Invacare Scala Medium 2
 Nedfældbar metalsengehest til høje madrasser.



> Invacare Scala Decubi 2
 Nedfældbar metalsengehest til ekstra høje madrasser.

5

Støttegreb

> Støttegreb
 Meget stabile støttegreb til brug ved ind- og udstigning af seng.
 H25 X B30 cm/80 cm
 H40 X B30 cm/80 cm



> Svingbart støttegreb
 Det svingbare støttegreb tilbyder god hjælp til bruger, som skal op at stå. Kan anvendes enkelt- eller parvis.



> Støttegreb til Octave[®]
 Gør ind- og udstigning af seng enkel.
 H40 X 25 cm



> "Sit-up" støtte
 Unik støtte til at sætte sig op i sengen.
 Passer til SB 755.



> "Stand-up" støtte
 Gør ind- og udstigning af seng enkel. Passer til alle Invacare senge.

4

Betræk til sengeheste

> Polstret
 Polstret betræk til Line og Britt V sengehest. Betrækket bliver på plads når sengehesten er nedfældet. Leveres i polstret, ekstra polstret og forlænget (+ 10 cm og + 20 cm).



> Betræk i net
 Betræk i net til Line og Britt V sengehest. Betrækket bliver på plads når sengehest er nedfældet. Leveres i standard og forlænget udgave (+ 10 cm og + 20 cm).



> Betræk til metalsengehest
 Polstret betræk til metalsengehest. Betrækket bliver på plads når sengehest er nedfældet. Leveres i standard og ekstra polstret.



> Forhøjet polstret betræk
 Polstret betræk til Line og Britt V med forhøjer.

6

Sengegalge

> Sengegalge
 Håndgreb kan tilpasses i både højde og dybde.



> Svingbar sengegalge
 Sengegalgen kan svinges ud langs siden af sengen. Håndgreb kan tilpasses i både højde og dybde.



> Sengegalge
 Håndgreb kan tilpasses i både højde og dybde. Passer til Octave[®] seng.

7

Andet tilbehør**> Afstandsfender**

Forebygger skader på væg når sengen bevæges. Kan placeres for enden af sengen eller på sengens sider.

**> Fenderhjul**

Fenderhjul kan placeres horisontalt eller vertikalt. Leveres i 3 størrelser.

**> Hjul**

Forskellige størrelser hjul. 75, 100 og 125 mm

**> Lavbygningssæt**

Anvendes 75 mm hjul sammen med SB® 755 kan sengens laveste position sænkes til 250 mm.

**> Dækør**

Anvendes som dækør når SB 755 sengen er forlænget.

**> Bendelsbegränsrer**

Anvendes når bendelen ikke må sænkes under horisontal position. Placeres på sengerammen af SB 755.

**> Forlængelse af Octave®**

Anvendes til forlængelse af Octave® med 10 - 20 cm.

**> Tilpasning til træsengehest**

Træ beslag til Octave seng med sengehest. Leveres i bøg.

**> Transportvogn**

Kan anvendes sammen med SB® 755 til transport og opbevaring af demonteret seng.

**> Dyneholder**

Stativ til placering i seng mhp at aflaste tryk fra dyne på læg og fodder.

**> Dropstativ**

Dropstativ kan placeres i sengens galgerør eller på sengens ramme.

8

Elektriske tilbehørsdele**> Håndbetjening**

Håndbetjening HB400 og HL400 med "grøn-knap" funktion. Funktioner på HL400 kan låses individuelt. Anvendes sammen med SB 755.

**> Soft control**

Funktionsbaseret håndbetjening med letbetjente knapper.

**> Håndbetjening til Octave®**

Håndbetjening HL85. Funktioner på HL85 kan alle låses.

**> Rheumatisk**

håndbetjening
Håndbetjening til personer med svage hænder f.eks på grund rheumatisk lidelse.

**> Holder til håndbetjening**

Fleksibel holder til håndbetjening letter anvendelsen for bruger. Findes i varianter der kan anvendes sammen med soft control, HB 80, HL 80, HL 85, HB400 og HL400. Leveres i aluminiumsgrå.

**> T-kabel / Forlængerkabel**

Anvendes hvis der er behov for 2 håndbetjeninger / et længere kabel (250 cm) til HB400 håndbetjening. Findes i en analog og digital udgave.

**> Adaptor til Soft Control**

Findes i varianter for hhv. analog og digital elektronik.

**> Adaptor**

til Reumatisk håndbetjening

**> Batteri back-up**

Anvendes ved strømsvigt.

Møbler



> Sonnet Basic
Et stabilt arbejds- og læsebord.
Højdeindstilleligt bord med plade, som kan tilpasses fra 65 - 100 cm i højden. Pladen kan indstilles i 6 positioner.



> Pausa
Højdeindstilleligt bord med plade, som kan indstilles fra 72 - 116 cm. Maksimal belastning: 10 kg.



> Sonnet Dual
Sengebord med praktisk tophylde og 2 skuffer samt lille skab. Sidebord kan højdeindstilles fra 75 - 105 cm samt vinkles.



> Sonnet Combi
Sengebord i bøg. Alle horisontale flader er udført i laminat. Praktisk tophylde, 1 skuffe samt lille skab. Sidebord kan højdeindstilles fra 31 - 93 cm.

Tekniske data ▼

For flere oplysninger om produkter, inkl. brugermanual, se venligst Invacares website: www.invacare.dk

Invacare SB® 755

Sengehestे ▼	Sengegavl ▼			
	Victoria	Sophie	Susanne	Anita
Line/Line forlængbar / Britt V / Britt V forlænget	x			
Scala Basic 2 / Scala basic Plus 2	x	x		x
Scala Medium 2	x	x	x	
Scala Decubi 2	x	x	x	

Invacare Octave®

Sengehestे ▼	Sengegavl ▼
Line	
Line forlængbar	
Britt V	Octave gavl med påmonteret træbeslag
Britt V forlænget	

Godkendt i henhold til
IEC 60601-2-52

Tlf.: 3690 0000
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®