


Invacare® Tilliften & tilbanden

Kies de Invacare tilband die het best bij je cliënt past

Uit een grote range van 12 modellen / 5 maten / 3 materialen



◀ Voor een passieve tillift,
zoals de **Birdie EVO**



Kies één van de twee sta-hulp tilbanden

▶ Voor een actieve tillift, zoals de **ISA**

Invacare Sta-hulp tilband met 2-punts
bevestiging voor rugondersteuning



Invacare Sta-hulp tilband met
4-punts bevestiging voor rug- en
beenondersteuning



Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland



Optimaal design voor comfortabele
en veilige transfers



Ontdek **Birdie**[®] **EVO**

De veelzijdige passieve tillift

Innovatieve kenmerken voor een veilige transferervaring



◀ **SMARTLOCK**[®]
Wissel het tiljuk sneller, veiliger en eenvoudiger dan ooit met ons 'quick release' mechanisme. Geen gereedschap nodig.



◀ **Hook Design**
Bevestig tilbanden veilig met één hand door een nieuw, gebruiksvriendelijk ontwerp.

Overige kenmerken



▶ Ergonomisch duwhandvat maakt het hanteren en manoeuvreren van de tillift gemakkelijker.



▶ Het onderscheidende gebogen ontwerp van de hefarm en het tiljuk zorgt ervoor dat zorgverleners oogcontact kunnen houden met cliënten tijdens elk moment van de transfer.



▶ Het ergonomische ontwerp van de poten beweegt eenvoudig rond rolstoel en toilet.

Ontdek **ISA**[™]

Een evolutie in actieve tilliften

Een volledig instelbare en ergonomische transferondersteuning



◀ **Ergonomische handgrepen**
Uniek design dat perfect past bij aan de natuurlijke vorm van de hand voor een veilige grip.



◀ **Uitschuifbare hefarm**
De TelescoLift kan worden ingesteld op negen verschillende hoogtes instellingen voor een optimale sling bevestiging en aanpassing op lichaamsbouw.



◀ **Onderbeen ondersteuning**
De onderbeen ondersteuning is in zes hoogtes instelbaar voor optimaal comfort. De kantelbare ErgoSupport maakt een flexibele hoekinstelling mogelijk voor maximaal comfort.

Overige kenmerken

▶ **Gebogen voetplaat:** met afneembaar hielblok en een ronde vorm waardoor benadering van rolstoel of toilet optimaal is.

▶ **Kuitband:** gevoerd voor extra comfort. Gemakkelijk verwisselbaar en wasbaar. Inzetbaar voor diegene die moeite hebben de voeten op een vaste positie te houden.

▶ **Duwhandvat en voetpedaal:** ergonomische vorm voor eenvoudige bediening.

▶ **Gebogen onderstel:** Ergonomisch gevormd om eenvoudig te manoeuvreren rondom rolstoel of toilet.

▶ **Tilband haken:** flexibele haken voor een veilige en eenvoudige bevestiging.

2 modellen verkrijgbaar:



Birdie *EVO COMPACT*

▶ Kleinere frame voor manoeuvreren in kleine ruimtes



Birdie *EVO*

▶ De nieuwe standaard in passieve tilliften

Veilig belastbaar gewicht

▶ 150kg

▶ 180kg

2 modellen verkrijgbaar:



ISA *COMPACT*

▶ Perfecte actieve tillift in ruimtes met weinig ruimte



ISA *PLUS*

▶ Comfortabele, betrouwbare en veilige transfers

Veilig belastbaar gewicht

▶ 140kg

▶ 180kg