

Topaz



Robustez e Conforto



A cadeira de rodas *Invacare Topaz* foi desenhada especificamente para atender às necessidades exclusivas de utilizadores bariátricos. A *Topaz* reúne resistência e durabilidade graças ao chassis em aço cromado composto de carbono, apoios de pernas e braços reforçados. Disponível em vários tamanhos de assento com telas reforçadas, com reforços também ao nível do chassis, da cruzeta e das forquetas, esta cadeira de rodas para além de ser de fácil utilização também é muito fiável.

Segura e fácil de utilizar

A posição do eixo duplo permite um rápido e fácil ajuste da altura assento/chão, com rodas 24" : 445 e 495 mm. O reforço tripló das telas de assento e encosto mantém os estofos livres de vincas.

Apoios de braços resistentes

Foram projetados para suportar elevado peso e oferecer um posicionamento adequado.

Características



Apoios de pernas a 70°, reforçados



Apoios de braços de secretária, fixos, reforçados



Chassi reforçado

Cruzeta dupla e forquetas reforçadas.



Dados técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da *Invacare Portugal*.

	Largura do assento	Profundidade do assento	Altura do assento	Altura do encosto	Altura do apoio de braços	Largura total	Altura total	Comprimento total incluindo o apoio de pernas
<i>Invacare Topaz</i>	660 / 710 / 760 mm	460 / 510 mm	445 / 495 mm	410 / 430 / 460 mm	230 mm	Largura do assento + 240 mm	830 - 930 mm	1250 mm
	Largura total encartada	Peso total	Peso max. utilizador	 <p>Até 318 kg</p>				
<i>Invacare Topaz</i>	370 mm	40 kg	318 kg					

Cor Chassi

Preto



Tela de assento

Vinil preto

