

TurnTable

**Disque transfert pour des déplacements
en toute sécurité**



Facilite les mouvements de rotation en position assise

Pour les transferts en position assise et debout – simple, efficace,
à portée de main



TurnTableSoft

Facilite les mouvements de rotation en position assise

TurnTableSoft est principalement utilisé sur les chaises et les lits pour faciliter les rotations en position assise.

TurnTableSoft est constitué de deux disques ronds dotés d'un matériau réduisant la friction interne, permettant aux disques de tourner en douceur l'un sur l'autre. Le matériau résiste aux salissures.



TurnTable 38 cm

Pour transférer un utilisateur entre un fauteuil roulant et une chaise, les toilettes ou un lit

De nombreux utilisateurs ont suffisamment de force pour se tenir debout sur leurs jambes, mais pas la capacité de bouger leurs pieds. Dans ces circonstances, le TurnTable, placé au sol sous les pieds de l'utilisateur, est une aide remarquable et facile à utiliser pour les soignants les plus expérimentés afin de transférer un utilisateur entre une chaise et un fauteuil roulant, un fauteuil roulant et les toilettes ou un fauteuil roulant et le lit.

Le soignant peut guider et ralentir le transfert en gardant un demi-pied sur le plateau tournant.



Caractéristiques techniques ▼

Pour plus d'informations sur ce produit, y compris le manuel d'utilisation, veuillez consulter notre site Internet : www.dhcare.com



CMU ▼



Diamètre ▼

Unité ▼

	CMU ▼	Diamètre ▼	Unité ▼
TurnTableSoft		45 mm / 40 mm	1
TurnTable Ø38cm	135 kg	38 cm	1

Tel: +33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

