



# SIMPLY ST

20

ULTRA-LIGHT

# YLLISH

De **küschall Ultra-Light** is een lichtgewicht en compacte rolstoel, ontworpen om in een actieve levensstijl te passen door zowel mobiliteit als onafhankelijkheid te bieden. Het vouwmechanisme is met één vinger te bedienen, waardoor ook gebruikers met beperkte kracht en/of handfunctie de rolstoel kunnen vouwen.



Beschikbaar in zowel 70 als 80 graden



Kruisframe op de Ultra-Light



Slechts 29cm breed wanneer opgevouwen



Achterwiel fixatie

## TECHNISCHE GEGEVENS ULTRA-LIGHT



**Framehoek**  
70°/80°  
recht of toelopen



**Zithoogte**  
voor: 430 – 530 mm  
achter: 390 – 500 mm  
in stappen van 10 mm



**Veilige hellingshoek**  
7°



**Gewicht**  
ca. 10,1 kg



**Zitbreedte**  
280 – 500 mm  
in stappen van 20 mm



**Onderbeenlengte**  
200 – 510 mm  
in stappen van 10 mm



**Draaicirkel**  
920 – 1230 mm



**Transportgewicht  
(zonder achterwielen)**  
ca. 7,2 kg



**Zitdiepte**  
320 – 500 mm  
in stappen van 20 mm



**Totale breedte  
(dichtgevouwen)**  
ca. 290 mm



**Totale breedte**  
ZB + 180 mm



**Max. gebruikersgewicht**  
130 kg



**Rughoogte**  
300 – 510 mm  
in stappen van 15 mm



**Rughoek**  
82°/86°/90°/  
94°/98°/102°



**Totale lengte**  
70°: ca. 880 mm  
80°: ca. 830 mm



**Crash Test veilig**  
Voldoet aan de eisen van  
ISO 7176-19