



NYHED

Invacare®

Vicair® Active O2

Puden til aktive brugere



Invacare **Vicair Active O2** er den optimale pude til den aktive bruger, der har behov for trykaf-
lastning og komfort bagtil ved siddekuderne samtidig med en mere fast og stabil forkant.
Som bruger har man behov for en kørestol med en god og komfortabel pude hele dagen.
Ofte klarer aktive brugere forflytninger ud og ind ad stolen på egen hånd og har derfor
behov for at kunne støde fra på både pude og stol. Og stadig have en pude, der er meget let
at vedligeholde og vejer mindst muligt. **Vicair Active O2** lever op til alle disse ønsker.

Trykaflastning og stabilitet

Vicair Active O2 har fire kamre bagtil fyldt med trykaflastende, luftfyldte **Smartcells**. Kamrene kan justeres individuelt til brugeren alt efter positioneringsbehov. Hele den forreste del af **Vicair Active O2** består af en ergonomisk skumdel, der støtter op om en aktiv positionering.



Åndbart Aero betræk

Vicair Active O2 er designet i et yderst behageligt og åndbart Aero betræk med kamre til Smartcells og den konturformet skumdel. Hele puden med Smartcells kan vaskes i vaskemaskinen ved 60° og hænges til tørre til næste dag. Skumdelen, der ligger i et vaskbart hygiejnebetræk, skal tages ud inden vask.

Egenskaber og tilbehør



Blød og trykaflastende

Vicair Active O2 er bagtil fyldt med trykaflastende og vaskbare luftceller kaldet **SmartCells**, hvilket gør puden blød og komfortabel at sidde på.

Stabil og støttende

Den forreste del af **Vicair Active O2** består af en stabiliserende og konturformet skumdel, som støtter og samtidig letter forflytning til og fra kørestolen.

Eksklusiv detalje

Betrækket til **Vicair Active O2** er som standard forsynet fortil med en lille smart lomme med lynlås beregnet til fx mobiltelefon eller en pung.

Tekniske data

For mere information om dette produkt henvises til www.invacare.dk. For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på www.invacare.dk.

Størrelser	Højde	Vægt	Max. brugervægt:	Rengøring af hele puden excl. skum
Vicair Active O2 350x400, 400x400, 450x400 mm, 400x450, 400x500, 450x450, 500x450 og 500x500 mm	100 mm	1,1 kg	200 kg	60°

Vicair Active O2 leveres i en række specialstørrelser. Kontakt Invacare for bestilling.

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark



Yes, you can.®