



Invacare®

# Vicair® AllRounder O2

Puden, der kan bruges alle steder



Trusted Solutions,  
Passionate People



Det er ikke alle aktiviteter, der er lige nemme at deltage i fra kørestolen. Således sørger **Vicair AllRounder O2** for behagelig aflastning og komfort, når du skal være aktiv uden for din kørestol.

**Vicair AllRounder O2** spændes fast på kroppen og anvendes som aflastende sæde på gulvet, på jorden eller fx ved sport.

Du kan anvende **AllRounder O2**, hvis du sidder indendørs på gulvet og leger med dine børn, eller udendørs når du er på cykel- eller sejltur eller det er tid til at luge i din have. **AllRounder O2** følger din krop og bevægelser, og giver dig frihed til at gøre, hvad du vil.



## Let vedligeholdelse

**Vicair AllRounder O2** er en del af **Vicair** luftpude-serien og sædefladen er fyldt med glatte luftfyldte **Smartcells**. Efter brug kan hele puden inklusiv **Smartcells** puttes i vaskemaskinen. Hæng derefter puden til tørre og næste dag er **AllRounder O2** klar til at følge dig igen.



## Find den rigtige størrelse

**AllRounder O2** leveres i 3 størrelser. Mål den bredeste del af hofterne og sammenlign med målene nedenfor. Vælg den største størrelse, hvis dine mål ligger mellem to størrelser.

## Egenskaber



### Komfortabel og trykafastende

Sædefladen på **AllRounder O2** er fyldt med trykafastende luftceller kaldet **SmartCells**, hvilket gør puden blød og komfortabel at sidde på.

### 100% åndbar

Den åbne struktur i det bløde betræk gør **AllRounder O2** åndbar. Samtidig er puden ekstremt let og vejer kun 800 gr, hvilket begge dele er en stor fordel ved fysiske aktiviteter.

### Enkel fastspænding

**AllRounder O2** er ergonomisk formet, og spændes fast om livet med et polstret bælte og om lårene med to elastiske benstropper. **AllRounder O2** følger kroppen og giver frihed til et aktivt liv.

## Tekniske data

For mere information om dette produkt henvises til [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk). For oplysninger om anvendelse se venligst brugervejledningen, der kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).

## Farve

Sort



Hoftebredde	Højde	Vægt	Max. brugervægt:	Rengøring af pude inkl. betræk

**Vicair AllRounder O2**  
Small: < 38 cm  
Medium: 38- 42,5 cm  
Large: 43 - 48 cm

0,8 kg

100 kg

60°

**Vicair AllRounder O2** lagerføres ikke, men tages hjem på fast ordre.

Tlf.: 3690 0000  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark



**Yes, you can.®**

