

HET OPTIMALE KUSSEN VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS MET LICHAAMSASYMMETRIE

Volgt de lichaamscontouren voor gelijkmatige drukverdeling | ondersteunt zitbeenknobbels & staartbeen | reguleert asymmetrische bekkenstand

Bekkendrempel stop-compartiment beperkt onderuit schuiven | schuifkrachten worden omgezet in normaalkrachten

Ritssluiting halverwege en rondom voor gemakkelijke aanpassing met de gebruiker op het kussen | kussen behoudt haar vorm, waardoor de gebruiker beter beschermd is

Bovenbeenondersteuning



- DECUBITUS BEHANDEL PLAN
- 100% ADEMEND
- VORM VAST
- MACHINE WASBAAR
- READY FOR USE
- 145 STANDAARD MATEN

- ▲ Individuele oplossing bij asymmetrie
- ▲ Minimaliseert onderuit schuiven en schuifkrachten
- ▲ Optimale aanpassing aan lichaamscontouren voor gelijke drukverdeling

De Vicair Adjuster 02 bestaat uit 5 afzonderlijke compartimenten die ontworpen zijn om naar het lichaam te vormen bij druk. Het ontwerp van de compartimenten maakt het mogelijk specifieke delen van het bekken te beïnvloeden. Dit zorgt voor een unieke balans tussen het beschermen van de huid door herverdeling van druk rondom zitbeenknobbels, staartbeen en trochanter, het positioneren van het bekken en ondersteunen van de dijbenen. Voor specifieke behoeften kan de vulling van elk compartiment gemakkelijk worden aangepast. Dit maakt het mogelijk de dichtheid van elk compartiment te veranderen, wat ten goede komt aan gebruikers die: (1) een milde tot ernstige bekkenscheefstand moeten accommoderen of een flexibele bekkenscheefstand moeten corrigeren; (2) extra ondersteuning aan de dijen nodig hebben, bijvoorbeeld bij gebruikers met een amputatie boven de knie.

BESCHIKBARE HOEZEN
Vicair O2 Top Cover, Comfair Cover, Incotec Cover en Reversible Cover.

PRODUCT PERFORMANCE	
Huidbescherming / Antidecubitus	
Herverdeling van druk	▲▲▲▲▲
Vermindering schuifkrachten	▲▲▲▲▲
Microklimaatbeheersing	▲▲▲▲▲
Schok- en trildemping	▲▲▲▲▲
Positioneren	
Laterale stabiliteit	▲▲▲▲▲△
Frontale stabiliteit	▲▲▲▲▲
Beperkt onderuit schuiven	▲▲▲▲▲
Manuele aanpassing mogelijk	▲▲▲▲▲
Uithoudingsvermogen verhogen	▲▲▲▲▲△
Onderhoud & Veiligheid	
Duurzaamheid	▲▲▲▲▲
Betrouwbaarheid	▲▲▲▲▲
Functiebehoud bij verkeerd gebruik	▲▲▲▲▲△
Makkelijk in onderhoud	▲▲▲▲▲
Hygiëne	▲▲▲▲▲
Functionaliteit & Toepassing	
Comfort	▲▲▲▲▲
Ultra lichtgewicht	▲▲▲▲▲
Gemakkelijke transfers	▲▲▲▲▲△
Beschikbare maten	▲▲▲▲▲
Maximum gebruikersgewicht	▲▲▲▲▲

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Dikte	6 en 10 cm
Gemiddeld gewicht	725 gram
Max. gebruikersgewicht	250 kg
Machinewasbaar	60°C max.

KUSSEN MATEN	
■ Standaard	(Maat >53 cm altijd dikte 10cm)
■ Op aanvraag	

