


VicAIR celleoversigt - gram

Softcells (lyseblå)

Dato		Fornavn	
Pudetype		Efternavn	
Pudestr.		CPR-nr	


Vector 8 kamre, 6 cm

Str.	HMI-nr.	1+2	3+4	5	6+7	8
3540	63443	35,1	48,6	23,4	9	20,7
4040	63444	55,8	40,5	27	9,9	23,4
4045	63445	62,1	45	29,7	11,7	26,1
4050	63452	69,3	50,4	33,3	12,6	28,8
4343	63446	63,9	46,8	30,6	11,7	27
4540	63447	62,1	45	29,7	11,7	26,1
4545	63448	70,2	51,3	33,3	12,6	29,7
4550	63449	78,3	56,7	36,9	14,4	32,4
5045	63450	78,3	56,7	36,9	14,4	32,4
5050	63451	86,4	63	41,4	16,2	36




Vector 8 kamre, 10 cm

Str.	HMI-nr.	1+2	3+4	5	6+7	8
3540	61784	61,2	48,6	27	14,4	24,3
4040	61785	70,2	54,9	31,5	16,2	27
4045	61786	79,2	62,1	35,1	18	30,6
4050	61787	88,2	69,3	38,7	20,7	34,2
4343	61788	81	63,9	36	18,9	31,5
4540	61789	79,2	62,1	35,1	18	30,6
4545	61790	89,1	70,2	39,6	20,7	35,1
4550	61791	99	77,4	44,1	23,4	38,7
5045	61792	99	77,4	44,1	23,4	38,7
5050	61793	109,8	86,4	48,6	25,2	43,2



Vector Junior


Str.	HMI-nr.	1 + 2	3	4 + 6	5
2525	45888	63,9	24,3	5,4	20,7
3030	45889	103,5	42,3	9	34,2
3535	45890	156,6	67,5	14,4	52,2



Yes, you can.®


Twin, 6 cm

Str.	HMI-nr.	For	Bag
3540	24967	103,5	110,7
4040	19453	126,9	118,8
4045	19454	143,1	133,2
4050	24968	158,4	147,6
4343	24826	146,7	136,8
4540	24969	143,1	133,2
4545	19455	161,1	149,4
4550	24970	178,2	166,5
5050	24971	198	185,4




Twin, 10 cm

Str.	HMI-nr.	For	Bag
3540	24980	166,5	142,2
4040	19456	189,9	162,9
4045	19457	214,2	182,7
4050	24981	237,6	203,4
4343	24982	219,6	188,1
4540	24983	218,7	255,6
4545	19458	240,3	206,1
4550	24984	267,3	228,6
5050	24985	297	253,8




Academy Positioner Plus, 6 cm

Str.	HMI-nr.	For	Bag	Side
3540	24972	41,4	68,4	49,5
4040	24758	47,7	78,3	56,7
4045	24973	53,1	87,3	63,9
4050	24974	59,4	97,2	71,1
4343	24975	54,9	90	65,7
4540	24976	53,1	87,3	63,9
4545	24977	60,3	99	72
4550	24978	66,6	109,8	80,1
5045	34902	66,6	109,8	80,1
5050	24979	73,8	121,5	89,1



Academy Positioner Plus, 10 cm


Str.	HMI-nr.	For	Bag	Side
3540	19459	52,2	77,4	86,4
4040	24962	60,3	89,1	99
4045	24759	67,5	99,9	111,6
4050	24963	74,7	110,7	123,3
4343	24760	69,3	102,6	114,3
4540	19460	67,5	99,9	111,6
4545	19461	75,6	112,5	125,1
4550	24964	84,6	125,1	139,5
5045	34903	84,6	125,1	139,5
5050	24965	93,6	138,6	154,8



Yes, you can.®



Academy Adjuster, 6 cm

Str.	HMI-nr.	For	Midt	Bag
3540	30687	19,8	54	54
4040	30688	22,5	61,2	61,2
4045	30689	25,2	69,3	69,3
4050	30690	27,9	76,5	76,5
4343	30691	26,1	71,1	71,1
4540	30692	25,2	69,3	69,3
4545	30693	28,8	77,4	77,4
4550	30694	31,5	86,4	86,4
5045	34904	31,5	86,4	86,4
5050	30695	35,1	96,3	95,4



Academy Adjuster, 10 cm

Str.	HMI-nr.	For	Midt	Bag
3540	24959	29,7	79,2	79,2
4040	19462	33,3	90	90
4045	24957	37,8	101,7	101,7
4050	24958	41,4	112,5	113,4
4343	24827	38,7	104,4	104,4
4540	19463	37,8	101,7	101,7
4545	19464	42,3	114,3	114,3
4550	24960	46,8	126,9	126,9
5045	34905	46,8	126,9	126,9
5050	24961	52,2	141,3	141,3




Velcroåbning på bagsiden til fyldning i nr. 8

Academy Multi functional Back

Str.	HMI-nr.	1+6	2+5	3+4	7	8
3645	35860	37,8	27,9	23,4	61,2	22,5
4054	35861	50,4	36,9	31,5	81,9	30,6
4554	35862	56,7	41,4	35,1	91,8	34,2
5054	35863	63	45,9	38,7	101,7	37,8

Academy Multi functional Seat


Str.	HMI-nr.	For	Midt	Bag
3752	35856	42,3	79,2	89,1
4052	35857	45,9	85,5	97,2
4552	35858	51,3	96,3	108,9
5052	35859	56,7	107,1	120,6



Yes, you can.®

Academy Back System

Str.	HMI-nr.	1+7	2+6	3+5	4	8	9
1	37298	18,9	26,1	23,4	9	9	9
2	37299	20,7	27,9	25,2	12,6	10,8	10,8
3	37300	22,5	29,7	27	16,2	12,6	12,6
4	37301	24,3	31,5	28,8	18	14,4	14,4
5	37302	26,1	33,3	30,6	19,8	16,2	16,2
6	37303	27,9	35,1	32,4	21,6	18	18
7	37304	29,7	36,9	34,2	23,4	19,8	19,8
8	37305	31,5	38,7	36	25,2	21,6	21,6



Velcroåbning på bagsiden til fyldning i nr. 9



Yes, you can.®