

# Weegsysteem



Eenvoudig en nauwkeurig wegen



Yes, you can.®

Deze nieuwe generatie weegschalen voor patiëntenliften biedt een nauwkeurigheid van 100 gram voor alle lasten tot 300 kg.

Het voornaamste voordeel van dit nieuwe model is de vergroting van het scherm, waardoor informatie beter kan worden weergegeven.

Verkrijgbaar in niet-goedgekeurde of Klasse III medisch goedgekeurde versies, deze weegschaal is compatibel met **Birdie® EVO**, **Birdie®** en **Jasmine** tilliften.

**Compacter en nauwkeuriger, dit nieuwe weegsysteem heeft alles om u te bekoren!**

## Kenmerken en opties



### Een groter scherm

Dit nieuwe model behoudt zijn LCD-scherm en vergroot het scherm om de informatie beter te kunnen lezen. Bovendien kan het scherm naar het gemak van de gebruiker worden gepositioneerd ten opzichte van de tillift en dit vóór het tillen.

### Een klasse III weegsysteem





Klasse III medisch goedgekeurd, dit weegsysteem voldoet aan de norm NF EN 45501. Hij wordt geleverd met een metrologieboek en een groene sticker met de geldigheidsdatum.

### Functies en bijzonderheden

- Programmeerbare automatische uitschakeling
- Tarra
- Stabilisatie van de gewichtswaarde

## Technische gegevens

Voor meer uitgebreide informatie, zoals de gebruiksaanwijzing, raadpleeg de Invacare website.

	Max. gebruikersgewicht	Totale gewicht	Accu
			
<b>Weegsysteem</b>	300 kg	1,2 kg	6 x AAA inbegrepen

## Artikelnummers

### Niet-medische kit (niet-goedgekeurd weegsysteem + adapter)

- AP1656595 : voor Birdie Evo vast juk
- AP1656596 : voor Birdie Evo afneembaar juk Smartlock™

### Medische kit (Klasse III goedgekeurd weegsysteem + adapter)

- AP1656597 : voor Birdie Evo vast juk
- AP1656598 : voor Birdie Evo afneembaar juk Smartlock™

### Enkel weegsysteem

- AP1656422 : Enkel weegsysteem, niet-goedgekeurd
- AP1656423 : Enkel weegsysteem, medisch goedgekeurd klasse III

### Adapter voor weegsysteem

- AP1656599 : voor Birdie Evo vast juk
- AP1656600 : voor Birdie Evo afneembaar juk Smartlock™