



Invacare scootmobielen met Zeta™ connectiviteit



TRADE ONLY







Ontdek onze allereerste **slimme scootmobielen**

We hebben Zeta™ ontwikkeld, onze eigen innovatieve connectiviteitstechnologie die van onze nieuwste Orion en Comet scootmobielen slimme scootmobielen maakt. Door voor deze optionele connectiviteitsfunctie te kiezen zullen uw klanten zich zekerder voelen, onafhankelijk zijn en in totale controle over hun scootmobiel en dat alles met een druk op de knop.


Gebruiksvriendelijke App

Door simpelweg onze nieuwe en gebruiksvriendelijke InvaHome-app te downloaden, is uw klant in staat om zijn of haar scootmobiel te beheeren en een controle op afstand uit te voeren van de accustatus van hun scootmobiel op elk moment. Ze kunnen hun locatie delen en vragen om hulp wanneer en waar ze deze maar nodig hebben. Ook hebben ze de mogelijkheid om elke rit die ze maken vast te leggen. Onze Zeta™-technologie is een vooruitstrevende stap naar een wereld van connectiviteit en opent een wereld van eindeloze mogelijkheden.




Simpel

Controle door onze gebruiksvriendelijke mobiele app



Veilig

Locatie delen en om hulp vragen op elk moment



Slim


Controleer accuniveau en ritdetails op afstand

Efficiënt vlootbeheer

Dashboard geeft hulpmiddelenleveranciers slimme inzichten. Ontvang waardevolle informatie over uw scootmobielvloot in realtime.


Zeta™ connectiviteit geeft niet alleen uw klanten de controle, maar koppelt ook Invacare connected scootmobielen aan het dashboard. Dit dashboard geeft u toegang tot het bekijken van en toezicht houden op een aantal zeer nuttige en slimme inzichten in uw connected scootmobielvloot.

Zodra u uw verbonden scootmobielen heeft gekoppeld aan uw dashboard, heeft u een scala aan informatie binnen handbereik.




Nog betere klantenservice


Via uw retailer dashboard geeft elke scootmobiel u realtime inzicht in het rij- en laadgedrag van uw klant, zodat u beter inzicht krijgt in hoe uw klant hiermee omgaat en gericht advies kunt geven.




Rust je klanten uit met het meest geschikte accupakket



Verbeter rij- en laadgedrag van uw klant om onnodig diepe accu-ontlading te voorkomen



Zorg voor tijdig onderhoud en reparaties met minimale voorrijkosten



Gebruik informatie voor garantie doeleinden



Een passende oplossing

Afhankelijk van de leefstijl van uw klant en activiteiten, zullen sommige scootmobielen meer worden gebruikt dan andere. Hoewel klanten u misschien wel een eerste indicatie kunnen geven over hoeveel ze hun scootmobiel zullen gebruiken, verandert dit gedrag soms in de loop van de tijd. Slimme inzichten via het dashboard laten u zien hoe ver uw klanten rijden tijdens een typische rit, zodat u zeker weet dat ze het juiste accuformaat hebben voor hun behoeften.

BATTERY	ACTIVITY	
	VOLTAGE	12V
	CHARGER	Not connected
	BEHAVIOUR	Idle

TOTAL TRIPS

0 0 0 7

TOTAL KM

0 0 2 4

AVERAGE KM

0 0 0 3

LEGEND

■ Maximum ■ Minimum ○ Distance


Advies geven over accuduur

U heeft misschien gemerkt dat uw klanten hun accu's niet altijd correct opladen. Dit veroorzaakt onnodige ontleding van de accu, wat de levensduur van de accu verkort en betekent dat de accu vaker vervangen moet worden. Nu kunt u met slimme inzichten uw klanten beter ondersteunen bij het correct opladen van de accu met op bewijs gebaseerd advies.



Gemoedsrust met GPS-locatie

Met het dashboard heeft u toegang tot informatie over elke scootmobiel in uw vloot inclusief het eenvoudig lokaliseren van de scootmobiel via GPS (indien geactiveerd door de gebruiker). Zodat u de snelste route kunt vinden om uw klant te ondersteunen bij pech. GPS locatie kan ook helpen in de zeldzame gevallen van scootmobieldiefstal. Deze service biedt uw klanten vertrouwen en gemoedsrust. Of als uw klant vergeten is waar de scootmobiel geparkeerd stond.





 **ERROR CODE 04, SUB CODE 00 – Park brake. Possible Cable Issue**

First time right service

Op het dashboard kunt u toezicht houden op de foutcodes uit de scootmobielcontrollers die worden weergegeven voor uw vloot. Het dashboard geeft inzicht in eventuele storingen, zo kan er gericht een monteur op pad gestuurd worden: direct naar de juiste locatie met de juiste onderdelen/kennis. Zo stijgt het aantal first-time-right reparaties. Dit resulteert in lagere service kosten en een zorgt ervoor dat uw klant sneller op pad kan met de scootmobiel.

Tijdig onderhoud

Een handige indicatie geef aan dat het tijd is voor uitvoering van jaarlijks onderhoud. Voorkomt stilstand van scootmobielen, dure reparaties en zorgt ervoor dat uw klanten altijd klaar staan om te vertrekken.

BATTERY	ACTIVITY
MARCH 2 2021, 08:00 - SYSTEM	 Battery critical
MARCH 2 2020, 08:02 - MYRTHE ROOZEN	A note about something important related to the scooter or customer
MARCH 2 2021, 08:00 - SYSTEM	 Battery critical snoozed by Hannah Owen

[←](#) **Edit scooter**

SCOOTER INFORMATION

Dealer*

IMEI number*

Reference*

Scooter


Type

Eenvoudige installatie


Het aansluiten van de Zeta connectiviteitstechnologie op onze Orion en Comet scootmobielen is eenvoudig. Door het installeren van een compacte module, kunt u nu een uitgebreidere service aan uw klanten bieden met snel en accuraat klantadvies en service. Een connected scootmobiel geeft een ongeëvenaarde en next-generation scootmobiel aan uw klanten.




Efficiënt vlootmanagement




Accucapaciteit



Gezondheid scootmobiel



Locatie
(indien geactiveerd en geaccepteerd door gebruiker)



Stuur een alarmbericht bij pech

Tel: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede, Nederland

© 2021 Invacare International GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafkondiging. Zeta Connected scooters trade brochure - NL - 11/2021

