

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare[®] Action^{®3} Junior[®] Evolutiva **CE**

Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas
 Cadeira de rodas manual pediátrica, estrutura de alumínio de encartar com cruzeta telescópica curta ou longa de alta resistência ajustável em largura e profundidade; Ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo 7º (reclinável como opção), punhos integrados, tela de assento ajustável em largura e profundidade com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea, encosto almofadado; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; várias opções de apoios de braço; apoios de pés individuais a 90 ou 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis com cinto de pernas incluído.
 Versão de trânsito opcional (Código ISO 12 22 18)
 Indicada para crianças a partir dos 18 meses de idade. Peso: a partir de 12 kg.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.


Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO-BASE		
CNC0001	Action³ Júnior Evolutiva	936,85 €
CNCSPEC	Especial	
CNC0025	Action ³ Júnior	◆
TIPO DE PROPULSÃO		
CNC0100	Auto-propulsão (NC: 1010, 1170)	◆
CNC0110	Trânsito (somente com ângulo de assento de 1,5º) (NC : 0280, 1020, 1030, 1180, 1190, 1195, 1275, 1375, 1390, 1430, 1440)	○
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
Cruzeta telescópica para larguras de 20,5 cm a 28 cm (exclusivamente com cruzeta curta)		(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375)
CNC0140	20,5 cm largura Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0490, 0492, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600; 0605; 0620, 0625) ○
CNC0141	23 cm largura Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0490, 0492, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600, 0605, 0620, 0625) ○
CNC0142	25,5 cm largura Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600, 0620) ○
CNC0143	28 cm largura Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600, 0620) ○
Cruzeta telescópica para larguras de 30,5 cm a 38 cm (exclusivamente com cruzeta comprida)		
CNC0150	30,5 cm largura (NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0520, 0570, 0890)	○
CNC0151	33 cm largura (NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0570)	◆
CNC0152	35,5 cm largura (NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0570)	○
CNC0153	38 cm largura (NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0492, 0495, 0530, 0570)	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
Com cruzeta telescópica curta: profundidades possíveis 20 cm a 35 cm (com ajuda de extensões)		
CNC0160	Ajustável de 20 a 25 cm - forn. c/ 23 cm (NC: 1030, CNC1364)	◆
CNC0161	Ajustável de 25 a 30 cm - forn. c/ 28 cm	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CNC0162	Ajustável de 30 a 35 cm - forn. c/ 33 cm	○
Com cruzeta telescópica comprida: profundidades possíveis 27,5 cm a 37,5 cm (com ajuda de extensões)		
CNC0170	Ajustável de 27,5 a 32,5 cm - forn. c/ 30 cm	○
CNC0171	Ajustável de 32,5 a 37,5 cm - forn. c/ 35 cm	○
ALTURA ASSENTO		
CNC0260	46 cm altura	◆
CNC0270	43,5 cm altura	○
CNC0280	41 cm altura (NC: 1375, 1430, 1440)	○
TIPO DE ASSENTO		
CNC0335	Tela de assento c/ faixas aderentes macho/ fêmea de fixação, reg. largura e profundidade	◆
ALMOFADA DE ASSENTO		
CNC0362	Almofada de assento MSS (Essencial Junior)	119,23 €
ENCOSTO		
TIPO DE ENCOSTO		
CNC0380	Fixo 7° 3 alturas: 37/ 40/ 43 cm (fornecido com 37cm)	◆
CNC0395	Reclinável (pneumatico) altura 40 cm, sem esticador (NC: 1190, 1195)	170,34 €
CNC0400	Encosto dobrável 3 alturas: 37/ 40/ 43 cm (fornecido c/ 37 cm) (NC 0480, 0902, 1426)	○
CNC0425	Fixo 7° altura 40 cm, punhos reguláveis em altura 40 a 55 cm (NC: 0490, 0492, 0495)	113,56 €
TELA DO ENCOSTO		
CNC0475	Tela ajustável em altura e largura (NC: 0866, 0868)	◆
CNC0480	Encosto regulável em tensão (NC: 0866, 0868)	90,85 €
CNC0490	Encosto MatrX Mini, 26 cm altura (com capa kid*a*bra) Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	738,13 €
CNC0492	Encosto MatrX Mini, 31 cm altura (com capa kid*a*bra) Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	738,13 €
CNC0495	Encosto MatrX Mini, 36 cm altura (com capa kid*a*bra) Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	738,13 €
APOIOS DE PERNAS + APOIOS DE PÉS		
APOIO DE PERNA DIREITO		
CNC0505	Curto a 90° destacável UL 12,5 a 26 cm (NC: 0600, 0610)	56,78 €
CNC0510	Curto, a 80° dest., giratório cor preta abdu. 0° UL 22 a 32 cm (NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	○
CNC0511	Curto, a 80° dest., giratório cor preta abdu. 30° UL 22 a 32 cm (NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611,0881)	○
CNC0512	Longo, a 80° dest., giratório abdu 0° UL 30 a 45 cm (NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	◆
CNC0513	Longo, a 80° dest., giratório abdu. 30° UL 30 a 45 cm (NC: 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881)	○
CNC0520	Ajustável de 0° - 80° dest, gir. (inclui almof. gémeo) UL 27a 37 cm (NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	124,92 €
CNC0530	Ajustável de 0° - 80° dest, gir. (s/ almof. gémeo) UL 23 a 29 cm (NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	107,88 €
APOIO DE PERNA ESQUERDO		
CNC0555	Curto a 90° destacável UL 12,5 a 26 cm (NC: 0620, 0630)	56,78 €
CNC0560	Curto, a 80° dest., giratório cor preta abdu. 0° UL 22 a 32 cm (NC: 0630)	○
CNC0561	Curto, a 80° dest., giratório cor preta abdu. 30° UL 22 a 32 cm (NC: 0611, 0630, 0881)	○
CNC0562	Longo, a 80° dest., giratório abdu 0° UL 30 a 45 cm (NC: 0630)	◆
CNC0563	Longo, a 80° dest., giratório abdu. 30° UL 30 a 45 cm (NC: 0611, 0630, 0881)	○
CNC0570	Ajustável de 0° - 80° dest, gir. (inclui almof. gémeo) UL 27a 37 cm (NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	124,92 €
CNC0580	Ajustável de 0° - 80° dest, gir. (s/ almof. gémeo) UL 23 a 29 cm (NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	107,88 €
TUBO + APOIO DE PÉ DIREITO		
CNC0600	Rebatível (NC: 0875, 0886)	◆
CNC0605	Rebatível regulável em ângulo e profundidade	56,78 €
CNC0610	Rebatível e regulável em ângulo (NC: 0875, 0886)	45,42 €

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CNC0611	Patim único (NC: 0620, 0625, 0630, 0875)	170,34 €
TUBO + APOIO DE PÉ ESQUERDO		
CNC0620	Rebatível (NC: 0875, 0886)	◆
CNC0625	Rebatível regulável em ângulo e profundidade	56,78 €
CNC0630	Rebatível e regulável em ângulo (NC: 0875, 0886)	45,42 €
APOIOS DE BRAÇOS		
APOIO DE BRAÇO DIREITO		
CNC0640	Destacável, de secretária ajust.18 a 25 cm (entrega c/ 18 cm) (NC: 0750, 0745, 0748, 0755)	◆
CNC0645	Dest. secretária com resguardo Junior ajust.15 a 25 cm (entrega c/ 18 cm) (NC: 0740, 0750, 0755)	68,13 €
CNC0648	Destacável (Nº1) com almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável altura 150-250mm (NC : 0740, 0745, 0746, 0750, 0755, 1470)	130,59 €
CNC0650	Protetor de roupa c/ rebordo (NC: 0740, 0745, 0748, 0755, 1471, 1472)	45,42 €
CNC0655	Resguardo Junior (NC: 0740, 0745, 0748, 0750, 1471, 1472)	34,07 €
APOIO DE BRAÇO ESQUERDO		
CNC0740	Destacável, de secretária ajust.18 a 25 cm (entrega c/ 18 cm)	◆
CNC0745	Dest. secretária com resguardo Junior ajust.15 a 25 cm (entrega c/ 18 cm)	68,13 €
CNCB0748	Destacável (Nº1) com almofada envolvente com sup cotovelo, ajustável altura 150-250mm (NC : 1470)	130,59 €
CNC0750	Protetor de roupa c/ rebordo (NC: 1201, 1471, 1472)	45,42 €
CNC0755	Resguardo Junior (NC: 1471, 1472)	34,07 €
OPÇÕES DE POSICIONAMENTO		
CNC0860	Apoio de cabeça envolvente (inclui multi-ajustável (NC: 0865, 0866, 0902) esticador)	136,27 €
CNC0865	Apoio de cabeça envolvente suporte de multi-ajustável (NC: 0866, 0902) bochechas (inc. esticador)	227,12 €
CNC0866	Apoio de cabeça Matrx Elan Standard com almofada envolvente para suporte posterior e lateral, (tam.150 x 90 mm), peso máx. utilizador 68 kg Apenas disponível com encostos Matrx	352,03 €
CNC0868	Suportes laterais de tronco fixos Matrx Mini, par	170,34 €
CNC0875	Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (par), tam. S	181,69 €
CNC0880	Cinto de perna ajustável	◆
CNC0881	Kit estabilização frontal (+100 MM para exterior)	39,75 €
CNC0886	Kit ajuste patins	227,12 €
CNC0890	Par de patins elevatórios de 0 a 80º rebátveis interior exterior (incl. almofada gémeos) UL 27 a 37,5 cm	340,67 €
CNC0902	Esticador Ajustável em largura	68,13 €
CORES CHASSIS		
CNC0952	Branco pérola	◆
CNC0953	Preto mate	○
CNC0954	Vermelho mate	○
CNC0955	Amarelo	○
CNC0956	Azul polar	○
CNC0957	Rosa rebuçado	○
RODAS DIANTEIRAS		
CNC0999	5" x 1" maciços pretos	◆
CNC1001	5" x 1" com leds de cores maciças	45,42 €
CNC1007	5"x 1" 3/4 maciços pretos	○
RODAS TRASEIRAS		
TAMANHO DA RODA TRASEIRA		
CNC1010	12" (NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	○
CNC1020	20" (NC: 1040, 1055, 1050, 1170)	○
CNC1030	22" (NC: 1045, 1055, 1170)	◆
TIPO DE RODA TRASEIRA		
CNC1040	Rodas Standard Eixo preto, jante sem cor, raios zincado	◆



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CNC1045	Rodas Reforçadas Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	113,56 €
CNC1050	Rodas com travão de tambor (inclui travão de acompanhante) 20"/22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável (NC: 1270, 1275)	249,83 €
CNC1055	Rodas Jante Nylon Composite	○
TIPO DE PNEU DA RODA TRASEIRA		
CNC1120	Pneu maciço preto (1.3/8)	○
CNC1130	Pneumático preto de baixo perfil (1.3/8)	◆
AROS		
CNC1140	Aros alumínio pré-anodizado	◆
CNC1141	Aros anti-derrapante (preto)	85,17 €
EIXO DAS RODAS TRASEIRAS		
CNC1170	Eixo fixo	○
CNC1180	Eixo extração rápida	◆
POSIÇÃO DA RODAS TRASEIRAS		
CNC1190	Posição standard (eixo 25mm à frente do tubo de encosto)	◆
CNC1195	Posição „conforto“ (eixo alinhado com o tubo de encosto)	○
CNC1200	Posição recuado „amputado“ (eixo 25mm atrás do tubo de encosto)	○
CNC1201	Posição recuado „bi-amputado“ (NC: 1280, 1375)	85,17 €
OPÇÕES CHASSIS		
CNC1240	Sem opções de chassis (NC: 1250,1251,1252, 1253)	◆
CNC1253	Protetor raios transparente	113,56 €
CNC1254	Protetor raios Pixel	113,56 €
CNC1255	Potetor raios flocos de neve	113,56 €
CNC1256	Protetor raios para colorir	113,56 €
TRAVÕES		
CNC1270	Travões de empurrar standard	◆
CNB1275	Travões de puxar	○
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
CNC1340	Sem opções de segurança (NC: 1345, 1360, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CNC1345	Kit de Transporte (NC: 1360)	51,10 €
CNC1370	Rodas anti-volteio com ponteira (par) (NC: 1430, 1440)	79,50 €
CNC1375	Kit transferência (rodas 4") anti barreiras	45,42 €
CNC1380	Kit reflectores (rodas e chassis)	17,04 €
CNC1390	Extensões da alavanca dos travões	17,04 €
CNC1362	Cinto Bodypoint 2 pontos Tam S	50,00
CNC1364	Cinto Bodypoint 2 pontos Tam M	50,00
OPÇÕES ACOMPANHANTE		
CNC1420	Sem opções de acompanhante (NC: 1426, 1430, 1440)	◆
CNC1426	Barra de empurrar tipo „Stroller“, multi-ajustável	136,27 €
CNC1430	Ponteira direita	22,71 €
CNC1440	Ponteira esquerda	22,71 €
ACESSÓRIOS		
CNC1460	Sem acessórios (NC: 1471, 1472)	◆
CNC1471	Mesa acrílica arredondada rebatível direita	187,37 €
CNC1472	Mesa acrílica arredondada rebatível esquerda	187,37 €
Para Acessórios de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a tabela PRP BODYPOINT		
PREÇO TOTAL		



1254



1255



1256



1375



1426



1470



1471 / 1472