

Action³_{NG} Rocking Chair



Uma nova forma de autonomia

MANOBRABILIDADE | CONFIGURABILIDADE | CONFORTO



A **Action³_{NG} RC** é uma cadeira de rodas manual com 6 rodas desenvolvida a partir da já reconhecida **Action³ NG**. É uma cadeira de encartar, altamente configurável e que partilha da extensa gama de opções e acessórios compatíveis com a restante gama Action, de forma a ir ao encontro das necessidades de cada utilizador. Desenvolvida para permitir um melhor acesso aos aros motores, a Action3 RC oferece melhor manobrabilidade e uma propulsão que exige menos esforço. Esta configuração oferece uma posição de descanso única graças ao sistema mecânico das rodas traseiras que permite 25° de basculação.

- ▶ Excelente manobrabilidade em comparação com uma cadeira de rodas manual de 4 rodas
- ▶ Posição de basculação pode ser conseguida autonomamente ou através de um cuidador com um movimento suave
- ▶ Pack conforto - A Action3 RC é a solução ideal para utilizadores que precisam de uma cadeira: com sistema de posicionamento, fácil de encartar, leve e transportável

Maior manobrabilidade

Com esta configuração, o peso do utilizador pode ser distribuído uniformemente sobre as rodas para uma melhor manobrabilidade. Devido às rodas centrais, o raio de viragem é mais curto comparativamente com uma cadeira de rodas manual standard, permitindo um uso interior sem dificuldade.

As rodas centrais permitem:

- ▶ Fácil acesso aos aros motores
- ▶ Posição dos membros superiores mais natural e ergonómica
- ▶ Menos esforço necessário para a propulsão, o que melhora a performance de condução
- ▶ Previne as dores nos ombros



Posição de descanso

Desenvolvida com rodas dianteiras de 6" ou 5.5" e rodas centrais de 22" ou 24", a cadeira **Action³_{NG} RC** oferece a possibilidade de basculação até 25°. Para bascular a cadeira de forma independente basta pressionar o aro motor de trás para a frente. Em alternativa, o cuidador é capaz de bascular a cadeira sem qualquer esforço.

Esta funcionalidade inovadora proporciona uma posição de descanso em qualquer altura do dia e permite o alívio dos pontos de pressão. Enquanto propulsiona a cadeira, a alavanca de segurança é ativada. Pode ser desativada sem dificuldade tanto pelo utilizador como pelo cuidador para permitir a basculação.



7

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1 Reclinação do Encosto

- ▶ Pode ser adaptado enquanto o utilizador está sentado na cadeira

3 Apoio de braços rebatível e estacável

- ▶ Através da pega com espuma ergonómica, os apoios de braços facilitam as transferências laterais.

2 Alavanca de segurança

- ▶ Deve ser desativada para pôr a cadeira na posição de basculação

4 Posição mecânica de basculação

- ▶ Basculação de 25° permite uma posição de descanso

5 Manobrabilidade melhorada

- ▶ Em comparação com uma cadeira de rodas manual standard de 4 rodas



6 Design compacto e peso reduzido

- ▶ A largura total da cadeira e a largura total encartada são exatamente as mesmas que as da **Action3**:
 - Largura total: Largura de assento + 19 cm
 - Largura total encartada: 29,5 cm

O peso total é de 17,6 kg, o que significa que é apenas 3,4 kg mais pesada comparativamente com a **Action3 NG**. O comprimento total foi otimizado para igualar a **Action3** com rodas anti-volteio.

7 Encosto regulável em ângulo e rebatível (opcional)

- ▶ O encosto patenteado, regulável e ajustável permite que sejam feitos ajustes enquanto o utilizador está sentado na cadeira. Além disso, a função de rebatimento para a frente reduz o tamanho total para armazenamento.

Características principais



◀ Suportes dos eixos ajustáveis

Os suportes do eixo são ajustáveis em 3 posições diferentes de acordo com o centro de gravidade do utilizador.

Esta característica define o ponto de basculação e serve de guia para a posição das rodas.



◀ Alavanca de segurança

A alavanca de segurança permite que o utilizador alcance a posição de descanso.

Mesmo ativada, a alavanca de segurança oferece uma articulação de 65 mm para ultrapassar um pequeno obstáculo.



◀ Travões ativados por cabos

O sistema de travagem acionado por cabo segue a posição das rodas centrais. Por esse motivo não é necessária nenhuma ação quando a cadeira está na posição de descanso.

Apresentamos a família **Action³_{NG} RC**

A Action³_{NG} RC está disponível em três modelos

Action³_{NG} RC

Oferece uma vasta gama de opções e acessórios para ir ao encontro das necessidades específicas de cada utilizador. A **Action³_{NG} RC** está disponível com diferentes escolhas de encostos: fixo, rebatível, reclinável por pistão de gás ou regulável em ângulo e rebatível. É a solução ideal para utilizadores medio ativos que nesta cadeira encontram a solução perfeita de mobilidade e conforto com maior manobrabilidade, exigindo menor esforço na sua utilização.



Action³_{NG} RC Pack Conforto

Action³_{NG} RC - Pack conforto é uma cadeira encartável, leve e fácil de transportar! O Pack Conforto inclui: encosto reclinável pneumático, almofada de encosto Laguna, par de patins elevatórios e reguláveis em ângulo e profundidade e apoio de cabeça/ pescoço em Dartex. É a solução ideal para utilizadores passivos que precisam de conforto e ao longo do dia podem alterar o posicionamento na cadeira, mantendo a possibilidade de encartar a cadeira para efeitos de transporte.



Action³_{NG} RC Matrix

Com encosto **Matrix Elite** standard com profundidade de 80 mm ou encosto **Matrix Deep** com 16 cm de profundidade. Pode também escolher uma almofada da nossa gama: **Classic Visco**, **Matrix Libra**, Propad Revolve, entre outras! Combinando com o apoio de cabeça **Matrix ELAN** e os cintos de posicionamento Bodypoint, encontra nesta cadeira a solução perfeita para casos ligeiros de posicionamento, combinando conforto e estabilidade numa cadeira de encartar a um peso reduzido.



Está disponível uma vasta gama de configurações para ir ao encontro das necessidades do utilizador e do cuidador.

Dados técnicos ▼

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Largura do assento ▼	Profundidade do assento ▼	Ângulo do assento ▼	Altura do assento ▼	Ângulo do encosto ▼	Altura do encosto ▼	Ângulo do chassis dianteiro ▼	
Action³NG RC	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	3°	460 - 485 mm	7° / 0° - 30° / -15° - +15°	350 - 510 mm	80° / 0 - 75°
Comprimento dos apoios de pernas ▼	Altura do apoio de braços ▼	Largura total ▼	Largura total, encartada ▼	Comp. total com apoios de pernas ▼	Comp. total sem os apoios de pernas ▼	Altura total ▼	
Action³NG RC	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	230 / 170 - 295 mm	Seat width + 190 mm	295 mm	1036 - 1124 mm	816 - 890 mm	810 - 1040 mm
Max. inclinação ▼	Raio viragem ▼	Peso máx. utilizador ▼	Peso total ▼	Peso da parte mais pesada ▼			
Action³NG RC	4°	800 mm	125 kg	17,6 kg	11,2 kg		

Cores do chassis ▼



Tela do encosto ▼



Nota: As cores reais podem variar das acima apresentadas.

Tel: 225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio

