



Therapeutisch ontworpen voor comfort en ondersteuning thuis

Het gekartelde design van dit matras zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling door zich te vormen naar de vorm en het gewicht van het lichaam, zodat comfort en ondersteuning gewaarborgd zijn. De circulatiemogelijkheid van lucht in het matras voorkomt ophoping van hitte en vocht voor een ongestoorde nachtrust.

Leverbaar met katoenen of waterafstotende hoes, in twee maten: 2000 x 855 x 140 of 1950 x 880 x 140 mm.

De matras wordt geleverd in een aantrekkelijke verpakking met doorzichtige hoes en full colour productlabel.



Yes, you can.®



Eigenschappen en opties

Witte katoenen hoes

Luxueuze witte katoenen hoes die comfort en duurzaamheid voorstaat.

Blauwe hoes optioneel

Blauwe stretch hoes die ademt en vochtafstotend is.



Tweezijdig - regelmatig keren verlengt de levensduur van het matras.



Gekarteld design voor comfort en therapeutische ondersteuning.



Optioneel waterafstotende binnenhoes verkrijgbaar.



Witte katoenen hoes.




Blauwe, vochtafstotende hoes.

Technische gegevens

Invacare
Basic



Matras maten:
2000 x 855 mm
en 1950 x 880 mm



Hoogte:
140 mm



Gewicht:
13 kg



Maximaal
gebruikersgewicht:
140 kg



Reiniging:
80° (Blauwe hoes)
40° (Witte katoenen
hoes)


Matras is gefactureerd volgens de:

- Europese Standaard: BS EN 597-1 Cig
- Europese Standaard: BS EN 597-2 Match
- BS7177:1996 Crib 5. (Alleen blauwe hoes)

Kleuren



Wit katoen



Blauw

2 jaar garantie

