



**Le nouvel analyseur d'oxygène 3 en 1 :**  
*Invacare Check O<sub>2</sub> Plus*

Le **Check O<sub>2</sub> Plus** est un outil de poche indispensable et économique puisqu'il réunit en un seul dispositif 3 appareils différents. Conçu par des techniciens de maintenance, Il permet de contrôler rapidement et précisément les performances nécessaires pour le bon fonctionnement d'un concentrateur d'oxygène.

A partir d'une seule connexion, le **Check O<sub>2</sub> Plus** contrôle sur tous les concentrateurs de 0 à 10L/mn:

- La concentration d'oxygène ( %)
- Le débit (L/mn)
- La pression de sortie patient (KPa & psi)

Aucun calibrage de l'appareil n'est nécessaire, aucune cellule de mesure n'est à changer. Le **Check O<sub>2</sub> Plus** est l'outil indispensable pour tous les techniciens spécialisés dans la maintenance et l'entretien des concentrateurs d'oxygène.

**Caractéristiques du produit**

- Multifonctions ! Il contrôle 3 paramètres en un seul en évitant de multiplier l'outillage : la pureté de l'oxygène, le débit et la pression en sortie O<sub>2</sub>.
- Il est capable de contrôler la concentration d'oxygène sur le concentrateur portable **XPO<sub>2</sub>** doté d'une valve en mode pulsé uniquement.
- Fonctionnel et simple à utiliser, à l'aide de 2 boutons seulement.
- Nécessitent 2 piles AA (> 16000 lectures).
- L'appareil s'éteint automatiquement afin de prolonger la durée de vie de la pile).
- Aucun calibrage n'est à effectuer.
- Tubulure de connexion, housse de protection et manuel d'utilisation inclus.

**Caractéristiques techniques**

 Poids: 185 g	 Conditionnement 1	 Débits d'oxygène 0-10 l/min ± 0,2 l/min	 Pression de sortie 0,5-50 PSI ± 0,5%	 Concentration d'oxygène 21%-95,6% ±1,5%	 Température de fonctionnement 15°-40°C
 26,4 mm	 80,3 mm	 129,5 mm			

**Référence produit :**

IRC450



**Yes, you can.®**