

Invacare® / Aquatec® | Handgrepen



Aquatec H171 Stileo

Aquatec H172 Stileo

- Handgreep met zuignappen voor in de badkamer
- Eenvoudig vast te maken door middel van een vacuüm
- Ergonomisch gevormd, met anti-slip oppervlak voor een zekere grip
- Zuignap-indicatoren geven aan of de handgreep juist en veilig is vastgemaakt
- Verkrijgbaar in 2 lengtes: 400 en 500 mm



Invacare Revato Futura R7760 / H140 - H144

- Handgrepen van hoogwaardig kunststof, zeer schok- en krasbestendig
- Verkrijgbaar in verschillende lengtes
- De hoekstukken zijn van massief en slagvast ABS
- Ergonomisch gevormd voor een comfortabele grip



Invacare H335

Invacare H345

- Ruimtebesparend: gemonteerd aan de wand en inklapbaar wanneer niet in gebruik
- De armsteun wordt vergrendeld in de bovenste positie
- Ook verkrijgbaar met hoogte-instelbare steunpoot voor extra stabiliteit
- Steunpoot vouwt automatisch in wanneer de arMLEuning wordt opgeklapt

AQUATEC®





Yes, you can.®

Technische gegevens

	H171	H172	R7760/30 H140	R7760/40 H141	R7760/50 H142	R7760/60 H143	R7760/70	R7760/80 H144	R7760/90	R7760/100	H335	H345
Lengte	400 mm (A)	500 mm (A)	250 mm (A)	400 mm (A)	500 mm (A)	600 mm (A)	700 mm (A)	800 mm (A)	900 mm (A)	1000 mm (A)	-	-
Breedte	35 mm (B)	35 mm (B)	35 mm (B)	35 mm (B)	35 mm (B)	35 mm (B)	35 mm (B)	35 mm (B)	35 mm (B)	35 mm (B)	40 mm (A)	40 mm (A)
Diepte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620 mm (B)	620 mm (B)
Hoogte	75 mm (C)	75 mm (C)	110 mm (C)	110 mm (C)	110 mm (C)	110 mm (C)	110 mm (C)	110 mm (C)	110 mm (C)	110 mm (C)	135 mm (C)	135 mm (C)
Totale breedte	100 mm (E)	100 mm (E)	65 mm (E)	65 mm (E)	65 mm (E)	65 mm (E)	65 mm (E)	65 mm (E)	65 mm (E)	65 mm (E)	135 mm (E)	135 mm (E)
Totale diepte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 mm (E)	700 mm (E)
Totale hoogte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 mm (F)	220 mm (F)
Totale lengte	450 mm (D)	550 mm (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hoogte steunpoot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635 - 645 mm (G)
Diepte, opgeklapt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 mm	170 mm
Hoogte, opgeklapt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820 mm	840 - 850 mm
Binnenlengte	165 mm (F)	270 mm (F)	125 mm (E)	275 mm (E)	375 mm (E)	475 mm (E)	-	675 mm (E)	-	-	-	-
Ø Zuignap	93 mm	93 mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Overige gegevens

Gewicht	0,5 kg	0,6 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0 kg	3,5 kg
Max. gebruikersgewicht (kg)	max. 100 kg	max. 100 kg	125	100	100	100	100	100	100	100	120 kg	120 kg
Accentkleur	Blauw-Wit	Blauw-Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
Garantie (jaar)			2	2	2	2	2	2	2	2		

 Invacare **H140 - H144**

 Invacare **H335/H345**





Invacare Revato Futura R7790 en R7791

Handgreep, 90°, waarbij zowel verticaal als horizontaal steun kan worden gegeven bij transfers en bij staande activiteiten

- Ideaal voor gebruik tijdens het douchen
- 400 mm horizontaal en 700 mm verticaal
- Afdekkapjes zijn verkrijgbaar in wit, blauw of zwart


R7791 als **R7790**, maar dan 500 mm horizontaal en 800 mm verticaal



Invacare Revato Futura R7792

Handgreep voor plaatsing in of om de hoek

- Ideaal voor gebruik in sanitaire ruimte
- Maakt het mogelijk om veelvoud van transfers uit te voeren door middel van een enkele beugel
- Aluminium buizen met Rilsan coating
- Hoekstukken van massief en slagvast ABS kunststof



Invacare Ocea H320/1

Compacte kozijnhandgreep. De voorgevormde greep is een uitstekende hulp bij het opstaan.

- Voorgevormd: Ideaal voor het omhoogkomen tot staande positie

Technische gegevens

	R7790 / 7791	R7792	H320/1
Gewicht (kg)	2,2	2,2	1,4
Max. gebruikersgewicht (kg)	100	100	100
Garantie (jaar)	2	2	2



Invacare Revato Wastafelbeugel R7739

- Wastafelbeugel, staal met Rilsan coating
- Zorgt voor extra steun
 - Standaard in maat 500 x 700 mm (d x b)
 - Ook leverbaar in afwijkende maten



Invacare Revato Papegaai R7741

- Papegaai, voor muurbevestiging
- Wegzwenkbaar
 - Gemaakt van staal met Rilsan coating
 - Kunststof handgreep
 - Verstelbaar



Invacare Revato Triangel R7742

- Triangel voor plafondbevestiging
- Plafondhaak is van staal
 - Kunststof handgreep
 - In hoogte verstelbaar



Invacare Balnea H160

- Handgreep voor de badkuip
- Biedt extra veiligheid bij het in- en uit bad stappen
- Eenvoudig zonder gereedschap te plaatsen met quick release schroeven
- Veilig vastgezet op de rand van het bad door middel van een klemmechanisme van staal in combinatie met drukplaten met anti-slip

Technische gegevens

	R7739	R7741	R7742	H160
Gewicht (kg)	5,5	3,8	0,6	2,3
Max. gebruikersgewicht (kg)	135	135	125	120
Garantie (jaar)	2	2	2	2
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit