



INVACARE® TOP END®
PRO™-2
ALL SPORT WHEELCHAIR



De **Invacare® Top End® Pro™-2 All Sport Wheelchair** is gemaakt om mee te sporten. Wil je meedoen aan een wedstrijd, dan is deze sportstoel voor jou. Noem maar op: basketball, tennis, softbal, tafeltennis, badminton, unihockey of andere sporten die op een veld worden gespeeld. Met de Pro-2 All Sport Wheelchair is het mogelijk. De Pro-2 rolstoel wordt geleverd in drie verschillende zitbreedtes en is op diverse manieren aan te passen. Een ideale stoel dus voor clubs en voor beginnende sporters. Start met sporten!

Eigenschappen

Aluminium frame: keuze uit 3 zitbreedtes
Aanpasbare zitdiepte: 13", 15" of 17"
Monteerbare zitbekleding
Instelbare zithoogte voor en achter
Instelbare voetbeugel
Instelbaar zwaartepunt
Afnembare anti-tip
15° camber
25" High performance wielen

Quick release assen
Hoogte en hoek instelbare rug
Naspanbare rugbekleding
Aluminium kleding beschermers
Kussen
Gordel
Frame beschermers achter

Model #: P2AS



1. Pro-2 All Sport Wheelchair met gelaste bumper
2. Aanpasbare zitdiepte: 13", 15" of 17"
3. Afnembare anti-tip
4. Instelbare zithoogte voor en achter

Opties

Basketball tas
Click straps
Positionering gordel
Extra zitkussen

Invacare B.V.
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede -
Nederland
Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax +31 (0) 3 18 - 69 57 58
Email: nederland@invacare.com
www.invacare.nl

© 2013 Invacare International
Sarl

Alle rechten voorbehouden.
Alle informatie is correct tijdens
de druk van deze brochure.
Invacare behoudt zich het recht
voor om specificaties te wijzigen
zonder voorafkondiging.

TopEnd Pro-2 - NL - 12/2013

Notitie: Montage is vereist

