



### En lett rullestol med utmerkede kjøreegenskaper

**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** er en lett transportrullestol med en enkel utforming og løsninger som gir god stabilitet og komfort. **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** er et av de beste eksemplene på kompatibilitet mellom ulike tilbehør hos Invacare, og man kan enkelt bytte deler.



Trusted Solutions, Passionate People





### Gode funksjoner

**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** har en foldemekanisme under setet som gir økt stabilitet og gjør den enkel å folde sammen. I tillegg har **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** en brukervennlig benstøtte. Rullestolen leveres med polstret setetrekk som erstatning for pute slik at man slipper løse deler. Pute er tilgjengelig ved behov.

Et kit for å hindre at benstøtten kan tas av finnes som tilbehør.

### Funksjonell

**Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** har tilpasningsmuligheter som bidrar til å imøtekomme endringer i brukerens behov. Den er også kompatibel med mange av Invacares øvrige rullestolkomponenter.

### Enkel å transportere

Med sin lave vekt og foldbare rygg er **Action<sup>3</sup><sub>NG</sub>** enkel å legge sammen og demontere, og kan dermed enkelt transporteres i en liten bil.

## Egenskaper og tilbehør



#### 14,2 kg vekt

Med en totalvekt på ca. 14 kg, er stolen enkel å håndtere, oppbevare og transportere. Transportvekt (uten benstøtte, armlener og drivhjul) er 7,6 kg.



#### Bremsehåndtak

Bremsen kan enkelt foldes ned ved sideveis forflytning.



#### Drivhjul

Forbedrede kjøreegenskaper med 20 drivhjulsposisjoner som standard.



#### Drivringer

Plast eller børstet stål.



## Egenskaper og tilbehør



### Vinkelregulerbar benstøtte

Med lengdekompensasjon. Leveres med leggpute.



### Amputasjonsbenstøtte

Høyde-, vinkel- og dybderegulerbar. Den kan også svinges til side ved forflytning.



### Svinghjul

Luftfylte hjul tilgjengelig i 5", 6" og 8".



### Belte

Gir økt sikkerhet når man sitter i stolen.



### Vinkelregulerbar rygg med gassfjær

Gir mulighet til å regulere brukerens posisjon. Gassfjæren gjør reguleringen mer komfortabel.



### Hodestøtte

Nakke-, hode- eller kinnstøtte er tilgjengelig.



### Tippesikring



### Gjennomsiktig bord

Nyttig ved måltider og aktiviteter.



### Krykkeholder



### Hel fotplate

Hel fotplate som er dybde- og vinkeljusterbar.

## Tekniske data

Invacare <b>Action<sup>3</sup> NG</b>	380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 / 450 mm	0° / 3° / 6°	460 / 485 / 510 mm	0° / 7° / 0° - 30° / -6° - +24°	390 - 510 mm
						80° / 0 - 80° / 90°

Invacare <b>Action<sup>3</sup> NG</b>	200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm	200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm	SB + 160 mm	260 mm	950 - 1050 mm	710 - 910 mm
						920 - 1050 mm

Invacare <b>Action<sup>3</sup> NG</b>	9°	870 mm	125 kg	13,5 kg	10,7 kg



Rullestolen er crashtestet og tilfredstiller kravene i ISO 717619 og ISO 10542. Den har egenskaper som øker sikkerheten for brukeren under transport i bil eller buss sittende i rullestolen. For å oppnå best mulig sikkerhet anbefales det imidlertid at rullestolbrukeren benytter bilens sete og tilhørende sikkerhetssystem.

## Rammefarger



Mørk rød

Grå

Havblå



Sort antrasitt/  
kullfarget

Pearl white

Fargene kan avvike noe fra bildene.

## Trekk



Sort nylon

