

Invacare® | Støtتهåndtak



Invacare **H140 - H144**

- Støtتهåndtak i slagfast, slitesterk plast
- Tilgjengelig i fire ulike lengder
- Ergonomisk utforming for komfortabelt grep



Invacare **H335**



Invacare **H345**

- Plassbesparende: Veggmontert støtتهåndtak som kan felles opp når det ikke brukes
- **H335** er låst i øverste posisjon
- Leveres også med høydejusterbart støtteben for ekstra stabilitet (**H345**)
- Støtتهbenet på H345 felles automatisk opp når støtتهåndtaket felles opp



Invacare **H160**

- Støtتهåndtak for badekar
- Gir ekstra sikkerhet ved inn- og utstigning av badekaret
- Støtتهåndtaket er ergonomisk utformet for en naturlig stilling for hånd og arm ved bruk
- Enkel montering ved å bruke «quick release»-skruer, uten bruk av verktøy
- **H160** er sikkert festet på badekarets kant med metallklemmer og trykkplater med gummi-overflate

Skruer er ikke inkludert.



Invacare **H171 Stileo**

Invacare **H172 Stileo**

- Støtتهåndtak med sugekoppfeste for baderom
- Enkel montering (vakuumfeste)
- Ergonomisk utforming og strukturert overflate for sikkert grep
- Indikatorer som viser om håndtaket er riktig og trygt montert
- Tilgjengelig i to lengder: 40 og 50 cm




AQUATEC®



Yes, you can.®

Tekniske data

Produkt	Artikkelnummer									
	Invacare H140	Invacare H141	Invacare H142	Invacare H143	Invacare H144	Invacare H335	Invacare H345	Invacare H160	Invacare H171	Invacare H172
Støttehåndtak (1 stk.)					H144					
Støttehåndtak (3 stk.)	1525875	1525876	1525877	H143						
Oppfellbart støttehåndtak						H335				
Oppfellbart støttehåndtak med støtteben							H345			
Støttehåndtak for badekar (4 stk.)								1522374		
Støttehåndtak med sugekoppfeste									1526476	1526477
Mål										
Lengde (A)	250 mm	400 mm	500 mm	600 mm	800 mm	-	-	-	400 mm	500 mm
Bredde (B)	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	40 mm (A)	40 mm (A)	-	35 mm	35 mm
Dybde	-	-	-	-	-	620 mm (B)	620 mm (B)	-	-	-
Høyde (C)	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	135 mm	135 mm	-	75 mm	75 mm
Total bredde (D)	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	135 mm	135 mm	215 mm (A)	100 mm (E)	100 mm (E)
Total lengde	-	-	-	-	-	-	-	-	450 mm (D)	550 mm (D)
Total dybde	-	-	-	-	-	700 mm (E)	700 mm (E)	170 mm (B)	-	-
Total høyde	-	-	-	-	-	220 mm (F)	220 mm (F)	550 mm (C)	-	-
Lengde innside (E)	125 mm	275 mm	375 mm	475 mm	675 mm	-	-	-	165 mm (F)	270 mm (F)
Høyde støtteben (G)	-	-	-	-	-	-	-	635 – 645 mm	-	-
Dybde, oppfelt	-	-	-	-	-	170 mm	170 mm	-	-	-
Høyde, oppfelt	-	-	-	-	-	820 mm	840 - 850 mm	-	-	-
Høyde fra bade- karkant	-	-	-	-	-	-	-	405 mm (D)	-	-
Justeringsområde, innsidemål (E)	-	-	-	-	-	-	-	75 - 150 mm	-	-
Ø sugekopp	-	-	-	-	-	-	-	-	93 mm	93 mm
Annen info										
Vekt	0.3 kg	0.5 kg	0.6 kg	0.7 kg	0.9 kg	3.0 kg	3,5 kg	2.3 kg	0.5 kg	0.6 kg
Brukervekt	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	120 kg	120 kg	120 kg	30 kg	30 kg
Farge	hvit	hvit	hvit	hvit	hvit	hvit	hvit	hvit	blå/hvit	blå/hvit

 Invacare **H140 - H144**

 Invacare **H335/H345**

 Invacare **H160**

 Invacare **H171 / H172 Stileo**
