

Invacare® | **Check O<sub>2</sub> Plus  
Oxygen Analyzer**




*Invacare* **Check O<sub>2</sub> Plus Oxygen Analyzer**

*Invacare* **Check O<sub>2</sub> Plus Oxygen Analyzer** er et måleinstrument som viser alle parameterne som er nødvendig for å sjekke konsentratoren. Den måler oksygenkonsentrasjon, flow og utslippstrykk på alle typer konsentratorer. Den krever ingen kalibrering eller vedlikehold. Med *Invacare* **Check O<sub>2</sub> Plus Oxygen Analyzer** måles tre parametere med ett instrument.



**Yes, you can.®**



### Egenskaper

- Måler tre parametere med ett instrument: Oksygenkonsentrasjon, flow og utslippstrykk
- Måler nøyaktig oksygenkonsentrasjon også på konsentratorer med pulset flow, som *Invacare XPO<sub>2</sub>* Bærbar konsentrator
- Enkel i bruk - bruker kun to knapper for å gjøre alle målinger
- To AA batterier gir mer en 16 000 avlesninger
- Skruer seg av automatisk for å forlenge batterienes levetid
- Ingen kalibrering er nødvendig
- Selvdiagnostisering
- Gummideksel som beskytter apparatet mot skader og støt

### Tekniske data

Invacare  
**Check O<sub>2</sub> Plus  
Oxygen Analyzer**



Vekt:  
185 g



Antall per eske  
1



Oksygengjennom-  
strømning  
0-10 l/min  
± 0,2 l/min



Trykk  
0,5-50 PSI  
± 0,5%



O<sub>2</sub> konsentrasjon  
21%-95,6%  
±1,5%



Temperatur  
15°-40°C



2 års garanti

Invacare AS  
Grensesvingen 9  
Postboks 6230 Etterstad  
0603 Oslo - Norway  
Telefon: +47 22 57 95 00  
Telefaks: +47 22 57 95 01  
E-mail: [norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com)  
[www.invacare.no](http://www.invacare.no)

© 2013 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

All informasjon er korrekt  
ved trykkespunkt. Invacare  
forbeholder retten til å endre  
produktspesifikasjoner uten videre  
konsultasjon.

Check O2 Plus - NO - 02/2013