

Küschall, som står for kvalitet og design, har kombinert nettopp disse egenskapene med et superlett materiale i **The KSL**. Rullestolen er produsert med karbon- og titandeler, noe som gir en stiv stol, et stilfullt design, og materialer av høy kvalitet. Dette sikrer de beste kjøreegenskapene og høy stabilitet, samtidig som den er lett med en vekt på ca. 7 kg i standard konfigurasjon.

The KSL tilpasses individuelt, har en rekke justerings- og konfigurasjonsmuligheter og har et stort tilbehørsprogram. Denne stolen passer for en aktiv bruker som ønsker en rullestol med høy kvalitet, ytelse og gode kjøreegenskaper.

LI
YOUR



VE LIFE

Prisforhandlet:

- Vinner av post 1: Lett aktiv rullestol med fastramme og fast benstøtte

Art.nr:	HMS-nr.:
1607685	226214



The KSL kombinerer kvalitet og design med lett vekt



Stolen leveres med klesbeskyttere i karbon som standard. Karbon bidrar til å minimere stolens vekt, samtidig som det gir stolen et sporty utseende.



The KSL er tilgjengelig med enten en fast ryggstøtte som er tilpasset brukerens behov, eller en nedfell- og låsbar rygg. En nedfellbar rygg gir enklere transportering av stolen.



Med et valg av fem forskjellige ryggtrekk (fast, lett, regulerbar, aerodynamisk og Matrix), tilbyr The KSL en konfigurasjon som passer alle.


KONFIGURASJON:

Stolen har helseviset aluminiumsramme i sort matt i 75° eller 90° graders frontvinkel (V). Karbonaksling med 3 grader cambring, velcroregulerbar rygg i fast vinkel uten kjørehåndtak og setetrekk Light Seat perforert. Faste klesbeskyttere i karbon og saksebremser. Fotbøylen er fast og i titan. 24" High Performance drivhjul i sort med Schwalbe Rightrun luftdekk og aluminiumsdriving. 4" Starec svinghjul i sort.


TEKNISKE DATA


THE KSL


 **Frontrammevinkel**
75°/90°
V-ramme eller
U-ramme innsvingt


 **Setehøyde**
Foran: 450 – 530 mm
Bak: 400 – 480 mm
i trinn på 10 mm


 **Maks helling**
7°


 **Produktvekt**
Ca. 7,5 kg


 **Setebredde**
340 – 440 mm
i trinn på 20 mm


 **Lengde kne til hæl**
350 – 500 mm
i trinn på 10 mm


 **Svingradius**
920 – 1230 mm


 **Transportvekt uten drivhjul**
Ca. 4,6 kg


 **Setedybde**
385 – 485 mm
i trinn på 25 mm


 **Tyndgepunkt**
80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm

 **Total bredde**
SB + 170 mm

 **Maks brukervekt**
100 kg

 **Høyde rygg**
270 – 420 mm
i trinn på 15 mm

 **Vinkel rygg**
74°/78°/82°/86°/90°

 **Total lengde**
75°: Fra ca. 800 mm
90°: Fra ca. 730 mm