

Aquatec® | **Sorrento dusj- og badekarkolleksjon**



Moderne design og mange konfigurasjonsmuligheter

Aquatec **Sorrento**-serien er en komplett dusj- og badekarkolleksjon. Dusjstolen, krakken, badekarsetet og det dreibare badekarsetet kombinerer god funksjon med stil og design. Serien har flere reguleringsmuligheter og er enkel å tilpasse til brukeren.

AQUATEC®

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®



Sikker og komfortabel

Sorrento-serien har armlener og seteflate i anti-skli-materiale som gir en komfortabel og sikker seteenhhet med stilig utseende. Ryggen er i stoff for å gi behagelig støtte.

Mange muligheter

Sorrento-serien har høydejusterbare ben slik at den enkelt kan tilpasses. Bena er sammenleggbare og rygg og armlener kan enkelt tas av for oppbevaring eller transport.

All montering og justering gjøres uten bruk av verktøy.

Funksjoner og alternativer



Sorrento som dusjstol



Sorrento som dusjkrakk



Sorrento dreibart badekarsete – forenkler inn- og utstigning



Sorrento badekarsete – god støtte i badekaret

Tekniske data

	Sorrento dusjstol	Sorrento Sdusjstol m/ armlener	Sorrento dusjkrakk	Sorrento dusjstol u/ intimåpning	Sorrento dusjkrakk m/ armlener, u/ intimåpning	Sorrento dusjkrakk u/ intimåpning	Sorrento dreibart badekarsete	Sorrento badekarsete
Dusjstol	1532633			1532730				
Dusjstol m/armlene		1532660			1532729			
Dusjstol			1532661			1532728		
Dreibart badekarsete							1532693	
Badekarsete								1532715
Mål								
Setebredde (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Setedybde (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400
Setehøyde (mm)	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610	460 - 610		
Total bredde (mm)	520	520	520	520	520	520	710 - 760	710 - 760
Total dybde (mm)	430	430	430	430	430	430	650	560
Total høyde (mm)	850 - 990	655 - 805	460 - 610	850 - 990	655 - 805	460 - 610	520	670 - 725
Høydejustering (mm)	150	150	150	150	150	150		
Bredde mellom armlenene (mm)	450	450		450	450		450	450
Armlener lengde (mm)	280	280		280	280		280	280
Armlener høyde (mm)	195	195		195	195		195	195
Rygg bredde (mm)	500			500			500	500
Rygg høyde (mm)	380			380			380	380
Ryggstøtrekk høyde (mm)	280			280			280	280
Bredde intimåpning (mm)	140	140	140				140	140
Dybde intimåpning (mm)	170	170	170				170	170
Maks brukervekt	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	130 kg	130 kg
Vekt	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	5,5 kg	4 kg	3,5 kg	6 kg	4,5 kg
Farge								