



Yes, you can.[®]

Invacare[®] Dragon[®]

Compacte eenvoud

De *Invacare[®] Dragon[®]* is een eenvoudige elektrische rolstoel met uitstekende rijeigenschappen voor binnen en buiten. De *Dragon[®]* is gemakkelijk te besturen met de eenvoudige en overzichtelijke *Shark* stuurkast.



➤ Mobiliteit en Comfort

Het robuuste frame maakt van de *Invacare® Dragon®* een werkpaard waarbij de compacte afmetingen de manoeuvreerbaarheid ten goede komt.

De vering op de motoren absorbeert oneffenheden en zorgt voor een uitstekend rijcomfort. De grote accucapaciteit biedt een prima actieradius en daarmee autonomie voor de gebruiker. De « **Shark** » bedieningskast is in één oogopslag duidelijk en laat zich gemakkelijk bedienen.



➤ Aanpasbaarheid en Onderhoud

De vaste zitplaat is eenvoudig in hoek en hoogte in te stellen voor een comfortabele zitpositie zonder de zit te hoeven demonteren.

De elektronische besturing en accu's zijn eenvoudig te bereiken en maken hem daarmee uiterst simpel om te onderhouden.



Zithoek en Zithoogte

De nieuwe zitplaat is in hoogte en hoek instelbaar.



Elektrische zitkanteling

De elektrische zitkanteling heeft een bereik van 0°-20°.



Shark II bedieningskast

Een eenvoudig te programmeren bedieningskast met optionele verlichtingsmodule.

Technische gegevens

Standaard zit	44 - 49 cm ¹	41, 46, 51 cm	42,5 - 50 cm	48 / 54 cm	29 - 36 cm	30 - 43 cm	tot 20° ²	-10° - 30° ³
Contour zit	44 - 49 cm ¹	41, 46, 51 cm	42,5 - 50 cm	56 cm	29 - 36 cm	30 - 43 cm	tot 20° ²	-10° - 30°
Standaard zit	58 - 63 cm ⁴	98 / 104 cm	103 cm ⁵	85 cm	100 kg	125 kg	2 x 60 Ah	83 cm
Contour zit	58 - 63 cm ⁴	106 cm	103 cm ⁵	85 cm	105 kg	125 kg	2 x 60 Ah	83 cm
	6 cm ⁶	18 %	2 x 180 W	30 km ⁷	6 km/h	<ul style="list-style-type: none"> *1 zitkussen 43 cm *2 varieert per zithoogte *3 in zes stappen, 5 -30 graden met optionele gasveer *4 61 cm voor framebasis *5 incl. beensteunen en anti-tippers *6 10 cm met stoepbeklimmer *7 volgens ISO 7176 		

Framekleur



Blauw metallic

Alle metingen zijn uitgevoerd onder Invacare® standaard condities, tenzij anders aangegeven. Invacare® behoudt zich het recht voor producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.



INVACARE® N.V.
Autobaan 22 · 8210 Loppem
Tel.: +32 (0) 50 - 83 10 10 · Fax: +32 (0) 50 - 83 10 11
E-mail: belgium@invacare.com · www.invacare.be