

Invacare® | *Etude® Medley Familie*



Praktische patiëntenzorg in een aantrekkelijk design

De **Etude Medley** serie van Invacare vormt de perfecte balans tussen budget, functionaliteit en kwaliteit. **Etude Medley** is een eenvoudig aanpasbaar bed dat zowel comfortabel als handig is voor patiënten en verzorgers. Dankzij het elektrische 4-delige inlegraam kan met een druk op de knop iedere gewenste positie en hoogte worden ingesteld. De **Invacare Etude Medley Low** biedt dezelfde eigenschappen als de **Etude Medley**, maar is extra laag om maximale veiligheid te bieden voor patiënten die de neiging hebben uit bed te vallen. Zowel de **Etude Medley** als de **Etude Medley Low** kunnen worden aangepast naar de **Invacare Medley Select**, een stijlvol bed, dat dankzij haar naturel beuken afwerking in ieder interieur past. Alle **Etude Medley** bedden zijn gemakkelijk te transporteren en eenvoudig te (de)monteren zodat iedereen overal kan profiteren van de flexibiliteit van het bed.



INVACARE
Yes, you can.®

Hoogte is niet langer een probleem

Het flexibele design van de **Etude Medley** staat toe dat het bed gemonteerd kan worden op een extra lage of juist hogere positie. Dit creëert een grote variëteit aan werkhoogten voor de verzorger en transferhoogtes voor de patiënt. Dit wordt mogelijk gemaakt door een unieke functie van de bedeinden waardoor het inlegraam gemonteerd kan worden op zowel een hoge als lage positie.



Meer werk in minder tijd

De **Invacare Etude Medley** is speciaal ontworpen voor snel transport in de veranderende werkomgeving van verpleegtehuizen en medische centra. Het bed kan worden geleverd met een speciale transportadapter zodat het bed eenvoudig ingeklapt, verplaatst en opnieuw geïnstalleerd kan worden op verschillende locaties. Bijkomend voordeel is dat de (de)montage zonder het gebruik van gereedschap uitgevoerd kan worden.

Eigenschappen en opties



Dubbele hoogte posities op bedeinden

Verstelbare hoogte tussen 330 - 740 mm of 400 - 800 mm is mogelijk.



4-delig elektrisch inlegraam

De **Etude Medley** is uitgevoerd met een volledig elektrisch inlegraam om aan ieders behoefte tegemoet te kunnen komen.



Zijhekken

Standaard zijhekken zijn beschikbaar in duurzaam staal of een warme beuken afwerking voor een huiselijke uitstraling. Voor hogere matrassen kunnen de Scala Medium of Scala Decubi worden gebruikt. Alle modellen zijn gemakkelijk te monteren zonder gereedschap.

Technische gegevens

Etude Medley						
	Breedte buitenmaat: 1020 mm Breedte binnenmaat: 900 mm	Lengte buitenmaat: 2220 mm Lengte binnenmaat: 2080 mm (+ 200 mm verlengers)	Hoogte: 330 - 730 of 400 - 800 mm	Maatvoering inlegraam 4-delig: 750 - 350 - 340 - 560 mm	0 - 70° Rughoek	Kniehoek: 0 - 29° Heuphoek: 0 - 20°
Etude Medley				* Let op dat dit alleen uitgevoerd wordt onder toezicht van deskundig personeel.		
	11° (Anti) trendelenburg*	69 kg	Belastbaar gewicht: 180 kg Max. gebruikersgewicht: 145 kg			
NB/ Dit bed is niet geschikt voor gebruik door patiënten jonger dan 12 jaar, of door patiënten met een lichaamslengte korter dan een gemiddelde 12-jarige.						

Framekleur en houtwerk



Licht grijs (Kisel)



Beuken



Veilig slapen

De geringe hoogte van het bed betekent vergrote veiligheid van de gebruiker. De **Etude Medley Low** ligt laag bij de vloer (verlaagd tot 220 mm hoogte), wat er, in combinatie met het vloermatras, voor zorgt dat zelfs wanneer de gebruiker uit bed valt hij/zij zich niet kan bezeeren. Verzorgers kunnen de hoogte variëren om zo adequate zorg te verlenen.

Omdat de **Etude Medley** het voor gebruikers eenvoudiger maakt om in en uit het bed te komen, vergroot dit bed hun zelfstandigheid. De **Medley Low** heeft instelbare hoogtes, van 220 - 620 of van 290 - 690 mm.

Eigenschappen en opties



Transportset

Invacare **Etude Medley** en **Etude Medley Low** kunnen efficiënt opgeborgen worden op de transportset voor verplaatsing en opslag.



Vloermatras tegen verwondingen

Om verwondingen te voorkomen kan er een vloermatras worden bevestigd aan de **Medley Low**.



Vloermatras

Vloermatras is opvouwbaar voor eenvoudig gebruik en opslag.

Technische gegevens

Etude Medley Low



Breedte buitenmaat: 1020 mm
Breedte binnenmaat: 900 mm



Lengte buitenmaat: 2220 mm
Lengte binnenmaat: 2080 mm
(+ 200 mm verlengers)



Hoogte: 220 - 620 of 290 - 690 mm



Maatvoering inlegraam 4-delig: 750 - 350 - 340 - 560 mm



0 - 70°
Rughoek



Kniehoek: 0 - 29°
Heuphoek: 0 - 20°

Etude Medley Low



11°
(Anti) trendelenburg*



69 kg



Belastbaar gewicht: 180 kg
Max. gebruikersgewicht: 145 kg

* Let op dat dit alleen uitgevoerd wordt onder toezicht van deskundig personeel.

NB/ Dit bed is niet geschikt voor gebruik door patiënten jonger dan 12 jaar, of door patiënten met een lichaamslengte korter dan een gemiddelde 12-jarige.

Framekleur en houtwerk



Licht grijs (Kisel)



Beuken


Huiselijk design

De **Etude Medley Select** biedt een aantrekkelijker, meer huiselijk design voor de **Etude Medley** en de **Etude Medley Low**. Deze hoofd-/voeteneinden passen precies over de bestaande bedeinden en kunnen eenvoudig worden geplaatst en verwijderd.

De **Etude Medley Select** heeft een huiselijke uitstraling. De beensectie is uitgerust met Rastofix voor individuele positionering. De **Etude Medley Select** kan eenvoudig worden gedemonteerd en opgeslagen met een transportset.




Eigenschappen en opties



Het huiselijke design van de **Medley Select** is ook verkrijgbaar op de **Medley Low**.



Papegaai
Kan in hoogte en diepte worden ingesteld.



Medley (De)montage zonder gereedschap mogelijk.

Technische gegevens

Etude Medley Select		Breedte buitenmaat: 1050 mm Breedte binnenmaat: 900 mm		Lengte buitenmaat: 2250 mm Lengte binnenmaat: 2080 mm (+ 200 mm verlengers)		Hoogte: 330 - 730 of 400 - 800 mm Medley Low: 220 - 620 of 290 - 690 mm		Maatvoering integraam 4-delig: 750 - 350 - 340 - 560 mm		0 - 70° Rughoek		Kniehoek: 0 - 29° Heuphoek: 0 - 20°
		11° (Anti) trendelenburg*		76 kg		Belastbaar gewicht: 180 kg Max. gebruikersgewicht: 145 kg	* Let op dat dit alleen uitgevoerd wordt onder toezicht van deskundig personeel.					
NB/ Dit bed is niet geschikt voor gebruik door patiënten jonger dan 12 jaar, of door patiënten met een lichaamslengte korter dan een gemiddelde 12-jarige.												

Framekleur en houtwerk



Licht grijs (Kisel)



Beuken