



Comfortabel en ondersteunend

De *Invacare Comet^{HD}* staat bekend om het veilig, snel en plezierig rijden. Dit robuuste outdoor voertuig is ideaal voor gebruikers met een gewicht tussen de 150 kg tot 220 kg. Uitgerust met diverse veiligheidsvoorzieningen, zal deze krachtige scootmobiel u naar uw bestemming brengen in de meest veilige en directe manier. De grote extra gepolsterde contour zitting samen met vier afzonderlijke verstelbare veren zorgen voor een comfortabele rijervaring. De *Comet^{HD}* is ontworpen om extra gewicht capaciteit mogelijk te maken en is geslaagd voor de grondige tests van de Duitse TÜV testlaboratorium. De scootmobiel voldoet aan alle Europese standaardnormen.



Eigenschappen

Duurzaam design en kracht in één

Ook gebruikers met een gewicht tot 220 kg, hoeven zich geen zorgen te maken over veiligheid met de **Comet™ HD**. Tijdens het ontwerpproces is rekening gehouden met alle aspecten om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen van de scootmobiel.

Comfortabel gevoel

De XL gevormde stoel is ontwikkeld in samenwerking met therapeuten om een optimaal zitcomfort te waarborgen. De zitbasis en de in hoogte en breedte verstelbare armleuningen zijn versterkt om te zorgen voor extra ondersteuning en kunnen gemakkelijk worden gebruikt als ondersteuning bij het op- en afstappen van de scootmobiel. Het zitcomfort kan worden verhoogd door gebruik te maken van de pneumatische lumbaal steun.



Uniek veersysteem

Dit systeem heeft zich bewezen in de professionele mountain-bike industrie. Het zorgt voor een eenvoudige, onafhankelijke veerafstelling.



Versterkte zit kolom

De dikkere wanddikte van de zitkolom zorgt voor stabiliteit van de zitting.



Verstreckte armsteun

Zorgt voor meer ondersteuning bij het op- en afstappen van de **Comet™ HD**.

Technische gegevens

660 mm	530 mm	440 - 515 mm	610 mm	660 mm	1475 mm	148 kg
96 kg	220 kg	2 x 75 Ah	3260 mm	100 mm		
135 mm	10°	650 W / 1800 W**	50* km	10 km/u		


* 10 km/u
** Piek prestatie

Bekleding



Zwart vinyl

Bekleding



Zwart vinyl



Tot 220 kg

Invacare B.V.
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede
Nederland
Tel.: +31 (0) 3 18 - 695757
Fax +31 (0) 3 18 - 695758
Email: nederland@invacare.com
www.invacare.nl

© 2012 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafkondiging.

Comet HD - NL - 02/2012



Yes, you can.®

