

Invacare® | **Comet™**



 REHACARE
DESIGN AWARD
2008/2009
GOOD DESIGN

Sportief, robuust en betrouwbaar: de *Invacare Comet*

De *Invacare Comet* combineert veiligheid met comfortabel rijden, waarbij betrouwbaarheid voorop staat. Of het nu gaat om boodschappen doen of een uitdagende buitenrit, met deze snelle scootmobiel kunt u met een gerust hart op pad. Door het samenbrengen van stoere outdoorcapaciteiten, ergonomie en een mooie vormgeving is de *Comet* een uitstekende keuze voor al uw vervoerswensen.



Yes, you can.®



Voor veilig en gecontroleerd rijden

De *Invacare Comet* met zijn grote wielen, krachtige motor en instelbare vering (zowel voor als achter in het chassis) nodigt uit tot het aangaan van avontuur. Hij is uitgerust met een elektronische snelheidsbegrenzer (aan- en uit te schakelen) voor het nemen van bochten en elektronica die een zichtbaar en hoorbaar signaal geven wanneer de accu opgeladen dient te worden. Verder beschikt deze scootmobiel over een uitstekend verlichtingssysteem met koplampen, richtingaanwijzers die automatisch uit gaan als u deze per ongeluk aan laat staan en een krachtig remlicht.

Compact en goed uitgerust

De ergonomisch gevormde stuurkolom helpt u om precieze manoeuvres in kleine ruimtes uit te voeren waarbij alle bedieningsopties binnen handbereik zijn. Daarnaast zorgt een zeer comfortabele stoel voor een goede zitmogelijkheid, eventueel met extra vering.

Eenvoud en gebruiksgemak

Door het gebruik van kwalitatief hoogwaardige componenten is de **Comet** betrouwbaar en gemakkelijk te onderhouden. De motor en elektronica worden beschermd tegen corrosie, vuil en waterschade. De nieuwe verlichting

werkt onafhankelijk van elkaar wat ervoor zorgt dat de scootmobiel zichtbaar blijft als één van de koplampen uit gaat. De **Comet** is uitvoerig getest door de TÜV en voldoet aan alle Europese veiligheidsnormen.

Opties en accessoires



Instellen stuurkolom

Gebruikers kunnen het stuur gemakkelijk op hun persoonlijke hoogte instellen.



Ergonomisch stuur

Gemakkelijk bedienbaar ook bij lange ritten.



Handrem

Zorgt voor een onmiddellijke stop indien vereist.



Remlicht

Waarschuwt achterliggers dat de scootmobiel vaart mindert.

Opties en accessoires



2-staps vrijloop

Voorkomt dat de scootmobiel per ongeluk in de vrijloop komt.



Ingebouwde spatborden

Beschermt elektronica en assen tegen vuil en water.



Stoelvering

Voor een nog groter comfort tijdens het rijden.



Vering

Kan zowel voor- als achterin worden aangepast voor een optimaal rijcomfort.



Elektrische zitlift

Brengt de zitting automatisch naar de gewenste hoogte.



Afsluitbare stuurkoffer

Veilige koffer voor waardevolle spullen.



Automatische snelheidsbegrenzer

Snelheid daalt wanneer bochten worden genomen om een veilige manoeuvre te bewerkstelligen. Is aan- en uit te schakelen.



Bekerhouder

Voor het bewaren van water of frisdrank.



Heavy-duty beschermhoes

Houdt de scootmobiel schoon en droog.



Laadkit voor thuis

Om de accu los van de scootmobiel op te laden.

Technische gegevens

3 wielen	510 mm	490 mm	440 - 515 mm	475 mm	660 mm	1450 mm
4 wielen	510 mm	490 mm	440 - 515 mm	475 mm	660 mm	1475 mm

3 wielen	133 kg	81 kg	160 kg	2 x 75 Ah	3130 mm	100 mm
4 wielen	136 kg	84 kg	160 kg	2 x 75 Ah	3260 mm	100 mm

3 wielen	135 mm	10°	60* / 55** km	10 / 12,8 / 15 km/u	10 km/u : 250 W / 1200 W***
4 wielen	135 mm	10°	60* / 55** km	10 / 12,8 / 15 km/u	12,8 km/u : 250 W / 1200 W*** 15 km/u : 250 W / 1200 W***

* 10 km/u
** 12,8 km/u / 15 km/u
*** piek vermogen

Chassiskleuren



Moonstone zilver



Onyx blauw

Bekleding



Zwart vinyl

Invacare B.V.
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede
Nederland
Tel.: +31 (0) 3 18 - 695757
Fax +31 (0) 3 18 - 695758
Email: nederland@invacare.com
www.invacare.nl

© 2012 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafkondiging.

Comet - NL - 10/2012