

Invacare® | **Orion™**



Stabiel, bedrijfszeker, duurzaam: de *Invacare Orion*

Met een sterke focus op veiligheid en betrouwbaarheid, is de *Invacare Orion* uitgevoerd met verschillende nieuwe technieken om een veilige en makkelijke rit te garanderen. Of u nu geniet van een rit naar de winkels of houdt van een lange rit in de buitenlucht, de *Orion* geeft u de vrijheid van onafhankelijkheid. De combinatie van ergonomie en stijl maakt de *Orion* de juiste keuze voor een relaxte, betrouwbare rit.



INVACARE
Yes, you can.®



Ga verder voor langere tijd

Ongeacht het terrein zult u genieten van een soepele rit. Door de krachtige motor, het volledig geveerde chassis en de grote wielen neemt hij eenvoudig obstakels en oneffenheden. De grote accu's garanderen een grote actieradius waardoor probleemloos lange afstanden kunnen worden afgelegd. Door gebruik van dubbele koplampen blijft u altijd zichtbaar, ook als onverhoopt één van de lampen kapot gaat. De automatische richtingaanwijzers en een krachtig remlicht zorgen voor extra veiligheid.

Geniet van ondersteuning en betrouwbaarheid

De **Orion** is uitgevoerd met een snelheidsbegrenzer (aan/uit te schakelen) die automatisch de snelheid vermindert in bochten. De ingenieuze elektronica biedt een zichtbaar en hoorbaar signaal wanneer de accu's opgeladen moeten worden. De tweestaps vrijloop hendel voorkomt dat de scootmobiel uit zichzelf gaat rijden. De **Orion** heeft uitvoerige tests ondergaan in de onafhankelijk laboratoria van het Duitse testinstituut TÜV en voldoet aan alle Europese standaardnormen.

Eenvoud in onderhoud

Door gebruik van kwalitatief hoogwaardige onderdelen en een sterke nadruk op servicetoegankelijkheid, vergt de **Orion** weinig onderhoud en zijn de servicegevoelige onderdelen snel te bereiken. De

motoren en elektronica zijn afgeschermd door een spatbord waardoor water en vuil minder problemen kunnen veroorzaken.

Eigenschappen en accessoires



Instellen stuurkolom

Gebrukten kunnen eenvoudig de stuurkolom afstellen op de gewenste positie.



Ergonomisch stuur

Voorkomt vermoeidheid in armen en handen tijdens lange ritten.



Handrem

Zorgt voor een onmiddellijke stop indien vereist.



Remlicht

Waarschuwt achterliggers dat de scootmobiel vaart mindert.



Eigenschappen en accessoires



2-Steps vrijloop

Voorkomt dat de scootmobiel per ongeluk in de vrijloop komt.



Ingebouwde spatborden

Beschermt elektronica en motor tegen vuil en water.



Stoelvering

Voegt extra comfort toe tijdens het rijden.



Vering

Een volledig geveerd chassis zorgt te allen tijde voor een comfortabele rit.



Stokkenhouder

Houder voor twee krukken of stokken.



Sluitbare koffer voorop

Veilige koffer voor persoonlijke bezittingen.



Automatische snelheidsreductie

Voor nog meer veiligheid: de Orion vermindert automatisch zijn snelheid in bochten. Is aan- en uit te schakelen.



Bekerhouder

Voor het bewaren van water of frisdrank.



Heavy Duty beschermhoes

Houdt de scootmobiel schoon en droog.



Laadkit voor thuis

Verwijder eenvoudig de batterijen om op te laden met de laadkit voor thuis.

Technische gegevens


3 wielen	510 mm	470 mm	420 - 495 mm	510 mm	625 mm	1270 mm
4 wielen	510 mm	470 mm	420 - 495 mm	510 mm	625 mm	1290 mm

3 wielen	103 kg	71 kg	136 kg	2 x 50 Ah	2250 mm	80 mm
4 wielen	110 kg	78 kg	136 kg	2 x 50 Ah	2800 mm	80 mm

3 wielen	90 mm	8°	42 km	6 / 10 / 12 km/u	6 km/u : 240 W / 500 W* 10 km/u : 240 W / 600 W* 12 km/u : 250 W / 1200 W*
4 wielen	90 mm	12°	42 km	6 / 10 / 12 km/u	

* piek vermogen

Chassiskleur



Zilver

Blauw

Bekleding



Zwart vinyl

Invacare B.V.
Celsiusstraat 46 · 6716 BZ Ede
Nederland
Tel.: +31 (0) 3 18 - 695757
Fax +31 (0) 3 18 - 695758
Email: nederland@invacare.com
www.invacare.nl

© 2012 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie is correct tijdens de druk van deze brochure.
Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafkondiging.

Orion - NL - 02/2012