




### Ytterligare ett stort framsteg

Invacare® introducerar en ny spännande teknik till våra elrullstolar - **G-Trac™**. Tillsammans med **ACS II**-elektroniken på Invacares modeller **Storm®**, **FDX**, **TDX® SP** och **Bora™** tar **G-Trac™** köregenskaperna till en ny nivå. **G-Trac™** fungerar som en kompass och ger utmärkt kursstabilitet oavsett terräng. Vare sig du kör utomhus vid hög hastighet eller inomhus med låg hastighet ger **G-Trac™**-funktionen brukaren utmärkt manövrerbarhet för en bekväm och säker körupplevelse.



**Yes, you can.®**

**G-Trac™ - kör som på räls**

Allt som oftast kan rullstolsbrukare hindras av olika saker som kommer i deras väg, exempelvis trottoarkanter, sluttande terräng eller halt underlag.

För att hålla kursen krävs då att brukaren kompenserar riktningen själv, vilket kan vara tröttsamt i längden.

**G-Trac™** hjälper brukaren att hålla kursen och följa en rakare väg med mycket färre korrigeringar, utan pendlande. Med **G-Trac™** kan brukaren styra sin omgivning - inte tvärtom! **G-Trac™** är särskilt användbar i kombination med alternativa styrningar såsom sug- och blåsstyrning, tavelstyrning eller huvudstyrning.

**G-Trac™ håller kursen - även vid låg hastighet**

**G-Trac™** hjälper till att upprätthålla både fart och riktning oberoende av underlag även i mycket låga hastigheter.

**G-Trac™ - hastighet och säkerhet**

Då man kör i hög hastighet eller svänger tvärt kan detta innebära att rullstolen kan börja snurra eller sladda.

**G-Trac™** känner av dessa oönskade rörelser på ett tidigt stadium och justerar hastigheten i tid till en nivå som försäkrar att rullstolen håller kursen och garanterar brukarens säkerhet, på samma sätt som ESP-funktionen gör på en modern bil.

Rullstolsbrukare tycker oftast att hastigheten reduceras för mycket då man exempelvis svänger runt ett hörn eller vid snabba manövrar. **G-Trac™** analyserar körparametrarna och minskar endast hastigheten så mycket som är absolut nödvändigt. Detta gör att brukaren får en behagligare körupplevelse.



**G-Trac™ kommer att lägga mer körglädje till din Invacare elrullstol och hjälper dig på vägen för en bekväm och njutbar körupplevelse. Följande modeller kan kombineras med G-Trac™:**

Invacare® **FDX™**Invacare® **Storm<sup>4</sup>** och **Storm<sup>4</sup> X-plore**Invacare® **TDX SP**Invacare® **Bora™**

INVACARE® AB  
Fagerstagatan 9 · Box 66  
16391 Spånga  
Tel: +46 (0) 8 761 70 90  
Fax: +46 (0) 8 761 81 08  
E-mail: [sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com)  
[www.invacare.se](http://www.invacare.se)

© Invacare® International sarl 2010  
Alla rättigheter är reserverade för Invacare.

G-Trac - SE - 11/10



**Yes, you can.®**