



Yes, you can.®

Invacare® Guide de choix Fauteuils releveurs

		Coloris	Position Relax	Position Releveur	Position Repos	Assise couette	Profondeur d'assise
LCH500V	Portland	Chenillé Vert	◆	◆	◆	◆	51 cm
LCH400	Stratford	Chenillé Rouge	◆	◆	◆	-	49 cm
LCH700	Boston	Microfibre aspect grain cuir Rouge	◆	◆	-	◆	51 cm
LCM150 LCM150V	Baltimore	Chenillé Rouge Chenillé Vert	◆	◆	-	◆	52 cm
LCM100R LCM100B	Bristol	Chenillé Rouge Microfibre Bordeaux	◆	◆	-	-	48 cm
CEI535949-0629	Charleston bois	Chenillé Taupe	◆	◆	-	◆	43 / 50 cm
CEI535949-0630	Charleston	Microfibre Chocolat	◆	◆	-	◆	43 / 50 cm
CEI535952-0634	Victoria	Bicolore Marron Chenillé/simili cuir	◆	-	◆	◆	50 cm
CEI535568-0623 CEI535568-0624 CEI535568-0625	Madison Plus	Microfibre Bordeaux Microfibre Marron Simili cuir Bordeaux	◆	◆	◆	◆	50 cm
CEI535950-0632 CEI535950-0631	Hastings	Microfibre Taupe Chenillé Souris	◆	◆	-	-	53 cm
CEI535948-0628 CEI535948-0627 CEI535948-0626	Madison	Vert jade Tolga Rouge Simili cuir marron	◆	◆	-	-	53 cm
LCM200M	Dover	Chenillé Rouge	◆	-	-	-	51 cm


Coloris

Boston



Rouge
LCH700

Portland




Vert
LCH500V

Stratford



Rouge
LCH400

Baltimore



Rouge
LCM150




Vert
LCM150V

Bristol



Bordeaux
LCM100B



Rouge
LCM100R

Charleston



Chocolat
CEI535949-0630

Charleston bois



Chénille Taupe
CEI535949-0629

Hastings



Chénille Souris
CEI535950-0631



Taupe
CEI535950-0632


Hauteur d'assise	Largeur d'assise	Inclinaison dossier	Hauteur tot. du dossier	Largeur HT	Profondeur HT Fermé	Profondeur Ouvert	Hauteur sol/ accoudoirs	Poids patient max	Poids
50 cm	53 cm	180°	115 cm	74 cm	94 cm	185 cm	66 cm	150 kg	71 kg
49 cm	51 cm	180°	110 cm	87 cm	95 cm	171 cm	65 cm	150 kg	69 kg
49 cm	53 cm	120°	111 cm	73 cm	75 cm	160 cm	65 cm	120 kg	63 kg
50 cm	52 cm	115°	109 cm	67 cm	97 cm	160 cm	65 cm	120 kg	46 kg
48 cm	50 cm	120°	106 cm	63 cm	88 cm	160 cm	66 cm	120 kg	43 kg
47 cm	52 cm	110°	107 cm	68 cm	92 cm	140 cm	67 cm	130 kg	64 kg
47 cm	52 cm	105°	104 cm	78 cm	92 cm	140 cm	67 cm	130 kg	60 kg
45 cm	52 cm	110°	104 cm	72 cm	75 cm	143 cm	66 cm	120 kg	56,4 kg
48 cm	53 cm	135°	105 cm	82 cm	83 cm	170 cm	64 cm	110 kg	47 + 8 kg
46 cm	49 cm	103°	100 cm	80 cm	94 cm	152 cm	63 cm	130 kg	49 kg
45 cm	49 cm	103°	100 cm	78 cm	94 cm	154 cm	63 cm	130 kg	46 kg
46 cm	47 cm	130°	110 cm	62 cm	82 cm	161 cm	65 cm	90 kg	26 kg

Madison



Vert jade

CEI535948-0628



Tolga rouge

CEI535948-0627



Simili cuir Marron

CEI535948-0626

Victoria



Simili cuir Marron



Chenillé Marron

CEI535952-0634

Dover



Rouge

LCM200M

Madison Plus



Microfibre Bordeaux

CEI535568-0623



Microfibre Marron

CEI535568-0624



Simili cuir Bordeaux

CEI535568-0625

Garantie : 1 an