








Yes, you can.®

Invacare® Guide de choix des Lits

Caractéristiques produits	Lit à croisillon largeur 90 cm		
	 SB755	 SB440	 Alegio®
Relève-buste à translation	✓	✓ option	
Relève-buste électrique	✓	✓	✓
Plicature des genoux électrique	✓	✓ option	✓ option
Relève-jambes électrique	✓	✓ combiné	
Hauteur variable électrique	✓	✓	✓
Caractéristiques système de freinage			
Freinage individuel	✓	✓	✓
Freinage centralisé	✓	✓	✓
Caractéristiques techniques			
Largeur Plan de couchage 	90 cm	90 cm	90 cm
Largeur HT	101 cm	101 cm	90 cm
Longueur Plan de couchage 	200 cm	200 cm	210 cm
Longueur HT 	213 cm	220 cm	210 cm
Garde au sol	17 cm	15 cm	13,5 cm
Hauteur Plan de couchage 	de 35 à 82 cm	de 34 à 90 cm	de 34 à 78 cm
Roues 	75 mm ou 100 mm ou 125 mm	125 mm	100 mm
Charge de fonctionnement SWL 	235 kg	180 kg	170 kg
Poids patient max	200 kg	145 kg	135 kg
Motorisation	LINAK IP66 V0	LINAK IP66 V0	DEWERT IP66
Compatibilité panneaux			
Invacare® Vibeke		✓	✓
Invacare® Tendance		✓	✓
Invacare® Kirsty			✓
Invacare® Sanne		✓	
Invacare® Karin		✓	
Invacare® Louis Philippe		✓	✓
Invacare® Tradition		✓	✓
Invacare® Scala		✓	✓
Invacare® Suzanne	✓	✓	
Invacare® Anita	✓	✓	
Invacare® Victoria	✓	✓	
Compatibilité barrières			
Invacare® Verso	✓	✓	✓
Invacare® Line	✓	✓	✓
Invacare® Britt	✓	✓	
Invacare® Lilly	✓	✓	
Invacare® Nina			✓
Invacare® Décubi	✓	✓	
Invacare® Scala Décubi	✓	✓	
Poignée d'appui	✓	✓	✓
Poignée d'appui renforcée			
Accessoires			
Support télécommande	✓	✓	✓
Coffre bois		✓	✓
Protection pour barrières	✓	✓	✓
Barres pare-chocs		✓	
Tige porte-sérum	✓	✓	✓

Lit à croisillon largeur 120 cm		Lit à colonne		Lit à hauteur fixe
SB750 120 cm	Octave®	Etude® Medley	Etude® Classic	Sonata™
				
✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓ option	✓ option	✓ option
✓	✓			
✓	✓	✓	✓	
✓		✓	✓	✓
✓	✓			
120 cm	119 cm	90 cm	90 cm	89 cm
131 cm	119 cm	102 cm	103 cm	90 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	201 cm
213 cm	221 cm	220 cm	240 cm	208 cm
15 cm	15 cm	34 cm	19 cm	36 cm
de 36 à 83 cm	de 40 à 80 cm	de 34 à 74 cm de 41 à 81 cm	de 19 à 59 cm	de 36 à 63 cm selon configuration
100 mm ou 125 mm	125 mm	100 mm	75 mm	
235 kg	385 kg	180 kg	180 kg	170 kg
200 kg	350 kg	145 kg	145 kg	135 kg
LINAK IP66 V0	LINAK IP66 V0	LINAK IP54	LINAK IP54	DEWERT IP66
				✓
				✓
				✓
✓				
				✓
✓				✓
✓		✓	✓	
				✓
✓			✓	
✓			✓	
✓	✓			✓
✓				
✓			✓	✓
✓				✓