

Invacare® | Madrasshøyder

I den nye sengestandarden, IEC 60601-2-52, er det et krav om at minimum høyde fra toppen av madrassen og toppen av grinden er 220 mm når sidegrinden er oppe, og minimum avstand fra topp av madrassen og topp av sidegrind på 20 mm når sidegrinden er slått ned.

I tabellene nedenfor er det en oversikt over Invacare senger med kompatible madrasshøyder og sidegrindmodeller.

Invacare® SB® 755																															
Madrasshøyde mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	
Line/Line Forlengbar																															
Britt V																															
Scala Basic 2																															
Scala Basic Plus 2																															
Scala Medium 2																															
Scala Decubi 2																															

Invacare® SB® 400																															
Madrasshøyde mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	
Line/Line Forlengbar																															
Britt V																															
Scala Basic 2																															
Scala Basic Plus 2																															
Scala Medium 2																															
Scala Decubi 2																															

Invacare® Octave®																															
Madrasshøyde mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	
Line/Line Forlengbar																															
Britt V																															

Invacare® Etude® Plus / Invacare® Etude® Plus Low																															
Madrasshøyde mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	
Line/Line Forlengbar/ Britt V																															
Sengebunnen - Høyeste posisjon																															
Sengebunnen - Laveste posisjon																															
Scala Basic 2																															
Scala Basic Plus 2																															
Scala Medium 2																															
Scala Decubi 2																															

Sidegrindforhøyer for integrerte sidegrinder
 Sidegrindforhøyer for Line og Line forlengbar (artikkelnummer 1538345-0125) øker tillatt høyeste madrasshøyde med 150 mm når den er montert på sidegrinden.
 Sidegrindforhøyer for Britt III, IV, og V (artikkelnummer 1538420-0125) øker tillatt høyeste madrasshøyde med 150 mm når den er montert på sidegrinden.

Invacare AS
 Grensesvingen 9
 Postboks 6230 Etterstad
 0603 Oslo - Norway
 Telefon: +47 22 57 95 00
 Telefaks: +47 22 57 95 01
 E-mail: norway@invacare.com
 www.invacare.no

© 2014 Invacare International Sør
 All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykktidspunkt. Invacare forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

Madrasshøyder - NO - 12/2014

