


Aquatec® | **Transferhulpmiddelen**



Aquatec **Trans**

- Extra groot zitvlak
- Veilig: draaischijf wordt ontgrendeld door het gewicht van de gebruiker
- Zitvlak draait en glijdt soepel
- Gladde, huidvriendelijke coating: eenvoudig te reinigen



Aquatec **Disk**

- Extra groot zitvlak
- Zitvlak draait soepel
- Gladde, huidvriendelijke coating: eenvoudig te reinigen
- In een handomdraai kan, met behulp van een adapter, van de draaischijf Disk en de doucheruk Dot een doucheruk met draaibaar zitvlak gemaakt worden

AQUATEC®



Yes, you can.®



Aquatec **Step**



Tot 150 kg

- Stabiel frame
- Pootjes met rubberen dopjes
- Anti-slip bekleding is afneembaar en wasbaar in de wasmachine

Technische gegevens

Afmetingen	<i>Aquatec Trans</i>	<i>Aquatec Disk</i>	<i>Aquatec Step</i>
Doorsnede	365 mm	365 mm	–
Lengte	530 mm	–	400 mm
Breedte	–	–	300 mm
Hoogte	25 mm	25 mm	165 mm
Overige gegevens			
Gewicht	2,2 kg	1,6 kg	1,5 kg
Belastbaarheid	130 kg	130 kg	150 kg
Kleuren	Blauw, Grijs	Blauw, Grijs	Blauw, Wit