



Invacare I-Fit 9780E

- In hoogte verstelbaar van 380 - 550 mm
- Groot, ergonomisch zitvlak
- Eenvoudig te reinigen
- Lichtgewicht en gemakkelijk mee te nemen
- Met hygiëne uitsparing
- Stijlvol ontwerp




Invacare I-Fit 9781E

- In hoogte verstelbaar van 380 - 550 mm
- Ergonomisch zitvlak met afneembare rug
- Eenvoudig te reinigen
- Lichtgewicht en gemakkelijk mee te nemen
- Met hygiëne uitsparing

Technische gegevens

Afmetingen	Invacare I-Fit 9780E	Invacare I-Fit 9781E
Zitbreedte	340 mm (A)	340 mm (A)
Zitdiepte	370 mm	370 mm
Zithoogte	380-550 mm (B)	380-550 mm
Totale breedte	500 mm (C)	500 mm (C)
Totale diepte	430 mm	430 mm
Totale hoogte	380-550 mm (B)	760-930 mm (B)
Overige gegevens		
Gewicht	3,7 kg	4,5 kg
Belastbaarheid	180 kg	180 kg
Kleur	Wit	Wit

Invacare I-Fit 9780E



Invacare I-Fit 9781E

