



Invacare Revato R7710,073

Douchestoel met onafhankelijk opklapbare anti-slip armleuning van RVS


- Voorzien van vier dubbelgeremde RVS zwenkwielen
- Duwbuis achter rugleuning
- Zitting met gaatjes voor waterafvoer



Invacare Revato R7711,073 / R7712,073

Douche- / toiletstoel met onafhankelijk opklapbare RVS armleuningen, voorzien van een brede PUR anti-slip laag

- Afneembare armleuningen
- 4 dubbelgeremde RVS zwenkwielen
- Zitkussen non-contact PUR
- Rail geschikt voor ondersteek en/of toiletemmer
- Wegklapbare, afneembare en in hoogte verstelbare voetsteunen voor maximaal comfort (**R7712,073**)



Invacare Revato R7719,073

Douche- / toiletstoel met onafhankelijk opklapbare anti-slip armleuningen van RVS

- Zitting non-contact PUR
- Wegklapbare, afneembare en in hoogte verstelbare voetsteunen voor maximaal comfort
- Voorzien van twee RVS zwenkwielen voor
- Achter twee kunststof wielen van 24" met luchtbanden



Invacare Revato R7722,073

Douchestoel, zelfbeweger met onafhankelijk opklapbare anti-slip armlenningen van RVS

- Zitting met gaatjes voor waterafvoer
- Wegklapbare, afneembare en in hoogte verstelbare voetsteunen voor maximaal comfort
- Voorzien van twee RVS zwenkwielen voor
- Achter twee kunststof wielen van 24" met luchtbanden

Invacare Alizé H2080

- Opklapbare armsteunen voor makkelijke transfer

Technische gegevens

Afmetingen	Invacare Revato R7710,073	Invacare Revato R7711,073 / R7712,073	Invacare Revato R7719,073	Invacare Revato R7722,073	Invacare Alizé H2080
Zitbreedte	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	410 mm
Zitdiepte	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	400 mm
Zithoogte	520 mm	540 mm	540 mm	520 mm	540 mm
Totale breedte	560 mm	560 mm	700 mm	700 mm	580 mm
Totale diepte	640 mm	860 mm	1040 mm	1040 mm	680 mm
Overige gegevens					
Gewicht	12 kg	14 - 16,6 kg	22,6 kg	19,4 kg	10 kg
Belastbaarheid	135 kg	135 kg	135 kg	135 kg	120 kg
Kleur	Wit, Rilsan	Wit, Rilsan	Wit, Rilsan	Wit, Rilsan	Wit