



Aquatec **Tellus**

- Stabiele, stapelbare douchekruk
- Ergonomisch zitvlak, met of zonder hygiëne uitsparing leverbaar
- In hoogte verstelbare, roestvrije poten
- Optioneel met zachte rugleuning zodat een douchestoel kan worden gemaakt



Aquatec **Pluto**

- Ergonomisch zitvlak, met of zonder hygiëne uitsparing leverbaar
- In hoogte verstelbare, roestvrije poten
- Rubberen uiteinden aan de poten (FlexiFoot) kunnen hoogteverschillen tot 10 mm ondervangen
- Optioneel met zachte rugleuning zodat een douchestoel kan worden gemaakt





Aquatec **Galaxy**

- Opvouwbare, in hoogte verstelbare douchestoel voor op reis en ruimtebesparende opslag
- Ergonomisch zitvlak, met of zonder hygiëne uitsparing leverbaar
- Zachte rug geeft de gebruiker extra ondersteuning

Technische gegevens

Afmetingen	<i>Aquatec Tellus</i>	<i>Aquatec Pluto</i>	<i>Aquatec Galaxy</i>
Zitbreedte	400 mm (A)	400 mm (A)	400 mm (A)
Zitdiepte	345 mm (B)	345 mm (B)	345 mm (B)
Zithoogte	460 - 610 mm (C)	460 - 610 mm (C)	470 - 620 mm (C)
Totale breedte	550 mm (D)	550 mm (D)	580 mm (D)
Totale diepte	510 mm (E)	510 mm (E)	460 mm (E)
Totale hoogte	460 - 610 mm (C)	630 - 780 mm (F)	840 - 990 mm (F)
Stappen hoogteverstelling	25 mm	25 mm	25 mm
Hoogte tot armsteunen	–	–	630 - 780 mm (G)
Breedte tussen de armsteunen	–	490 mm (G)	510 mm (H)
Breedte hygiëne uitsparing	–	130 mm	130 mm
Diepte hygiëne uitsparing	–	140 mm	140 mm
Overige gegevens			
Gewicht	3,8 kg	4,5 kg	7,5 kg
Belastbaarheid	125 kg	125 kg	100 kg
Kleur	Wit	Wit	Wit

Aquatec Tellus

Aquatec Pluto

Aquatec Galaxy
