

Invacare® | Bedaccessoires / Accessoires de lit

Bedeindes / Panneaux



Sanne

Voor **SB440, SB755** en **SB755-120**, beuk/kers of beuk. Compatibel met onrusthekkens Verso, Scala, Britt en Lilly.

Pour **SB440, SB755, SB755-120** coloris hêtre/merisier ou hêtre. Compatibles avec les barrières Verso, Scala, Britt, Lilly.



Susanne

Voor **SB440, SB755, SB755-120**, kers of beuk. Compatibel met onrusthekkens Verso, Scala en Line.

Pour **SB440, SB755, SB755-120**, coloris merisier ou hêtre. Compatibles avec les barrières Verso, Scala, Line.



Anita

Voor **SB440, SB755**, beuk of kers. Compatibel met onrusthekkens Verso, Scala en Line.

Pour **SB440, SB755** coloris merisier ou hêtre. Compatibles avec les barrières Verso, Scala, Line.



Victoria

Voor **SB440, SB755**, beuk of kers. Compatibel met onrusthekkens Verso, Scala en Line.

Pour **SB440, SB755** coloris merisier ou hêtre. Compatibles avec les barrières Verso, Scala, Line.


Onrusthekkens / Barrières



Verso 2

Metalen onrusthekkens in Epoxy. Voor **SB440, SB755, SB755-120**. In kleur ivoor of grijs.

Barrières métal peinture Epoxy. Pour **SB440, SB755, SB755-120**. Coloris ivoire ou gris.



Britt III

Houten onrusthekkens met 2 latten. Voor **SB440, SB755** en **SB755-120**. Kers of beuk. Verlengd beschikbaar.

Barrières 2 pans en bois. Pour **SB440, SB755, SB755-120**. Coloris merisier ou hêtre. Disponible rallongé.



Britt IV

Houten onrusthekkens met 2 latten in beuk of kers. Voor **SB440, SB755, SB755-120**.

Barrières 2 pans en hêtre ou merisier. Pour **SB440, SB755, SB755-120**.



Line

Aluminium onrusthekkens met 3 latten voor **Etude® Plus, SB440, SB755** en **SB755-120**, kers of beuk. Conform de norm EN 60601-2-52.

Barrières 3 pans en aluminium. Pour **Etude Plus, SB440, SB755, SB755-120**. Coloris merisier ou hêtre. Conforme à la norme EN 60601-2-52.



Yes, you can.®

Onrusthekkens / Barrières



Line telescopisch

Aluminium onrusthekkens met 3 latten (+ 200 mm telescopische verlenging). Voor **SB440, SB755, SB755-120, Etude Plus**, kers of beuk. Conform norm EN 60601-2-52.

Line télescopiques

Barrières 3 pans en aluminium. (+200mm télescopiques). Pour **SB440, SB755, SB755-120, Etude Plus**. Coloris merisier ou hêtre. Conforme à la norme EN 60601-2-52.



Invacare Scala Basic 2

Stalen onrusthekkens in Epoxy. Voor matrashoogte 80 - 150 cm.

Barrières fils métal peinture Epoxy. Pour hauteur matelas 80 - 150 cm.



Invacare Scala Medium 2

Stalen onrusthekkens in epoxy. Voor matrashoogte 80 - 200 cm.

Barrières fils métal peinture epoxy. Pour hauteur matelas 80 - 200 cm.



Invacare Scala Decubi 2

Hoge, metalen onrusthekkens in epoxy. Voor matrashoogte 210 - 290 cm.

Barrières haute fil métal peinture Epoxy. Pour hauteur matelas 210 - 290 cm.



Houten onrusthekkens

Voor **Etude Medley**, kleur beuk.

Barrières Bois

Pour **Etude Medley** coloris hêtre.



Metalen onrusthekkens Epoxy

Voor **Etude Medley**, grijs.

Barrières métal Epoxy

Pour **Etude Medley** coloris gris.



Handgreep / Poignée d'appui

Stabiele handgreep om in en uit het bed te stappen. Kleur ivoor of grijs. / Poignée d'appui stable pour sortir du lit et entrer. Coloris ivoire ou gris.

25 X 30 cm / 80 cm

40 X 30 cm / 50 cm / 95 cm

Overige accessoires / Autres accessoires



Nylon net

Voor zijhekkens Britt, Lilly, Line.

Filet Nylon

Pour barrières Britt, Lilly, Line.



Vinyl afdekhoes

Voor zijhekkens Britt, Lilly, Line.

Protection Vinyle

Pour barrières Britt, Lilly, Line.



Vinyl afdekhoes

Voor zijhekkens Scala Decubi.

Protection Vinyle

Pour barrières Scala Décubi.



Schokdempers

Vooraan, achteraan of aan de zijkant gemonteerd, kleur ivoor of grijs.

Barres pare-chocs

Position avant/arrière ou sur le côté coloris ivoire ou gris.

Alegio, SB440, SB755, SB755-120.



Houder voor handbediening / Support Télécommande
SB440, SB755, SB755-120.



Unit voor individuele uitschakeling elektrische functies / Condamnation individuelle des commandes
SB755, SB755-120.



Batterij / Batterie
SB755.



Optreksysteem
Metaal, ivoorkleur of grijs. Handgreep hoogteverstelbaar.

Potence

En métal peinture epoxy coloris ivoire ou gris. Poignée plastique ajustable en hauteur.

Alegio, SB440, SB755, SB755-120.



Infuushouder

te bevestigen op bedframe.

Tige porte-serum

à fixer sur le cadre de lit.



Dienblad

Hout, **SB440, SB755.** In beuk/wit.

Tablette

En bois pour lits **SB440, SB755.** Coloris hêtre/blanc.




Sonnet Dual

Nachttafel kleur beuk. Dienblad hoogte- en hoekverstelbaar.

Table de chevet coloris hêtre.

Tablette à droite réglable en hauteur et inclinable en angle.

Hulp in en om het bed / Aides Techniques




Optreksysteem op voet
U-vorm.

Potence sur pied

Potence sur pied en U.

Code 935660.1




Porteo

Infuushouder in aluminium en kunststof, op wieltjes

Tige porte-sérum en aluminium et plastique sur roulettes.

Code 935431




Statio

Dekenboog in metaal epoxy.

Arceau de lit en métal peinture epoxy.

Code L871




Areste

Rugsteun, hoekverstelbaar 45°-60°.

Relève-buste. Inclinaison de 45 à 60°.

Code L110

Bedtafels / Tables de lit



Pausa

In hoogte, in hoek en lateraal verstelbaar. opstaande rand, Max. belasting: 10 kg.

Plateau avec rebord réglable en hauteur, en inclinaison et latéralement. Charge maximum 10 kg.

Code L865




Baya

U-vorm voor gebruik in de zetel en in bed. In hoogte, in hoek en lateraal verstelbaar. Opstaande rand. Max. belasting: 10 kg.

Piètement en U pour une utilisation au fauteuil et au lit. Plateau avec rebord réglable en hauteur, en inclinaison et latéralement. Charge maximum 10 kg.

Code CH1541931



Kauma

Hoogteverstelbaar, 2 wieltjes met rem. Max. belasting: 10 kg.

Plateau à hauteur variable assisté. 2 roulettes freinées. Charge maximum 10 kg.

Code L872



Pona

Hoekverstelbaar in 3 posities, opstaande rand. Vouwbaar pootjes. Max. belasting: 20 kg.

Plateau avec rebord inclinable 3 positions. Pieds pliants. Charge maximum 20 kg.

Code 970790

Overzicht / Sommaire

 Invacare **ScanBed 755, ScanBed 755-120, ScanBed 440**

		Bedeindes / Panneaux								
Onrusthek- kens / Barrières		Victoria	Sophie Low ¹	Emma		Sanne High		Flex ² Karin ²	Flex High ²	
		Sophie	Susanne	Oda		Sanne Maria High		Louis Philippe ²	Karin High ²	Tradition ³
		Susanne	Low ¹	Piggy	Sanne Maria					
		Anita	Anita Low ¹	Vibeke _{NG} ¹						
		Line								
		Line verlengd / rallongé	x	x						
		Britt III / Britt IV				x		x	x	x
		Lilly III				x	x		x	x
		Scala Basic 1&2	x	x	x	x	x	x	x	x
		Scala Basic Plus 1&2								
	Scala Medium 1&2	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Scala Decubi 1&2	x				x			x	
	Verso (voor buis 50 x 20, pr tube 50 x 20)	x	x	x	x	x	x	x	x	

1/ NB: Enkel voor 90 cm / Uniquement en 90 cm

2/ NB: Enkel / uniquement **ScanBed 750 & Scanbed 440**

3/ NB: Enkel / uniquement **ScanBed 400**

 Invacare **Etude**

		Bedeindes / Panneaux	
Onrusthek- kens / Barrières	Britt III/IV	Etude Classic	
	Mona 2	Etude Duo	
	Houte Medley / <i>Bois Medley</i>	Etude Medley	
	Metaal Medley / <i>Métal Medley</i>	Etude Medley	
	Scala Basic 1&2	Alle Etude bedden / <i>Tous les lits Etude</i>	
	Scala Basic Plus 1&2	Alle Etude bedden / <i>Tous les lits Etude</i>	
	Scala Medium 1&2	Alle Etude bedden / <i>Tous les lits Etude</i>	
	Scala Decubi 1&2	Alle Etude bedden / <i>Tous les lits Etude</i>	
	Verso (50x20)	Alle Etude bedden / <i>Tous les lits Etude</i>	

 Invacare **Alegio®**

		Bedeindes / Panneaux			
Onrusthek- kens / Barrières		Piggy			
		Sabrina			
		Tendance _{NG}		Louis	
		Vibeke _{NG}		Philippe	
		Oda		Flex	
		Tradition	Kirsty	Karin	Suzanne
	Nina	x			
	Britt III/IV		x		
	Line			x	
	Verso	x	x	x	

 Invacare **Octave®**

		Bedeindes / Panneaux	
Onrusthek- kens / Barrières	Britt II	Past op Octave bedeindes / <i>Convient pour panneaux Octave</i>	
	Britt III		
	Britt IV		
	Lilly III		

Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2011 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

Bedaccessoires /
Accessoires de lit - BE - 12/2011



Yes, you can.®