

Invacare® | **Alegio™**




Conform aan norm /  
Conforme à la norme  
EN 1970/A1

### **Prestatie en kwaliteit / Performance et qualité**

Het bed *Invacare Alegio* is geschikt voor gebruikers op zoek naar comfort, kwaliteit en design. Het bed is beschikbaar met 2 of 3 elektrische functies, centrale of individuele beremming, en een ruim gamma aan bedeindes en onrusthekkens (conform aan de toekomstige Europese norm IEC 60601-2-52), naargelang het interieur en de wens van de gebruiker.

Le lit médicalisé *Invacare Alegio* est destiné aux personnes soucieuses de performance, de fiabilité, d'esthétique et de confort. Le lit **Alegio** est disponible dans de multiples configurations afin de répondre à tous les besoins : 2 ou 3 fonctions électriques, système de freinage centralisé ou indépendant, large choix d'accessoires avec large choix de panneaux et de barrières (conforme à la future Norme Européenne IEC 60601-2-52).



**Yes, you can.®**



### Comfort / Confort

Het bed **Invacare Alegio** is verkrijgbaar in tal van configuraties op maat van de gebruiker. De **versie met 3 functies** biedt een bijzonder comfortabele positie en vermindert het risico op decubitus. Het onderstel kan uitgerust worden met centrale of afzonderlijke beremming en is hoogteverstelbaar van 340 tot 780 mm.

*Le lit Invacare **Alegio** est disponible avec différentes configurations pour répondre au mieux aux besoins des patients. La base élévatrice est disponible avec système de freinage centralisé pour faciliter le travail des soignants. La version **Alegio 3 fonctions** permet d'avoir une position confortable tout en assurant une bonne prévention des escarres. La position basse du lit à 340 mm facilite l'accès au lit et assure une aide au moment d'effectuer les transferts.*

### Makkelijk transport en opslag / Facilité de transport et de stockage

Het bed **Alegio** wordt geleverd in karton of op transportkit. De transportkit optimaliseert opslag en transport. Met de transportkit wordt het bed ofwel op de wielen van het bed zelf of op de wielen van de transportkit vooruit gereden.

*Le lit **Alegio** est livré soit en carton, soit sur kit de transport. Ce kit de transport vous permet d'optimiser livraison et stockage. Le kit de transport a été conçu pour rouler le lit soit sur les roulettes du kit, soit sur les roulettes du lit.*

### Opties / Options



**Bedeinde Tendance<sub>NG</sub>**  
 Paneel in beuk, rail in kers

**Panneaux Tendance<sub>NG</sub>**  
 Panneau hêtre, main courante merisier



**Bedeinde Vibeke<sub>NG</sub>**  
 Kers

**Panneaux Vibeke<sub>NG</sub>**  
 Merisier

**Opties / Options**



Rugsteun met noodfunctie voor zakken bij hartmassage.  
*Relève-buste avec descente d'urgence en cas de massage cardiaque.*



**Onrusthekken Verso 2**  
Conform toekomstige Europese Norm IEC 60601-2-52).  
**Barrières Verso 2**  
Conforme à la future Norme Européenne IEC 60601-2-52).



**Optreksysteem**  
Infuushouder  
**Potence de lit**  
Tige porte-sérum



**Eenvoudig (de)monteren**  
**Facile à monter et à démonter**



Transportkit voor vlotte opslag en transport.  
*Kit de transport permettant d'optimiser la livraison et le stockage.*



**Afstandsbediening**  
Infrarood  
**Télécommande**  
Infrarouge



**Handbediening met individuele blokkering van elektrische functies (optie) /**  
Voor verwarde en/of spastische personen.  
**Télécommande à verrouillage individuel des fonctions en option**  
*recommandée pour les personnes agitées, spastiques ou confuses.*



**Centrale rem**  
2 pedalen  
**Freins centralisés**  
2 pédales

















**Centrale rem**  
Centrale pedaal  
**Freins centralisés**  
pédale centrale



**Houder voor afstandsbediening**  
**Support télécommande**

**Technische gegevens / Caractéristiques techniques**

							
<b>Alegio 2</b> functies / fonctions	900 <sup>1</sup> / 1010 <sup>2</sup> mm	900 mm	2100 <sup>1</sup> / 2140 <sup>2</sup> mm	2000 mm	700 - 1300 mm	0° - 72°	0° - 16°
<b>Alegio 3</b> functies / fonctions	900 <sup>1</sup> / 1010 <sup>2</sup> mm	900 mm	2100 <sup>1</sup> / 2140 <sup>2</sup> mm	2000 mm	700 - 250 - 350 - 700 mm	0° - 72°	0° - 16°

							
<b>Alegio 2</b> functies / fonctions	340 - 780 mm	1590 - 2030 mm	135 mm	60 kg zonder acc. / hors acc.	2 secties / sections : 31,5 kg	28,5 kg	170 kg
<b>Alegio 3</b> functies / fonctions	340 - 780 mm	1590 - 2030 mm	135 mm	63,5 kg zonder acc. / hors acc.	4 secties / sections : 35 kg	28,5 kg	170 kg

1/ met bedeinde / avec panneaux Vibeke  
2/ met bedeinde / avec panneaux Kirsty

Het bed mag niet gebruikt worden door personen jonger dan 12 jaar of personen van wie de lichaamsbouw overeenkomt met die van een 12-jarige of kleiner /  
*Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l'âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est équivalente ou plus petite à celle d'une personne de moins de 12 ans.*

**Kleur / Coloris**


Epoxy  
Ivoor / Ivoire  
(RAL 1015)

Beuk / Hêtre

Kers / Merisier

Invacare N.V.  
Autobaan 22 . 8210 Loppem  
Belgium  
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10  
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11  
Email : belgium@invacare.com  
www.invacare.be

© 2011 Invacare International Sàrl  
Alle rechten voorbehouden.  
*Tous droits réservés.*

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.  
*Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.*

Alegio - BE - 11/2011

**Elektrische gegevens / Données électriques**

Standaard elektr. systeem / *Système électrique standard* DEWERT IP66  
Voeding / *Alimentation* 220 – 240 V  
Handbediening / *Télécommande* IP 66

**Garantie**

**5 jaar / ans** op elektrische delen / *sur les parties électriques*  
**5 jaar / ans** op mechanische delen / *sur les parties mécaniques*  
**Normen / Normes:** NF EN 14971 - NF EN 1970/AI

