

DOLOMITE | *ALPHA BASIC*



Voor extra ondersteuning / Pour plus de support

De rollator **DOLOMITE ALPHA BASIC** biedt extra ondersteuning ter hoogte van de onderarmen voor gebruik bij o.a. looptraining, artritis, orthopedische klachten en revalidatie. Daarnaast onderscheidt de **ALPHA BASIC** zich door eenvoudig te bedienen handvaten en een perfecte armpositionering.

*Le rollator **DOLOMITE ALPHA BASIC** offre un support supplémentaire au niveau des avant-bras pour une utilisation lors de la rééducation à la marche, en cas de plaintes orthopédiques, arthrite,... Ce rollator se distingue par ces poignées facilement maniables et par un positionnement optimale des avant-bras.*




DOLOMITE


Yes, you can.®

Multi-verstelbare handgrepen / Poignées multiréglables

De verstelbare hoogte, breedte en diepte van de handvaten zorgt voor een optimale positionering van de handen, net als de comfortabele afgeronde onderarmsteunen.

Le réglage en hauteur, en largeur et en profondeur des poignées, ainsi que les supports arrondis au niveau des avant-bras, offrent un positionnement optimal.

Accessoires

De **DOLOMITE ALPHA BASIC** is o.a. beschikbaar met een volledig opgevuld platform, zuurstoffleshouder, vertragingrem, éénhandige rem etc...

Le DOLOMITE ALPHA BASIC est e.a. disponible avec une tablette d'appui rembourrée, un porte-bouteille d'oxygène, freinage unilatéral, etc...

**Opties / Options****Gepolsterd platform
Tablette d'appui rembourrée****Multi-verstelbaar handvat met eenhandige rem
Poignée multiréglable avec freinage unilatéral****Eénhandige rem
Freinage unilatéral****Technische gegevens / Caractéristiques techniques**

Alpha Basic
Alpha Basic Platform

650 mm
650 mm



700 mm
700 mm



510 mm
510 mm



950 - 1240 mm
1030 - 1240 mm



620 mm
620 mm



Alpha Basic
Alpha Basic Platform

430 mm
90 - 270 mm



200 mm
200 mm



10.9 kg
12.4 kg



125 kg
125 kg

Kleur / Coloris

RAL 5022

Code

Alpha Basic 12230-35-24
Code INAMI / RIZIV 104105000221
Alpha Basic Platform 12230-02-35-23
Code RIZIV / INAMI 104105000237

Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2011 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

DOLOMITE ALPHA BASIC - BE - 12/2011

**Yes, you can.®**