

Invacare® | **Birdie® & Birdie® Compact**



Comfort en compactheid in één

Dankzij maximale bewegingsvrijheid voor de patiënt zorgen de **Birdie**, **Birdie Compact** van Invacare voor een comfortabele transfer van- en naar bed, stoel en zelfs de vloer.

De tilliften zijn speciaal ontworpen om het op- en uitvouwen van de lift zo eenvoudig mogelijk te maken, zonder het gebruik van gereedschap. Tevens kan de tillift zonder gereedschap in 2 delen worden gedemonteerd.



Birdie



Birdie Compact



Yes, you can.®



Maximaal gebruikerscomfort

Maximale ruimte voor de patiënt, zelfs wanneer de tillift in de hoogste positie staat. Dit zorgt voor een comfortabele lift en transfer. Dankzij de grote bewegingsvrijheid is het plaatsen van een patiënt in een bed/rolstoel zeer eenvoudig voor de verzorger. Het optimaal benutten van de ruimte zorgt voor een hoge mate van comfort voor de patiënt aangezien de knieën niet in de buurt van de motor of de lift komen. Het risico van knieblessures wordt hierdoor beperkt.

Gemakkelijk te hanteren

Het gebruik van de tillift is zo makkelijk mogelijk gemaakt. De tillift is eenvoudig in- en uitvouwbaar zonder het gebruik van gereedschap. Hierdoor neemt de tillift weinig ruimte in en is hij makkelijk te verplaatsen. Wanneer nodig kan de mast en de hefboom van de voet worden gedemonteerd, zonder gebruik te maken van gereedschap.

TÜV gecertificeerd voor maximale veiligheid

Voor extra veiligheid is de tillift voorzien van een springslot systeem. De tilliften zijn CE gecertificeerd volgens de richtlijnen van de 'Medical Device Directive 93/42/ECC'. Om er zeker van te

zijn dat de tilliften voldoen aan de **EN ISO 10535** norm (de Europese standaard voor tilliften) zijn de tilliften uitvoerig getest door zowel Invacare als het Duitse TÜV instituut.

Eigenschappen en opties



Lange hefboom - maximaal gebruikerscomfort

De gebruiker kan gemakkelijk worden geroteerd en gepositioneerd. Geen risico op knieblessures.



Gemakkelijk opvouwbaar en demonteerbaar

Gemakkelijk te verplaatsen en op te bergen. Geen gereedschap nodig voor het op- en uitvouwen.



Springslot

Optimale veiligheid om ongelukken te voorkomen.



Noodknop, noodverlaging en geïntegreerde lader

Manuele of elektrische noodverlaging (**Birdie Compact** alleen elektrische verlaging). Steek eenvoudig de stekker in het stopcontact om te laden.

Eigenschappen en opties



'Click on' juk
Gemakkelijk verwisselbare juk.



Voetbediende pootspreiding
Stap op het pedaal om de pootspreiding te realiseren.



Handbediende pootspreiding
De stang kan gemakkelijk worden bevestigd om handmatige pootspreiding te bedienen.



Elektrische pootspreiding
Optioneel verkrijgbaar voor de standaard Invacare **Birdie**.



2 punts 'Quick Release' juk
Gemakkelijk te bevestigen en te verwijderen. Verkrijgbaar in de maten 450 en 550 mm.



Duwbeugel en handbediening
Focus op ergonomie voor de verzorger.



Wielen
Verkrijgbaar in 100 mm en in 75 mm (afgebeeld wiel met rem).













Weegschaal
Goedgekeurd volgens de medische EN 45501 norm.



4 punts 'Quick Release' juk
Gemakkelijk te bevestigen en te verwijderen. Verkrijgbaar in de maten 450 en 550 mm.

Technische gegevens

					
Birdie	1150 mm	655 mm	42 kg	465 - 1685 mm	100 mm
Birdie Compact	1000 mm	530 mm	36 kg	515 - 1585 mm	100 mm

					
Birdie	1040 mm	180 kg	40 cycles	2,9 Ah	1400 mm
Birdie Compact	890 mm	150 kg	40 cycles	2,9 Ah	1070 mm

Maten zijn genomen met standaard wielen (75 mm) en een 2 punts juk.
Bij 100 mm wielen 25 mm toevoegen aan de hoogte en 20 mm aan de breedte.

Frame kleur



Licht grijs /
Donker grijs

Invacare N.V.
Autobaan 22 - 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2014 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.

Birdie & Birdie Compact - BE-NL - 05/2014