

Invacare® | **Birdie® Plus**



Transport en confort hand in hand / La liberté d'associer le confort au transport

Het opheffen en de transfer van het bed of naar het bed, een stoel of zelfs van de vloer wordt comfortabeler met de *Invacare Birdie Plus*. De tillift is zo ontworpen dat hij gemakkelijk opvouwt en terug openvouwt, zonder gereedschap. Bovendien kan de tillift gedemonteerd worden in twee onderdelen, zonder gereedschap. Max. gebruikersgewicht 170 kg.

Avec un maximum d'espace pour l'utilisateur, le Invacare Birdie Plus offre un levage et un transfert du lit ou vers le lit, de la chaise ou même du sol réellement confortable. Le lève-personne est configuré de manière à pouvoir être plié et déplié aisément, sans l'usage d'outils. De plus, le lève-personne peut au besoin être séparé en deux parties, une fois encore sans l'usage d'outils. Poids max. de l'utilisateur 170 kg.



Yes, you can.®



Opties / Options

Uniek gebruikerscomfort / Un confort unique

Het grootste model binnen het **Birdie**-gamma is standaard uitgerust met elektrische pootspreiding, afdekkappen voor motoren en visuele indicator van het batterijniveau.

Le modèle le plus large de la gamme Birdie est équipé de série d'un système d'écartement des pieds électrique sous coffre et d'un indicateur de charge des batteries.

Gebruikersgemak / Facilité d'emploi

De tillift is eenvoudig op te vouwen en terug open te vouwen, zonder gereedschap. Opgevouwen kan de lift ook verticaal worden opgeslagen. Demonteerbaar 2-(standaard) of 4- (optie) punts juk.

Les lève-personnes Birdie se plient et se démontent sans outils. En position pliée, ils peuvent être déplacés simplement sur les roues ou stockés verticalement. Fléau 2 (standard) ou 4 (en option) points démontable.



Weegschaal
Goedgekeurd volgens de norm EN 45501. Tot 200 kg.
Système de pesée
Testé et approuvé selon la norme EB 45501. Jusqu'à 200 kg.



Snap lock
Automatische blokkering.
Verrouillage automatique.



Eenvoudig vouwen en opslaan. Veilig vouwen en demonteren (Snap Lock).
Facile à plier et à stocker. Se plient et se démontent en toute sécurité (Snap Lock).

Technische gegevens / Caractéristiques techniques

Birdie Plus	1165 mm	680 mm	44 kg	475 - 1700 mm	115 mm
Birdie Plus	1040 mm	170 kg	40 cycli	2,9 Ah	1400 mm

Alle afmetingen werden genomen met voorwielen diameter 100 mm en achterwielen diameter 125 mm en 2-punts juk.
Toutes ces mesures ont été effectuées avec des roues avant diamètre 100 mm et des roues arrière 125 mm et un fléau 2 points.

Kleur frame / Coloris châssis



Lichtgrijs, donkergrijs /
Gris clair, gris foncé



Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2011 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijden van druk. Invacare behoudt het recht productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentation de ce produit.

Birdie Plus - BE - 12/2011



Yes, you can.®