

# Invacare® | **Esprit Action<sup>4</sup> NG**



COMPATIBLE



## **Licht, discreet en gemakkelijk te transporteren! / Discret, Léger et Transportable!**

De Invacare **Esprit Action<sup>4</sup> NG** is een volledig demonteerbare, elektrische rolstoel die ook zeer gemakkelijk in een manuele, lichte rolstoel met 24" wielen veranderd kan worden om transport te vergemakkelijken. De gereduceerde breedte (zitbreedte + 170 mm) zorgt ervoor dat de stoel gemakkelijk door elke deur gemanoeuvreed kan worden. De inductiemotoren zorgen voor een onnavolgbare rijkwaliteit.

*Le fauteuil Invacare **Esprit Action<sup>4</sup> NG** est un fauteuil électrique totalement démontable sans outillage et convertible en un fauteuil manuel léger à roues 24" pour faciliter le transport. La largeur réduite (largeur d'assise + 170 mm) le rend plus étroit qu'un fauteuil roulant manuel et vous permettra de vous faufiler à travers toutes les portes. Ses moteurs à induction offrent une qualité de conduite incomparable.*



**Yes, you can.®**



### Mogelijkheden voor alle leeftijden

Hij past in elke wagen en is verkrijgbaar in twaalf zitbreedtes (305 - 605 mm), en zes verschillende zitdieptes (325 tot 500 mm) om aan de noden van kind tot volwassene te voldoen. De stoel beschikt bovendien over gelaste voorvorken voor meer stevigheid.

### De la version junior à la version adulte

Vous pouvez le mettre dans le coffre de n'importe quelle voiture. L'**Esprit Action<sup>4</sup>** est disponible en douze largeurs d'assise (305 - 605 mm) et six profondeurs (325 - 500 mm). En outre, la chaise a des fourches avant soudées pour plus de rigidité.

### Standaardopties / Options de série



#### Wielbescherming / Protection de roues

Standaard met schokdemper. / Anti-choc équipé de série.



#### Breedteverstelbare armsteunen / Accoudoirs réglables en largeur

De zitbreedte kan hierdoor 50 mm breder gemaakt worden. / Permet d'augmenter la largeur d'assise du fauteuil jusqu' à + 50 mm.



#### Gereduceerde breedte van achterwielen / Largeur des roues arrière réduite

Geïntegreerde motor in frame om stoel nog compacter te maken. / Motorisation intégrée au châssis pour rendre le fauteuil encore plus compact.

### Technische gegevens / Caractéristiques techniques



**Esprit Action<sup>4</sup> NG** 305 - 605 mm



325 - 500 mm



460 of / ou 485 mm



430 - 510 mm



210 - 480 mm



3°



0° - 30°



Zitbreedte / Largeur d'assise + 170 mm



**Esprit Action<sup>4</sup> NG** 1002 mm



900 - 1100 mm



640 - 840 mm



45 kg<sup>1</sup>



80 kg (enkele kruisbevestiging / simple croisillon) (17 Ah)  
125 kg (dubbele kruisbevestiging / double croisillon)



12 Ah



**Esprit Action<sup>4</sup> NG** 1860 mm



30 mm



5° / 10%



150 W



14 km (12 Ah)  
30 km (17 Ah)



6 km/h



**Esprit Action<sup>4</sup> NG** Regelbare armsteunen in breedte / Accoudoirs réglables en largeur (+60 mm)

- 1/ Het zwaarste onderdeel van de stoel / L'élément le plus lourd du fauteuil: 15 kg
- 2/ Kleuren enkel frame / Coloris de châssis sur simple croisillon évolutif
- 3/ Kleuren dubbel kruisframe / Coloris de châssis sur double croisillon

Invacare N.V.  
Autobaan 22 · 8210 Loppem  
Belgium  
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10  
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11  
Email : [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)  
[www.invacare.be](http://www.invacare.be)

© 2013 Invacare International Sàrl  
Alle rechten voorbehouden.  
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.

Esprit Action 4 NG - BE - 04/2013

### Framekleuren / Coloris de châssis



Oceanblauw / Bleu Océan



Leisteengrijs / Gris Ardoise<sup>3</sup>



Parelwit / Blanc Perle



Zwart Nylon / Nylon Noir<sup>3</sup>



Glanzend Zwart / Noir Brillant



Roze / Rose<sup>2</sup>



Yes, you can.®

