














Yes, you can.®

Invacare® Guide de choix Rollators



	Actio 2	Delta	Banjo	Jazz	DOLOMITE LEGACY	DOLOMITE MELODY	DOLOMITE ALPHA BASIC
Freins		Câble	Câble	Câble intégré	Câble	Câble intégré	Câble
Assise	Tablette fixe		Tablette fixe	Tablette souple	Tablette relevable	Tablette relevable	
Sangle dossier	Non	Non	En standard	Option	En standard	Option	Non
Panier	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Plateau	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
Pliant 	Oui	Oui	Oui	Oui, par croisillon	Oui	Oui	Oui
Tient debout plié	Oui	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Largeur HT 	55 cm	67 cm	60 cm	62 cm	55 cm	61 cm	65 cm
Profondeur HT 	63 cm	60 cm	69 cm	67 cm	63 cm	69 cm	70 cm
Hauteur HT 	de 74 à 100 cm	de 81 à 94 cm	de 71 à 98 cm	52 cm version 520 60 cm version 600	de 66 à 81 cm	de 78 à 98 cm	de 103 à 124 cm
Hauteur d'assise 	55 cm	Pas d'assise	61 cm	67-81 cm version 520 75-97 cm version 600	54 cm version 520 62 cm version 600	selon tailles S/M/L	
Largeur int. roues 	38 cm	46 cm	44 cm	44 cm	47 cm	54 cm	51 cm
Largeur int. poignée 	41 cm	45 cm	41 cm	39 cm	36 cm	43 cm	34,5 cm
Diamètre roues 	11 cm	19 cm	19 cm	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Profondeur plié 	12 cm	60 cm	26 cm	largeur 26 cm	42 cm	47 cm	30 cm
Poids Rollator 	5 kg version siège 4,6 kg version sans siège	6 kg	9 kg	7,2 kg version 520 7,8 kg version 600	7 kg	7,4 kg	12,4 kg
Poids max. utilisateur 	130 kg	135 kg	130 kg	130 kg	135 kg	135 kg	125 kg

Coloris du Châssis

Garantie : 2 ans

Actio/2



RAL 9006

Delta



Rouge

Banjo



Gris

JAZZ



Anthracite

LEGACY



Bleu

MELODY



Champagne

ALPHA BASIC



Bleu