



De **Invacare H440 Omega Eco** is de perfecte oplossing als u functionaliteit met comfort en design wenst te combineren. Dankzij de innovatieve afdekkap voor de hygiënische opening en de pootjes die elke gebruiker zonder gereedschap in de hoogte kan verstellen, kenmerkt deze toiletstoel zich door zijn eenvoud en zijn gebruiksgemak.

La chaise-toilette Invacare H440 Omega Eco est la solution idéale si vous optez pour une combinaison de fonctionnalité, confort et design. Grâce au couvercle innovant de la découpe intime et les pieds réglables en hauteur sans outils, cette chaise-toilette percée est facile à utiliser.

- Modern en licht design die perfect past in elke leefruimte / *Design moderne et léger qui s'intègre sereinement à chaque intérieur*
- Verstelbare zithoogte 405-585 mm zonder gereedschap / *Réglable en hauteur de 405 à 585 mm sans outils*
- Eenvoudig te gebruiken dankzij de innovatieve afdekkap / *Facile à utiliser grâce au couvercle innovant*
- Past perfect boven het toilet / *La chaise s'adapte parfaitement à tous types de cuvettes WC*
- Oppervlak gemakkelijk te reinigen / *Surface facile à nettoyer*
- Hoog draagvermogen: 140 kg / *Capacité de charge élevée: 140 kg*

Technische gegevens / Caractéristiques techniques

Code	H440 Omega Eco
Toiletstoel, 5 pack / <i>Chaise-toilette, paquet de 5</i>	1542903

Afmetingen / Dimensions	
Zitbreedte / <i>Largeur d'assise</i>	450 mm
Zitdiepte / <i>Profondeur d'assise</i>	430 mm
Zithoogte / <i>Hauteur d'assise</i>	405 - 585 mm
Totale breedte / <i>Largeur totale</i>	580 mm
Totale diepte / <i>Profondeur totale</i>	530 mm
Totale hoogte / <i>Hauteur totale</i>	790 - 970 mm
Hoogte tot armsteunen / <i>Hauteur jusqu'aux accoudoirs</i>	620 - 800 mm
Hoogte grond - laagste zitpositie / <i>Hauteur sol - position d'assise la plus basse:</i>	
Met geleider / <i>Avec porte-seau</i>	335 - 515 mm
Zonder geleider / <i>Sans porte-seau</i>	345 - 525 mm
Hoogte grond - zitplaat / <i>Hauteur sol - plaque d'assise</i>	405 - 585 mm
Breedte tussen armsteunen / <i>Largeur entre accoudoirs</i>	470 mm
Breedte hyg. opening / <i>Largeur découpe intime</i>	200 mm
Diepte hyg. opening / <i>Profondeur découpe intime</i>	255 mm

Meer info / Plus d'info	
Max. gebruikersgewicht / <i>Poids max. utilisateur</i>	140 kg
Gewicht / <i>Poids (kg)</i>	7,5 kg
Kleur / <i>Couleur</i>	Lavendel blauw / <i>Lavende bleu</i>

Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2012 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor de productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. *Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.*

Omega Eco - BE - 10/2012



Yes, you can.®