


Invacare® | **Softform Premier**



Drukverlagende statische matras / Matelas statique anti-escarres

De *Invacare Softform Premier* is een anti-decubitus matras die speciaal ontworpen is om aan de dagelijkse behoeftes te beantwoorden. Deze matras is praktisch, duurzaam en biedt een uitzonderlijk niveau van comfort en drukverlaging. /

L'Invacare Softform Premier est un matelas anti-escarres spécialement conçu afin de répondre aux demandes quotidiennes. Pratique et durable, ce matelas offre un niveau de confort exceptionnel et une réduction de pression spectaculaire.



Yes, you can.®




Drukverlaging / Anti-escarres

Bestaat uit een PU-gecoate moussebasis en een matras met kubusindeling, wat voor een uitstekend comfort en een beduidende drukverlaging zorgt. / *Dispose d'une base en mousse avec revêtement PU et d'un matelas gaufrier, offrant ainsi un confort parfait et une réduction de pression importante.*

Waterdichtehoes / Housse imperméable

De hoes is gemaakt uit waterdicht elastisch polyurethaan en helpt schuif- en wrijvingskrachten te voorkomen. Beschikt over hoge frequentie lasnaden en een beschermflap bedekt de rits over de hele lengte. / *La housse est conçue d'un tissu polyuréthane imperméable et élastique, et aide à éviter les effets de friction et de cisaillement. Soudage à haute fréquence et un rabat de protection couvre la fermeture éclair sur toute la longueur.*

Opties / Options



U-vormige moussebasis / Base de mousse en forme de U

Zorgt voor een efficiënte laterale steun. / *Offre un support latéral efficace.*



Beschermflap / Rabat de protection




Vereist geen enkele rotatie / Aucune rotation requise


De matras moet niet gedraaid of omgekeerd worden. / *Le matelas ne doit pas être tourné ou pivoté.*

Hellend vlak aan de hielzone / Zone de talon inclinée


Om de druk op de hielen te verminderen. / *Pour réduire la pression sur les talons.*




Technische gegevens / Caractéristiques techniques



Softform Premier
Single Size (66 - 90cm)
Double Size (91 - 137 cm)
King Size (138 - 152.5 cm)



Lengte / Longueur:
141 - 210 cm



Hoogte / Hauteur:
15.2 cm



Gewicht / Poids:
13 kg



Max. gebruikersgewicht / Poids max. utilisateur:
247.6 kg



Softform Premier
Reiniging / Nettoyage: 80°

Geproduceerd volgens de Europese Normen / *Produit selon les Normes Européennes*: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match.
Moussebasis / *Base en mousse*: BS 5852: 1990 Crib Source 5; Hoes / *Housse*: BS 7175: 1989 Crib Source 5.

Invacare N.V.
Autobaan 22 . 8210 Loppem
Belgium
Tel. + 32 (0)50 – 83 10 10
Fax. + 32 (0)50 – 83 10 11
Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be

© 2013 Invacare International Sàrl
Alle rechten voorbehouden.
Tous droits réservés.

Alle informatie wordt juist geacht ten tijde van druk. Invacare behoudt zich het recht voor productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. *Informations données à titre d'information. Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques de ce produit.*

Kleuren / Coloris



Fuchsia



Baltic Blauw / Bleu Baltic



Yes, you can.®

Softform Premier - BE - 04/2013