










Yes, you can.®

Invacare® Keuzetabel bedden

Producteigenschappen	Bed met kruisframe breedte 90 cm		
	 SB755	 SB440	 Alegio®
Rugsteun met virtueel draaipunt	✓	✓ optie	
Elektrische rugsteun	✓	✓	✓
Elektrische knieplooiing	✓	✓ optie	✓ optie
Elektrische beensteun	✓	✓ gecombineerd	
Elektrisch hoogteverstelbaar	✓	✓	✓
Remsysteem			
Individuele remmen	✓	✓	✓
Gecentraliseerde remmen	✓	✓	✓
Technische eigenschappen			
Breedte inlegraam 	90 cm	90 cm	90 cm
Totale breedte	101 cm	101 cm	90 cm
Lengte inlegraam 	200 cm	200 cm	210 cm
Totale lengte 	213 cm	220 cm	210 cm
Bodemvrijheid	17 cm	15 cm	13,5 cm
Hoogte inlegraam 	van 35 tot 82 cm	van 34 tot 90 cm	van 34 tot 78 cm
Wielen 	75 mm of 100 mm of 125 mm	125 mm	100 mm
Maximale belasting SWL 	235 kg	180 kg	170 kg
Maximaal gebruikersgewicht	200 kg	145 kg	135 kg
Motor	LINAK IP66 V0	LINAK IP66 V0	DEWERT IP66
Compatibiliteit beddeindes			
Invacare® Vibeke		✓	✓
Invacare® Tendance		✓	✓
Invacare® Kirsty			✓
Invacare® Sanne		✓	
Invacare® Karin		✓	
Invacare® Louis Philippe		✓	✓
Invacare® Tradition		✓	✓
Invacare® Scala		✓	✓
Invacare® Suzanne	✓	✓	
Invacare® Anita	✓	✓	
Invacare® Victoria	✓	✓	
Compatibiliteit onrusthekkens			
Invacare® Verso	✓	✓	✓
Invacare® Line	✓	✓	✓
Invacare® Britt	✓	✓	
Invacare® Lilly	✓	✓	
Invacare® Nina			✓
Invacare® Décubi	✓	✓	
Invacare® Scala Décubi	✓	✓	
Handgreep	✓	✓	✓
Versterkte handgreep			
Accessoires			
 Houder voor afstandsbediening	✓	✓	✓
Houten opbergkist		✓	✓
Bescherming voor onrusthekkens	✓	✓	✓
Schokdempers		✓	
Infuusstandaard	✓	✓	✓

Bed met kruisframe breedte 120 cm		Bed met kolomlift		Bed met vaste hoogte
SB750 120 cm	Octave®	Etude® Medley	Etude® Classic	Sonata™
				
✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓ optie	✓ optie	✓ optie
✓	✓			
✓	✓	✓	✓	
✓		✓	✓	✓
✓	✓			
120 cm	119 cm	90 cm	90 cm	89 cm
131 cm	119 cm	102 cm	103 cm	90 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	201 cm
213 cm	221 cm	220 cm	240 cm	208 cm
15 cm	15 cm	34 cm	19 cm	36 cm
van 36 tot 83 cm	van 40 tot 80 cm	van 34 tot 74 cm van 41 tot 81 cm	van 19 tot 59 cm	van 36 tot 63 cm volgens configuratie
100 mm of 125 mm	125 mm	100 mm	75 mm	
235 kg	385 kg	180 kg	180 kg	170 kg
200 kg	350 kg	145 kg	145 kg	135 kg
LINAK IP66 V0	LINAK IP66 V0	LINAK IP54	LINAK IP54	DEWERT IP66
				✓
				✓
				✓
✓				
				✓
✓				✓
✓		✓	✓	
				✓
✓			✓	
✓			✓	
✓	✓			✓
✓				
✓			✓	✓
✓				✓