

Invacare® | **Colibri™**



Invacare® **Colibri™**  
Lätt att ta med



Yes, you can.®



---

## Lätt att ta med

---

Tänk inte - gör det bara! Du behöver inte mer än en minut för att montera isär och göra **Colibri™** redo för transport.

Tack vare det geniala och unika **Invacare® LiteLock™**-systemet kan **Colibri™** enkelt placeras i bagageutrymmet på de flesta bilar. Alla delar går att klicka ihop och det är lätt att plocka isär och sätta ihop scootern på ett säkert sätt utan verktyg.

Så kör varhelst din fantasi tar dig. Den praktiska och rymliga korgen ingår som standard.

Om du behöver köra inomhus, lämnar inte däcken några repor eller svarta märken efter sig.



Invacare® **Colibri™**



Invacare® **Colibri™**  
Matcha din stil med lätthet



Yes, you can.®



---

## Matcha din stil med lätthet

---

Varför måste en scooter ha samma färg varje dag? Varför inte koordinera den med dina kläder eller helt enkelt matcha den med ditt humör?

*Invacare® Colibri™* är designad efter de senaste trenderna, så att du kan välja de färger du gillar bäst och lysa upp din dag med den nyans du önskar!

Färgpanelerna kan enkelt tas bort och klickas fast igen utan några verktyg. Att klicka fast panelerna gör du snabbt och lätt, de passar perfekt ihop och förblir fastsatta så länge du vill - tills du känner för en förändring.



Invacare® | **Colibri™**



Invacare® **Colibri™**  
Säker, lättmanövrerad & bekväm



Yes, you can.®



## Säker, lättmanövrerad & bekväm

*Invacare*<sup>®</sup> **LiteLock**<sup>™</sup>-systemet förhindrar misstag under demontering och montering. Dessutom hjälper det till att låsa ihop scooters olika delar och ser till att de tryggt och säkert sitter på plats vilket skapar en säker körupplevelse. Extra inbyggda reflexer har lagts till för att ytterligare öka din säkerhet.

*Invacare*<sup>®</sup> **Colibri**<sup>™</sup> är designad för att vara en av de mest portabla microscooterna på marknaden. Med sina små ytermått är **Colibri**<sup>™</sup> lättmanövrerad i små och trånga utrymmen.

Det ergonomiska styret ger möjlighet till fler alternativa positioner för händerna och hjälper till att förebygga trötthet i händer och handleder. Den bekväma stoppade sitsen med eleganta sömmar säkerställer också att åkturen alltid blir jämn och avkopplande.



Invacare® | **Colibri™**



Invacare® **Colibri™**  
Ett brett utbud av tillbehör



Yes, you can.™



## Gör din *Invacare*® *Colibri*™ personlig

### Fjädringsmodul för bättre komfort

För ökad komfort vid utomhuskörning kan en fjädringsmodul läggas till. Fjädringsmodulen gör stor skillnad vid körning på ojämnt underlag.



### Välj mellan 12 eller 18 Ah batterier

För den som vill färdas längre sträckor på sin scooter finns det ett större batteri som tillval. Dessutom är batteriet lätt att ladda - antingen på scootern eller fristående t ex i garaget eller i hemmet.



### Förvaringsöverdrag

Om du förvarar din scooter utomhus kan du skydda den mot väder och vind genom att täcka den med ett överdrag.



### Kryck- och käpphållare

Håller kryckan eller käppen i säkert förvar tills du kommer fram till din destination.



### Hjul

*Invacare*® *Colibri*™ kan levereras med antingen små hjul för huvudsaklig användning i trängre utrymmen, exempelvis inomhus, eller med större hjul för dig som föredrar utomhuskörning i mer ojämn terräng, t ex på kullerstengator.



### Personlig nyckel

För extra säkerhet kan du skydda din scooter genom att lägga till en personlig nyckel. Eftersom cylindern initialt levereras med bara två nycklar rekommenderar vi att du gör ett antal kopior för ökad säkerhet och trygghet.



### Korg för montering baktill

Denna korg är perfekt som extraförvaring vid shopping och kan installeras utan verktyg. Lika enkel att hänga dit som att ta bort!





Invacare® | **Colibri™**




Invacare® **Colibri™**

Den färgglada vägen till enkel och säker körning



Yes, you can.®



## Tekniska data



465 mm



400 mm



370 - 420 mm



385 mm



505 mm



1010 mm



44 kg (12 Ah batterier)  
49 kg (18 Ah batterier)



136 kg



2 x 12 Ah  
2 X 18 Ah



2200 mm



45 mm



6° / 10.5%



200 W



Upp till 16 km



8 km/h

Återförsäljare