

MAKE IT HAPPEN

MEETING POINT
La Isleta

Nuestra Isleta

10



Vaste carbon zitplaat met instelbare lamellen



Tweede camberas voor bijvoorbeeld handbiken



Quick-release optie voor transport of voor het plaatsen van een ander frame



Compact en lichtgewicht voor transport



Ervaar iets anders!



Alles strak gemonteerd op de zitmodule

ADVANCE

De **küschall Advance** is ontworpen vanuit een compleet nieuw perspectief, namelijk de zitting! De vaste zitplaat, gemaakt van carbon, vergroot de stijfheid van de rolstoel. De **Advance** is instelbaar op maar liefst zeven punten, waardoor hij passend is voor vrijwel iedere gebruiker.

TECHNISCHE GEGEVENS ADVANCE



Framehoek
75°/90°
V-frame of toelopend



Zithoogte
voor: 450 – 550 mm
achter: 390 – 490 mm
traploos instelbaar



Veilige hellingshoek
7°



Gewicht
ca. 8,8 kg



Zitbreedte
340 – 460 mm
in stappen van 20 mm



Onderbeenlengte
220 – 520 mm
traploos instelbaar



Draaicirkel
920 – 1230 mm



**Transportgewicht
(zonder achterwielen)**
ca. 6,2 kg



Zitdiepte
360 – 520 mm
in stappen van 20 mm



Zwaartepunt
80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm
traploos instelbaar



Totale breedte
ZB + 170 mm



Max. gebruikersgewicht
125 kg



Rughoogte
270 – 480 mm
in stappen van 15 mm



Rughoek
78°/82°/86°/90°/94°



Totale lengte
75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm