

küschall®
designed for life





Volg ons op social media



Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Zwitserland
Tel.: +41 (0) 61 487 70 70 | Fax: +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

Nederland: Invacare B.V. | Galvanistraat 14-3 | 6716 AE Ede
Tel.: +31 (0) 318 - 69 57 57 | Fax: +31 (0)318 - 69 57 58 | Email: nederland@invacare.com

België: Invacare N.V. | Autobaan 22 | 8210 Loppem
Tel.: + 32 (0)50 83 10 10 | Fax: + 32 (0)50 83 10 11 | Email : belgium@invacare.com
www.invacare.be | www.kuschall.be

Küschall is een geregistreerd handelsmerk. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie op het moment van druk actueel is. Als onderdeel van een dynamisch ontwikkelingsproces behoudt Küschall AG zich het recht voor om veranderingen te allen tijde door te voeren. Om informatie uit deze publicatie te gebruiken is schriftelijke toestemming van Küschall AG absoluut noodzakelijk. Patent aangevraagd. GENCAT_NL_2017 Copyright © 03/2017, Küschall AG, Switzerland - All rights reserved

ONZE WAARDEN 4

NIEUWS 6

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 7

VASTFRAME

THE KSL 8

KÜSCHALL ADVANCE 10

KÜSCHALL R33 12

KÜSCHALL K-SERIES 14

KÜSCHALL K-SERIES attract 16

VOUWBAAR

KÜSCHALL CHAMPION 18

KÜSCHALL ULTRA-LIGHT 20

KÜSCHALL COMPACT 22

KÜSCHALL COMPACT attract 24

VERGELIJKINGSTABEL 26

KLEUREN 28

MYKÜSCHALL 29

THE PRESTIGE COLLECTION 30

AANVULLENDE INFORMATIE 32

TESTIMONIAL 34

küschall[®]
designed for life





ONZE WAARDEN: DESIGN, ZWITSERSE PRECISIE EN KWALITEIT, RIJPRESTATIES, LICHTGEWICHT & MAKKELIJK TE GEBRUIKEN

Küschall is sinds 1978 toonaangevend op het gebied van actieve rolstoelen door het ontwerpen van designmodellen die optimale rijprestaties combineren met een revolutionaire functionaliteit. Dankzij oprichter Rainer Küschall, zelf tetrapleeg, heeft küschall nieuwe oplossingen bedacht om kwaliteit van leven voor duizenden mensen te verbeteren. Als onderdeel van Invacare besteedt küschall veel aandacht aan zowel innovatie, design, kwaliteit als rijprestaties.

In 2013 heeft küschall zijn 35-jarige verjaardag mogen vieren. Küschall is blij dat we dit samen met jou, als rolstoelgebruiker, therapeut of dealer, hebben kunnen vieren. We hopen dat we deze samenwerking, met behoud van onze waarden, nog lang mogen doorzetten. Met een portfolio van negen actieve rolstoelen, zowel vastframe als vouwbaar, hopen we dat jij een product vindt dat aan jouw behoefte en verwachting voldoet. Voor meer informatie en het laatste nieuws over küschall kun je de website van küschall raadplegen: www.kuschall.com.

«Ik hoop dat jouw küschall rolstoel een betrouwbare vriend wordt.»

Rainer Küschall, Oprichter van Küschall AG

VALUES



WAAR KÜSCHALL VOOR STAAT

Design. Binnen küschall geloven we dat niet de rolstoel het meest belangrijk is, maar de persoon die de rolstoel gebruikt! Met het slanke en minimale frame ondersteunen de küschall rolstoelen de gebruiker bij allerlei activiteiten in het dagelijks leven.

Zwitserse precisie & kwaliteit. Alle küschall rolstoelen worden geproduceerd in Witterswil, Zwitserland en voldoen aan strenge kwaliteits- en veiligheidseisen. Dit wordt iedere keer beoordeeld voordat een rolstoel de fabriek verlaat. Alle afmetingen, opties en rijprestaties worden gecheckt. Er bestaat geen compromis: het moet perfect zijn!

Rijprestaties. Ons doel is om producten met de beste rijprestaties te ontwikkelen, zodat het dagelijks leven veel makkelijker wordt! Küschall kenmerkt zich door innovatie, topmaterialen en slimme assemblagetechnieken, waardoor een zeer indrukwekkende stijfheid van het frame wordt bereikt.

Lichtgewicht & makkelijk te gebruiken. Naast functioneel en veelzijdig, zijn de küschall rolstoelen ook erg licht qua gewicht. Hierdoor zijn ze makkelijk te hanteren tijdens transport, en dankzij het compacte ontwerp, passen ze in de meest kleine ruimten.



küschall armsteun

De nieuwe lichtgewicht armsteun is speciaal ontwikkeld om er goed uit te zien en om te ondersteunen. Je kunt de armsteun gemakkelijk verwijderen, opklappen en draaien. De hoogte kan worden ingesteld voor meer comfort.

Froglegs

Met deze extreem duurzame voorwielen is jouw rolstoel weer helemaal klaar voor de dagelijkse routine! De Froglegs hebben een lage rolweerstand en rijden lichter op elk soort terrein.



"Premium black" rugbekleding

Deze nieuwe naspanbare rugbekleding heeft een reflecterende bedrukking, inclusief het küschall logo. De magneetsluiting zorgt ervoor dat de opbergzak mooi gesloten blijft.

CarboLife hoepels

- Curve: voor rolstoelgebruikers met volledige handfunctie. Het innovatieve profiel zorgt ervoor dat je gecontroleerd en efficiënt kan rollen met minder kramp en spierpijn.
- Gekko: voor rolstoelgebruikers met een beperkte handfunctie. De Gekko is extreem licht en heeft een geweldige grip door de vervangbare rubberen strip.



NIEUW 2017

Lancering van de **küschall Compact attract** **2016**
 Lancering **Champion SK** - de kleinste opvouwbare rolstoel in de wereld

Lancering van de vernieuwde **küschall Champion** **2015**
 de vastframe rolstoel die opvouwbaar is!

Lancering van de **küschall K-Series attract** **2014**

2013 Küschall viert 35 jaar
 innovatie

Lancering van de **küschall Advance** **2012**

2010 Nieuwe generatie
küschall K-Series

Lancering van de **küschall Ultra-light / küschall Compact** **2009** Lancering van de **The KSL**

Lancering van de **küschall R33** **2007** Lancering van de **küschall K-Nova**, een speciale rolstoel uitgevoerd met honderd Swarovski® kristallen

2006 Lancering van de
küschall K-Junior

Verhuizing naar een nieuwe
 fabriekslocatie in Witterswil
 (Zwitserland) **2005**

2000 Uitbreiding van de **küschall K-Series** familie door
 de Airlite en «Pro» opties in titanium en carbon

1997 Lancering van de **küschall K-Series** familie
 (K3 en K4)

«küschall design AG» onderdeel van de
 Invacare groep **1995**

1992 Introductie van het Life Concept
 vouwbare rolstoelen (**küschall Compact &**
küschall Ultra-Light)

Ingebruikname van de eerste fabriekslocatie in
 Allschwil (Zwitserland) **1988**

1986 Lancering van de **küschall**
Champion eerste generatie

Lancering van de **küschall Competition:** **1985/**
 de eerste rolstoel met het monotube design
 Rainer Küschall wint de Designer Award, uitgereikt door het Museum
 van Moderne Kunst (MoMA) in New York (USA) **1986**

Oprichting van
 «Küschall in Zwitserland» **1978**

Met zijn strakke, minimalistische design en hoogwaardig materiaal verzekert **The KSL** niet alleen de beste rijeigenschappen en stabiliteit, maar ook het superlichte totaalgewicht van de rolstoel. **The KSL** wordt op maat gemaakt voor de gebruiker en staat daarom garant voor een geweldige gebruikerservaring.


LI
YOUR




VE LIFE

TECHNISCHE GEGEVENS THE KSL



 **Framehoek**
75°/90°
V-frame of toelopend

 **Zithoogte**
voor: 450 – 530 mm
achter: 400 – 480 mm
in stappen van 10 mm

 **Veilige hellingshoek**
7°


 **Gewicht**
ca. 6,8 kg


 **Zitbreedte**
340 – 440 mm
in stappen van 20 mm


 **Onderbeenlengte**
350 – 500 mm
in stappen van 10 mm


 **Draaicirkel**
920 – 1230 mm

 **Transportgewicht
(zonder achterwielen)**
ca. 4,3 kg

 **Zitdiepte**
385 – 485 mm
in stappen van 25 mm


 **Zwaartepunt**
80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm

 **Totale breedte**
ZB + 170 mm

 **Max. gebruikersgewicht**
100 kg

 **Rughoogte**
270 – 420 mm
in stappen van 15 mm

 **Rughoek**
74°/78°/82°/86°/90°

 **Totale lengte**
75°: ca. 800 mm
90°: ca. 730 mm



Extreem lichtgewicht



Wat zet jij hier?




Beschikbaar met of zonder neerklapbare rug



Open frame



Prachtige details met Zwitserse precisie



Carbon as

MAKE IT HAPPEN

MEETING POINT
La Isleta

Nuestra Isleta

10



Vaste carbon zitplaat met instelbare lamellen



Tweede camberas voor bijvoorbeeld handbiken



Quick-release optie voor transport of voor het plaatsen van een ander frame



Compact en lichtgewicht voor transport



Ervaar iets anders!



Alles strak gemonteerd op de zitmodule

ADVANCE

De **küschall Advance** is ontworpen vanuit een compleet nieuw perspectief, namelijk de zitting! De vaste zitplaat, gemaakt van carbon, vergroot de stijfheid van de rolstoel. De **Advance** is instelbaar op maar liefst zeven punten, waardoor hij passend is voor vrijwel iedere gebruiker.

TECHNISCHE GEGEVENS ADVANCE

**Framehoek**

75°/90°
V-frame of toelopend

**Zithoogte**

voor: 450 – 550 mm
achter: 390 – 490 mm
traploos instelbaar

**Veilige hellingshoek**

7°

**Gewicht**

ca. 8,8 kg

**Zitbreedte**

340 – 460 mm
in stappen van 20 mm

**Onderbeenlengte**

220 – 520 mm
traploos instelbaar

**Draaicirkel**

920 – 1230 mm

**Transportgewicht
(zonder achterwielen)**

ca. 6,2 kg

**Zitdiepte**

360 – 520 mm
in stappen van 20 mm

**Zwaartepunt**

80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm
traploos instelbaar

**Totale breedte**

ZB + 170 mm

**Max. gebruikersgewicht**

125 kg

**Rughoogte**

270 – 480 mm
in stappen van 15 mm

**Rughoek**

78°/82°/86°/90°/94°

**Totale lengte**

75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm

De opvallende **küschall R33** kenmerkt zich door het gepatenteerde Low Impact System! Deze ingebouwde veertechnologie heeft een schokabsorberende functie, waardoor het lichaam van de gebruiker wordt ontlast. De **R33**, een revolutionair design met een onvergelijkbaar comfort.

EXCE

12

R33



EDS YOUR LIMITS



Low Impact System: een geïntegreerde schokdemper



Vaste frame connectie voor de beste stijfheid



Eenvoudige aanpassing van de zithoogte aan de voorzijde



Lichtgewicht ophanging voor kledingbeschermers



Een wereldwijd uniek design



Compact voor transport

TECHNISCHE GEGEVENS

R33



Framehoek

75°/90°
V-frame



Zithoogte

voor: 460 – 510 mm
achter: 430 – 480 mm
in stappen van 10 mm



Veilige hellingshoek

7°



Gewicht

ca. 8,6 kg



Zitbreedte

340 – 440 mm
in stappen van 20 mm



Onderbeenlengte

300 – 480 mm
in stappen van 10 mm



Draaicirkel

920 – 1000 mm



Transportgewicht (zonder achterwielen)

ca. 6 kg



Zitdiepte

350 – 450 mm
in stappen van 25 mm



Zwaartepunt

55 mm/70 mm/
85 mm/100 mm/115 mm



Totale breedte

ZB + 170 mm



Max. gebruikersgewicht

100 kg



Rughoogte

270 – 465 mm
in stappen van 15 mm




Rughoek

74°/78°/82°/86°/90°



Totale lengte

75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm



DO WHAT YOU DO WITH

PASSION

14

K-SERIES



TECHNISCHE GEGEVENS K-SERIES

De **küschall K-Series** heeft een doorbraak veroorzaakt in het design van vele huidige rolstoelen. Het minimale design is uitermate geschikt voor gebruikers die op zoek zijn naar een aantrekkelijke, zeer betrouwbare en goed presterende rolstoel.

Doordat het zitframe onafhankelijk van het rijframe in te stellen is, is de **K-Series** geschikt om aan een brede range van persoonlijke wensen tegemoet te komen.



Küschall rolstoelen zijn ook uit te voeren met Matrix ruggen en kussens



Een «no limits» range



Lichtgewicht en perfecte prestaties



Rugsteun adapter met gelaserde swooshes



Instelbaarheid van het zitframe



Framehoek

75°/90°

V-frame of toelopend



Zithoogte

voor: 450 – 520 mm
achter: 380 – 490 mm
in stappen van 10 mm



Veilige hellingshoek

7°



Gewicht

ca. 7,8 kg



Zitbreedte

320 – 500 mm
in stappen van 20 mm



Onderbeenlengte

290 – 480 mm
in stappen van 10 mm



Draaicirkel

920 – 1230 mm



Transportgewicht (zonder achterwielen)

ca. 5,1 kg



Zitdiepte

350 – 525 mm
in stappen van 20 mm



Zwaartepunt

80 mm/95 mm/110mm/
125 mm/140 mm



Totale breedte

ZB + 170 mm



Max. gebruikersgewicht

130 kg



Rughoogte

270 – 480 mm
in stappen van 15 mm



Rughoek

74°/78°/82°/86°/90°



Totale lengte

75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm



Crash Test veilig

Voldoet aan de eisen van
ISO 7176-19

K-SERIES ATTRACT

SEIZE THE D.



AY

De **küschall K-Series Attract** is een rolstoel die voldoet aan alle wensen van de eindgebruiker. Door het toelopende voorframe en de vier exclusieve matte kleuren is de **Attract** een genot voor het oog.



Aantrekkelijk voor iedereen



Makkelijk in te stellen



Naspanbare zitbekleding met klittenband



Rugsteun vergrendeld bij neerklappen



Achterwielas-verlenging

TECHNISCHE GEGEVENS K-SERIES ATTRACT



Framehoek
75°/90°
toelopend



Zithoogte
voor: 480 – 510 mm
achter: 400 – 480 mm
in stappen van 10 mm



Veilige hellingshoek
7°



Gewicht
ca. 10,3 kg



Zitbreedte
360 – 480 mm
in stappen van 20 mm



Onderbeenlengte
290 – 480 mm
in stappen van 10 mm



Draaicirkel
920 – 1230 mm



**Transportgewicht
(zonder achterwielen)**
ca. 7 kg



Zitdiepte
375 – 475 mm
in stappen van 20 mm



Zwaartepunt
80 mm/95 mm/
110 mm/125 mm



Totale breedte
ZB + 170 mm



Max. gebruikersgewicht
120 kg



Rughoogte
315 – 480 mm
in stappen van 15 mm



Rughoek
74°/78°/82°/86°/90°



Totale lengte
75°: ca. 830 mm
90°: ca. 760 mm



Crash Test veilig
Voldoet aan de eisen van
ISO 7176-19

Het unieke horizontale vouwsysteem zorgt ervoor dat de **küschall Champion** één van de meest compacte rolstoelen is om mee te reizen. Met slechts één enkele beweging kunnen de rolstoel en de rugsteun in gevouwen positie gebracht worden. Daarnaast zorgt de frameopbouw en de ingenieuze constructie voor het uiterlijk van een vastframe rolstoel.

LIVE WITHOUT BORDERS

18

CHAMPION



Een vastframe rolstoel die vouwt



Transport afmeting met standaard frame




Uniek horizontaal vouwmechanisme



Vouwbaar voorframe - optioneel



Het kleinste pakketje ter wereld



Vooranzicht van een ingevouwen küschall Champion SK

UT



TECHNISCHE GEGEVENS CHAMPION



Framehoek
75°/85°
recht of toelopend



Zithoogte
voor: 450 – 540 mm
achter: 390 – 490 mm
traploos instelbaar



Veilige hellingshoek
7°



Gewicht
ca. 9,2 kg



Zitbreedte
360 – 480 mm
in stappen van 20 mm



Onderbeenlengte
320 – 500 mm
traploos instelbaar



Draaicirkel
920 – 1230 mm



**Transportgewicht
(zonder achterwielen)**
ca. 6,7 kg



Zitdiepte
340 – 480 mm
in stappen van 20 mm



**Totale breedte
(dichtgevouwen)**
ca. 285 mm



Totale breedte
ZB + 160 mm



Max. gebruikersgewicht
125 kg



Rughoogte
300 – 465 mm
in stappen van 15 mm



Rughoek
76°/80.5°/85°/89.5°/94°



Totale lengte
75°: ca. 930 mm
85°: ca. 850 mm



SIMPLY ST

20

ULTRA-LIGHT

YLLISH

De **küschall Ultra-Light** is een lichtgewicht en compacte rolstoel, ontworpen om in een actieve levensstijl te passen door zowel mobiliteit als onafhankelijkheid te bieden. Het vouwmechanisme is met één vinger te bedienen, waardoor ook gebruikers met beperkte kracht en/of handfunctie de rolstoel kunnen vouwen.



Beschikbaar in zowel 70 als 80 graden



Kruisframe op de Ultra-Light



Slechts 29cm breed wanneer opgevouwen



Achterwiel fixatie

TECHNISCHE GEGEVENS ULTRA-LIGHT



Framehoek
70°/80°
recht of toelopend



Zithoogte
voor: 430 – 530 mm
achter: 390 – 500 mm
in stappen van 10 mm



Veilige hellingshoek
7°



Gewicht
ca. 10,1 kg



Zitbreedte
280 – 500 mm
in stappen van 20 mm



Onderbeenlengte
200 – 510 mm
in stappen van 10 mm



Draaicirkel
920 – 1230 mm



**Transportgewicht
(zonder achterwielen)**
ca. 7,2 kg



Zitdiepte
320 – 500 mm
in stappen van 20 mm



**Totale breedte
(dichtgevouwen)**
ca. 290 mm



Totale breedte
ZB + 180 mm



Max. gebruikersgewicht
130 kg



Rughoogte
300 – 510 mm
in stappen van 15 mm



Rughoek
82°/86°/90°/
94°/98°/102°



Totale lengte
70°: ca. 880 mm
80°: ca. 830 mm



Crash Test veilig
Voldoet aan de eisen van
ISO 7176-19

De **küschall Compact** heeft één groot verschil met de **küschall Ultra-Light**: de afneembare beensteunen. De beensteunen zijn eenvoudig wegzwenkbaar voor voorwaartse transfers en om de rolstoel nog compacter te maken.

Make what you

COMPACT



Vouwbaar, functioneel en compact



Drie verschillende beensteunehoeken: 70, 80 en 90 graden



Te vouwen met één vinger



Transportpakket



Makkelijk aan te passen aan de gebruiker

lowe

TECHNISCHE GEGEVENS COMPACT



Framehoek
70°/80°/90°



Zithoogte
voor: 380 – 530 mm
achter: 380 – 500 mm
in stappen van 10 mm



Veilige hellingshoek
7°



Gewicht
ca. 11 kg



Zitbreedte
280 – 500 mm
in stappen van 20 mm



Onderbeenlengte
210 – 510 mm
in stappen van 10 mm



Draaicirkel
920 – 1230 mm



**Transportgewicht
(zonder achterwielen)**
ca. 8,3 kg



Zitdiepte
320 – 500 mm
in stappen van 20 mm



**Totale breedte
(dichtgevouwen)**
ca. 290 mm



Totale breedte
ZB + 180 mm



Max. gebruikersgewicht
130 kg



Rughoogte
300 – 510 mm
in stappen van 15 mm



Rughoek
82°/86°/90°/
94°/98°/102°



Totale lengte
70°: ca. 940 mm
80°: ca. 890 mm
90°: ca. 840 mm



Crash Test veilig
Voldoet aan de eisen van
ISO 7176-19

COMPACT ATTRACT



**GO
DO ANY**

ANYWHERE EVERYTHING

De **Compact attract** is het kleine zusje van de **Compact**. De **Compact attract** voldoet aan alle wensen van de eindgebruiker. Door de instelmogelijkheden is de **Attract** perfect aan te passen aan de wensen van de gebruiker.



Tijdloos en eenvoudig



Transporteerbaar door de smalle breedte



Verticale adapterplaat met instelmogelijkheden



T-armsteun met zachte armlegger en kledingbeschermers



Duwrem

TECHNISCHE GEGEVENS COMPACT ATTRACT



Framehoek
70°/90°



Zithoogte
voor: 430 – 520 mm
achter: 400 – 490 mm
in stappen van 10 mm



Veilige hellingshoek
7°



Gewicht
ca. 11,3 kg



Zitbreedte
360 – 500 mm
in stappen van 20 mm



Onderbeenlengte
380 – 460 mm
in stappen van 10 mm



Draaicirkel
920 – 1125 mm



**Transportgewicht
(zonder achterwielen)**
ca. 8,7 kg



Zitdiepte
360 – 500 mm
in stappen van 20 mm



**Totale breedte
(dichtgevouwen)**
ca. 300 mm



Totale breedte
ZB + 180 mm



Max. gebruikersgewicht
130 kg



Rughoogte
330 – 495 mm
in stappen van 15 mm



Rughoek
82°/86°/90°/
94°/98°/102°



Totale lengte
70°: ca. 985 mm
90°: ca. 895 mm
w/out legrest: 690 mm



Crash Test veilig
Voldoet aan de eisen van
ISO 7176-19



| Model | THE KSL | KÜSCHALL ADVANCE | KÜSCHALL R33 | KÜSCHALL K-SERIES |
|---------------------------------------|--|---|--|--|
| Omschrijving | Puur en vederlicht | Een compleet nieuwe ervaring | Geïnspireerde technologie | Grenzeloos |
| Frametype | Vast | Vast | Vast | Vast |
| Max. gebruikersgewicht | 100 kg | 125 kg | 100 kg | 130 kg |
| Gewicht | ca. 6,8 kg | ca. 8,8 kg | ca. 8,6 kg | ca. 7,8 kg |
| Transportgewicht | ca. 4,3 kg | ca. 6,2 kg | ca. 6 kg | ca. 5,1 kg |
| Totale lengte | 75°: ca. 800 mm 90°: ca. 730 mm | 75°: ca. 830 mm 90°: ca. 760 mm | 75°: ca. 830 mm 90°: ca. 760 mm | 75°: ca. 830 mm 90°: ca. 760 mm |
| Totale breedte | ZB + 170 mm | ZB + 170 mm | ZB + 170 mm | ZB + 170 mm |
| Totale breedte (dichtgevouwen) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Framehoek | 75°/90° V-frame of toelopend | 75°/90° V-frame of toelopend | 75°/90° V-frame | 75°/90° V-frame of toelopend |
| Zitbreedte (ZB) | 340 - 440 mm (in stappen van 20 mm) | 340 - 460 mm (in stappen van 20 mm) | 340 - 440 mm (in stappen van 20 mm) | 320 - 500 mm (in stappen van 20 mm) |
| Zitdiepte (ZD) | 385 - 485 mm (in stappen van 25 mm) | 360 - 520 mm (in stappen van 20 mm) | 350 - 450 mm (in stappen van 25 mm) | 350 - 525 mm (in stappen van 20 mm) |
| Zithoogte (ZH) | voor: 450 - 530 mm achter: 400 - 480 mm (in stappen van 10 mm) | voor: 450 - 550 mm achter: 390 - 490 mm traploos instelbaar | voor: 460 - 510 mm achter: 430 - 480 mm (in stappen van 10 mm) | voor: 450 - 520 mm achter: 380 - 490 mm (in stappen van 10 mm) |
| Onderbeenlengte (OL) | 350 - 500 mm (in stappen van 10 mm) | 220 - 520 mm traploos instelbaar | 300 - 480 mm (in stappen van 10 mm) | 290 - 480 mm (in stappen van 10 mm) |
| Rughoogte (RH) | 270 - 420 mm (in stappen van 15 mm) | 270 - 480 mm (in stappen van 15 mm) | 270 - 465 mm (in stappen van 15 mm) | 270 - 480 mm (in stappen van 15 mm) |
| Rughoek (RH) | 74°/78°/82°/86°/90° | 78°/82°/86°/90°/94° | 74°/78°/82°/86°/90° | 74°/78°/82°/86°/90° |
| Veilige hellingshoek | 7° | 7° | 7° | 7° |
| Draaicirkel | 920 - 1230 mm | 920 - 1230 mm | 920 - 1230 mm | 920 - 1230 mm |
| Crash test | - | - | - | Ja |

Alle afmetingen en gewichten zijn gebaseerd op de meest lichte en compacte configuratie van het model, met een zitbreedte en een zitdiepte van 400 mm. Gewicht en afmetingen kunnen verschillen naargelang de configuratie van de stoel.



| KÜSCHALL K-SERIES attract | KÜSCHALL CHAMPION | KÜSCHALL ULTRA-LIGHT | KÜSCHALL COMPACT | KÜSCHALL COMPACT attract |
|--|---|--|--|--|
| Aantrekkelijk | Onbegrensde mogelijkheden | Ga waar je wilt. Doe wat je wilt. | Opklapbaar, functioneel, compact | Tijdloos en eenvoudig |
| Vast | Vouwbaar | Vouwbaar | Vouwbaar | Vouwbaar |
| 120 kg | 125 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
| ca. 10,3 kg | ca. 9,2 kg | ca. 10,1 kg | ca. 11 kg | ca. 11,3 kg |
| ca. 7 kg | ca. 6,7 kg | ca. 7,2 kg | ca. 8,3 kg | ca. 8,7 kg |
| 75°: ca. 830 mm 90°: ca. 760 mm | 75°: ca. 930 mm 85°: ca. 850 mm | 70°: ca. 880 mm 80°: ca. 830 mm | 70°: ca. 940 mm 80°: ca. 890 mm 90°: ca. 840 mm | 70°: ca. 985 mm 90°: ca. 895 mm zonder beensteun: 690 mm |
| ZB + 170 mm | ZB + 160 mm | ZB + 180 mm | ZB + 180 mm | ZB + 180 mm |
| N/A | ca. 285 mm | ca. 290 mm | ca. 290 mm | ca. 300 mm |
| 75°/90° toelopen | 75°/85° recht of toelopen | 70°/80° recht of toelopen | 70°/80°/90° | 70°/90° |
| 360 - 480 mm (in stappen van 20 mm) | 360 - 480 mm (in stappen van 20 mm) | 280 - 500 mm (in stappen van 20 mm) | 280 - 500 mm (in stappen van 20 mm) | 360 - 500 mm (in stappen van 20 mm) |
| 375 - 475 mm (in stappen van 20 mm) | 340 - 480 mm (in stappen van 20 mm) | 320 - 500 mm (in stappen van 20 mm) | 320 - 500 mm (in stappen van 20 mm) | 360 - 500 mm (in stappen van 20 mm) |
| voor: 480 - 510 mm achter: 400 - 480 mm (in stappen van 10 mm) | voor: 450 - 540 mm achter: 390 - 490 mm (traploos instelbaar) | voor: 430 - 530 mm achter: 390 - 500 mm (in stappen van 10 mm) | voor: 380 - 530 mm achter: 380 - 500 mm (in stappen van 10 mm) | voor: 430 - 520 mm achter: 400 - 490 mm (in stappen van 10 mm) |
| 290 - 480 mm (in stappen van 10 mm) | 320 - 500 mm (traploos instelbaar) | 200 - 510 mm (in stappen van 10 mm) | 210 - 510 mm (in stappen van 10 mm) | 380 - 460 mm (in stappen van 10 mm) |
| 315 - 480 mm (in stappen van 15 mm) | 300 - 465 mm (in stappen van 15 mm) | 300 - 510 mm (in stappen van 15 mm) | 300 - 510 mm (in stappen van 15 mm) | 330 - 495 mm (in stappen van 15 mm) |
| 74°/78°/82°/86°/90° | 76°/80.5°/85°/89.5°/94° | 82°/86°/90°/94°/98°/102° | 82°/86°/90°/94°/98°/102° | 82°/86°/90°/94°/98°/102° |
| 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
| 920 - 1230 mm | 920 - 1230 mm | 920 - 1230 mm | 920 - 1230 mm | 920 - 1125 mm |
| Ja | - | Ja | Ja | Ja |

KLEUREN




| Framekleuren | THE KSL | KÜSCHALL ADVANCE | KÜSCHALL R33 | KÜSCHALL K-SERIES | KÜSCHALL K-SERIES attract | KÜSCHALL CHAMPION | KÜSCHALL ULTRA-LIGHT | KÜSCHALL COMPACT | KÜSCHALL COMPACT attract |
|---------------------|---------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 1. Attract black | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 2. Smokey grey | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 3. Attract blue | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 4. Attract grey | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 5. Ivory white | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 6. Neon pink*** | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 7. Neon red*** | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 8. Attract red | - | - | - | - | ✓ | - | - | - | ✓ |
| 9. Nitro pink | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 10. Black mat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 11. Night shimmer | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| 12. Mercury blue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 13. Mint green | - | - | - | - | - | ✓ | - | - | - |
| 14. Neon green*** | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 15. Neon yellow*** | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 16. Flashy yellow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
| 17. Dynamite orange | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 18. Atomic violet | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 19. Glossy black | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 20. Umber glaze | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | - |
| 21. Royal blue | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 22. Silver grey | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 23. Polished frame | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| 24. Red mat | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 25. Caramel bronze | - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - |
| 26. Royal red | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 27. Purple fire | - | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| 28. Titanium frame | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - |
| 29. Carbon frame | - | - | - | ✓ | - | ✓ | - | - | - |

* Ruwe materialen, geen kleureffecten

** Personaliseer je rolstoel met de MYküschall service



*** Langere levertijd (+5 dagen)



| CPS | THE KSL | KÜSCHALL ADVANCE | KÜSCHALL R33 | KÜSCHALL K-SERIES | KÜSCHALL K-SERIES attract | KÜSCHALL CHAMPION | KÜSCHALL ULTRA-LIGHT | KÜSCHALL COMPACT | KÜSCHALL COMPACT attract |
|----------------------|---------|------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 1. B-Blue | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 2. Arctic blue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 3. Olive | ✓ | - | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| 4. Techno-anthracite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 5. Chrome | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 6. Champagne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 7. Copper glaze | ✓ | - | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | - |
| 8. Comet red | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |

OOK JIJ BENT ONDERDEEL VAN HET MYKUSCHALL TEAM: JIJ HEBT EEN IDEE, WIJ BRENGEN HET TOT LEVEN!

Uit het samenspel van 35 jaar ervaring en innovatie is MYkuschall ontstaan. Deze aparte afdeling creëert op maat gemaakte, "designed for life" rolstoelen, die perfect matchen met jouw persoonlijkheid en levensstijl. Zowel technische als esthetische aanpassingen zijn mogelijk. Er zijn vele mogelijkheden om de rolstoel aan te passen aan verschillende persoonlijke behoeften. Aan de hand van therapeutische richtlijnen kan MYkuschall de rolstoel aanpassen aan de individuele behoeften van de gebruiker. Hierdoor zal het comfort en de rijprestatie van de rolstoel verbeteren. Van armlegger tot speciale bekleding, veel is mogelijk!



LEGENDA

1. Personaliseer het voorframe van jouw rolstoel: je naam, een paar woorden, of zelfs je handtekening kan geprint worden op het frame. Wees niet bang voor het wegvegen van de letters, want alles wordt speciaal behandeld met een finishlaag.
2. Ben je op zoek naar andere banden? Voor sommige banden kies je je eigen kleur.
3. Voeg een kleur toe aan jouw Spinerger LXX wielen. Spaken zijn mogelijk in zwart, wit, blauw, rood, geel, oranje, en paars of groen. Natuurlijk zijn ook combinaties mogelijk!
4. Wil je een eigen framekleur? De enige beperking is je verbeelding.

29

MYKÜSCHALL

De tevredenheid van de klant is voor kuschall het belangrijkste! We hebben de meest ervaren kuschall medewerkers bij elkaar gebracht met vele jaren ervaring. Van klantenservice tot productie, al deze medewerkers werken samen om te voldoen aan je persoonlijke behoeften.



Wheelchairs as unique as you are!



THE PRESTIGE COLLECTION
CHAMPION | K-SERIES



Titanium frame



Spinerge achterwielen



Titanium rugbuis



Titanium voetensteun



Carbon spatborden



Carbon voetensteun

EXCLUSIEVE MATERIALEN VOOR EXTREME ROLSTOELGEBRUIKERS.

Streng geselecteerde materialen voor een perfect design. Ervaar zelf de superieure rijeigenschappen met uitzonderlijke kracht en een spetterend uiterlijk. De hoogwaardige materialen Titanium en Carbon laten niets te wensen over.

Door het slanke tijdloze, ontwerp en gebruik van duurzame en lichtgewicht materialen, is de Prestige Collection de ideale keuze voor extreme rolstoelgebruikers.



Met de küschall K-Series en de küschall Champion in titanium of carbon uitvoering ben je steeds bij met de nieuwste fashion trends. Ze bieden elk iets unieks om toe te voegen aan jouw persoonlijke, dagelijkse levensstijl.

Deze tijdloze designs zijn beschikbaar voor zowel een vast als een vouwbaar frame. Ze zijn duurzaam en individueel samen te stellen om aan te sluiten bij iedere wens van de gebruiker.





Matrix Elite Back



Matrix Elite Deep Back



Matrix MX1 Back



Matrix Vi



Matrix Libra

De Matrix Elite rug biedt gerichte en comfortabele ondersteuning voor een betere houding en mobiliteit. De rug is zo gevormd dat het de natuurlijke lichaamscontouren volgt en daardoor is dit aantrekkelijke, lichtgewicht ontwerp ideaal voor iedereen.

De Matrix Elite Deep rug is ontworpen met ingebouwde laterale ondersteuning en biedt aanvullende rompondersteuning waar dat het meest nodig is. Ontwikkeld met een uitsparing ter hoogte van de heupen en schouders draagt het bij aan de bewegingsvrijheid voor rolstoelgebruikers die een actieve levensstijl hebben.

De Matrix MX1 rug is ontworpen voor actieve gebruikers die een topprestatie eisen. Deze laatste innovatie in rugondersteuning combineert superieure positionering met functionaliteit. De montage-opties bieden de mogelijkheid om aanpassingen te maken in positionering. Daarnaast is de rug extreem licht door het gebruik van carbon.

Het Matrix Vi kussen biedt huidbescherming en extra ondersteuning voor een goede zithouding voor mensen met een redelijke tot grote kans op beschadiging van de huid. Het oppervlak van het kussen is verdeeld in drie secties om schuif- en wrijfkraften op de huid te voorkomen en biedt meer stabiliteit, ondersteuning en comfort.

Het Matrix Libra kussen combineert een zeer veerkrachtige schuimbasis met een dubbele, vloeibare gelpak voor een optimale bescherming bij de botpunten en stabiliteit voor het bekken. Aanbevolen voor alle gebruikers, ook voor hen die een verhoogd risico hebben op huidletsel.

MATRIX

Voor meer informatie zie: motionconcepts.com

matrix[®]
SEATING SERIES



EXTRA ONDERSTEUNING



alber twion

Efficiënt, smart en veel rijplezier...dat is in een notendop de lichte en snelle twion-hoepelondersteuning voor de actieve rolstoelgebruiker. De wielen zijn met een gewicht vanaf slechts 6 kg per stuk incl. accu echt lichtgewicht te noemen. De compacte en stille wielen zorgen voor een ondersteuning met een snelheid van max. 10 km/u. Met het optionele Mobility Plus Pakket kan de gebruiker via een smartphone direct met de twion wielen communiceren.



alber e-motion

De Alber e-motion is een hoepelondersteuning met hetzelfde principe als bij een elektrische fiets: de elektrische motoren, die in de wielnaven zijn geïntegreerd, ondersteunen de hoepelbeweging van de rolstoelgebruiker. Het kost daardoor minder inspanning om langere afstanden af te leggen. De gebruiker blijft op deze manier actief en zelfstandig. Ook worden spieren en gewrichten minder belast. De mate van ondersteuning van de e-motion is per wiel instelbaar.



alber e-fix

Klein, licht en wendbaar. De e-fix maakt van een handbewogen rolstoel een elektrische rolstoel en zorgt voor meer mobiliteit en onafhankelijkheid voor de gebruiker. De e-fix is ideaal voor gebruik in kleine ruimtes en is gemakkelijk in de auto te vervoeren doordat hij zeer licht en compact is. De kleine Li-Ionen accu is met slechts 2 kg extreem licht en met een breedte van 8 cm erg smal.

Voor meer informatie zie: www.alber.nl





I I'M JOHANNES FROM BERLIN IN GERMANY

and i'm a 26 year old paraplegic.
My level of injury is L1 incomplete.

A good wheelchair is the first step to a truly independent life. At the same time it is one of the most complicated choices you have when you can't walk. The right wheelchair influences every part of your daily activities. It's the first object you see when you wake up and last when you go to bed at night.

I was lucky that the hospital I had my rehab in had a wide variety of chairs to try and test. As you spend more and more time up in your chair and learn how to use it, you start feeling what is right for you. After trying several brands my therapist gave me a küschall K-Series to try for a week.

It felt right from the first day I spent in it. So I started looking at the chairs available from küschall. As I am a person who always tries to optimize the idea of a custom chair where I could choose every parameter and make it my own appealed to me.

The KSL is all this. Not only is it a light chair which is made to your measurements but it also is so minimalistic and good looking that I fell in love with it at first sight. Having had a küschall K-Series fitted to me it was easy to find the right measurements.

Once my chair was made and arrived I was a happy paraplegic. The fixed frame makes a huge difference in how it drives. Every push feels more efficient and the frame feels so solid dropping down curbs and going fast that this alone makes you more confident moving around.

As a design conscious person who lives in the city, looks do matter. The KSL is so minimalistic in design that it goes with everything. I feel good taking it out to the forest adventuring with my dog. At the same time it is the perfect partner in crime for nights out in town, it feels right at home, in a bar or on a date.

I have owned a KSL for nearly two years now. It has become a part of me. It feels like a part of my body and still feels good every time I transfer into it. I have put it through a lot in our time together. Beaches from the Baltic to the Mediterranean Sea, hills, mountains and forests. Nothing has broken yet and I never have to worry about it.

I think all this makes a great chair. It should never be the wheelchair which makes you stop and think. It should feel like a part of your body and never let you down. At the end of the day you have to rely on it at all times.

The KSL ticks all those boxes for me and I feel uncomfortable when it's further away from me than arms reach.

**THE KSL HAS BECOME
A PART OF ME**





**JOUW KÜSCHALL
DEALER**